



Přenosnost bez kompromisů



Ostrý obraz. Pohodlné použití. Jednoduché použití.

GlideScope® Go™ 2 je druhá generace ručního videolaryngoskopického systému společnosti Verathon. Přináší jistotu, přehlednost i snadné použití videolaryngoskopů GlideScope®, vaší důvěryhodné značky videolaryngoskopů navržených pro úspěšný zákrok již při prvním průchodu¹ u pacientů rozličných konstitucí.



Ruku v ruce s ostrým obrazem

GlideScope Go 2 spolu se Spectrum™ QC poskytují obraz s vysokým rozlišením a umožňují přehledné zobrazení dýchacích cest.

- Získáte tak ostré zobrazení na 3,5" obrazovce Corning® Gorilla® Glass², odolné proti poškrábání.
- Vylepšená kvalita obrazu s širším zorným polem, abyste viděli více.



Ruku v ruce s pohodlným používáním

Získejte jistotu s GlideScope kdekoli a kdykoli potřebujete. Kompaktní a odolný GlideScope Go 2 se pohybuje spolu s vámi.

- Dostupný a připravený na požádání k použití v běžných i náročných podmínkách dýchacích cest.
- Lžice Spectrum QC jsou zaměnitelně použitelné s laryngoskopy GlideScope Core a Go 2, což přináší standardizaci v rámci celé organizace.



Ruku v ruce se snadným používáním

GlideScope Go 2 obsahuje intuitivní a snadno použitelné funkce spolu se spolehlivou technologií GlideScope, kterou již znáte a již důvěřujete.

- Laryngoskop Go 2 snadno spojíte se lžicí Spectrum QC nebo optickou násadou QC Large pomocí technologie magnetické spojky QuickConnect™.
- Přizpůsobte si nastavení prostředku pomocí intuitivního designu dotykové obrazovky.

1. Silverberg, Michael J., et al. „Comparison of Video Laryngoscopy Versus Direct Laryngoscopy During Urgent Endotracheal Intubation: A Randomized Controlled Trial.“ (Srovnání videolaryngoskopie a přímé laryngoskopie při urgentní endotracheální intubaci: randomizované, kontrolované klinické hodnocení) Critical Care Medicine 43.3 (2014): 636–641.

2. Corning a Gorilla jsou registrované ochranné známky společnosti Corning Incorporated.

Váš ruční videolaryngoskopický systém Go 2

Kompaktní a odolný videolaryngoskop GlideScope Go 2 je připraven, když vaše prostředí vyžaduje mobilitu.

Odolný

Go 2 je připraven na vaše prostředí s obrazovkou Corning® Gorilla® Glass a stupněm krytí IP67.

3,5" dotyková obrazovka

Barevné zobrazení na displeji na šířku



Indikátor baterie

Zbývajících nabití je vždy viditelné.

Dobíjecí baterie

Až 100 minut nepřetržitého provozu s integrovanou baterií.

Nabíjecí kolébka

Zjednodušte si nabíjení pomocí volitelné nabíjecí kolébky, kterou lze připevnit vertikálně.



Nastavitelný závěs

Nastavení pozorovacího úhlu pomocí vertikálního náklonu 170°.

Magnetická spojka QuickConnect

Zvyšuje účinnost a vylepšuje konektivitu.

Navigace na dotykové obrazovce

Povolte nastavení, jako je automatický záznam, automatické vypínání a funkce Dynamic Light Control®

Dynamic Light Control

Funkce Dynamic Light Control umožňuje optimalizaci kvality a jasů snímků hlasivek

Integrovaná paměť

Pořizování rychlých snímků a videí s kapacitou až 40 hodin videa

Kompatibilní se širokým portfoliem videolaryngoskopů

Přehledný, pohodlný a snadno použitelný GlideScope Go 2 je kompatibilní s laryngoskopy Spectrum QC a optickou násadou QC. Doplňuje pokročilý integrovaný systém GlideScope Core a poskytuje GlideScope pro systém Go.



Spectrum QC

Kompatibilní s rozsáhlým portfoliem jednorázových lžic Spectrum QC.



Hyperangle S1



Hyperangle S2



Hyperangle S2.5



Hyperangle S3



Hyperangle S4



Miller S0



Miller S1



Mac S3



Mac S4



Optická násada QC

GlideScope Go 2 je kompatibilní s optickou násadou QC a GVL® Stat 3 a 4.



Velká optická
násada QC



Jednorázová
lžice GVL 3



Jednorázová
lžice GVL 4

Naplánujte předváděcí akci s místním zástupcem společnosti Verathon nebo navštivte webové stránky verathon.com/glidescopego2.

verathon

verathon.com

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
USA

Tel.: +1 800 331 2313
(pouze USA a Kanada)

Tel.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896

EC REP

Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengastrat 13
1096 BL Amsterdam
Nizozemsko

Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australia) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Austrálie

Tel.: 1800 613 603 (v rámci Austrálie)
Fax: 1800 657 970

Tel.: +61 2 9431 2000 (mezinárodně)
Fax: +61 2 9475 1201