



Navrženo
pro
intenzivní
péči

BFlex™ 2
verathon

Silné sání i pod tlakem

Když se hromadí sekrety nebo je zhoršená viditelnost, je sací výkon zásadní. BFlex™ 2 udržuje silné a spolehlivé sání.



Největší pracovní kanál mezi předními jednorázovými bronchoskopy




Zůstává plně průchodný, i když je ohnutý



Udržuje sací výkon potřebný k odstranění obtížných ucpávek a viskózních sekretů

Výkon odsávání





Na JIP je péče vedena záměrem

Hladký a spolehlivý průchod nástrojů

Při zavádění nástrojů do obtížných segmentů zpomaluje odpor postupy a může zvyšovat riziko. Přepracovaný pracovní kanál BFlex™ 2 snižuje tření nástrojů a umožňuje kontrolované zavádění s malou silou, a to i při ohybu endoskopu.



Celkové síly potřebné k zavedení


Až o 68
nižší odpor²



2. Údaje v archivu.

BFlex 2 naráží na menší odpor

Plynulejší přístup, který pocítíte při zavádění nástrojů, ve srovnání s jinými předními jednorázovými bronchoskopy.





Zefektivněný pracovní postup

BFlex™ 2 podporuje pracovní postupy na jednotkách intenzivní péče díky promyšleným inovacím, které zvyšují efektivitu a funkčnost u lůžka pacienta.

Total Airway Solution™, první řešení svého druhu v oboru, integruje vysoce kvalitní videolaryngoskopii a bronchoskopii s živým zobrazením Dual View a brilantní vizualizací – což vám umožňuje jednat s jistotou v rutinních i nouzových situacích.

Speciální držák endoskopu udržuje BFlex 2 v bezpečí a po ruce během zákroku, zatímco ochranný obal pomáhá zachytit krevky a udržet čistší pracovní prostor.



Podívejte se, jak BFlex™ 2 změní váš pracovní postup při složitých operacích a zákrocích od pediatrie po dospělé. Navštivte verathon.com/icu

BFlex 2 – k dispozici ve čtyřech velikostech

Navrženo pro podporu široké škály zákroků a pacientů, od dětí po dospělé.



UltraSlim 2.8

0570-0447, krabička/5

Poskytuje kontrolu potřebnou pro vizualizaci dýchacích cest u dětí.

Klíčové specifikace

Vnější průměr zaváděcí trubice:
2,8 mm

Průměr pracovního kanálu:
není k dispozici

Minimální velikost trubice ET:
4,0

Minimální velikost DLT:
32 Fr



Slim 3,8

0570-0448, krabička/5

Zajišťuje ovladatelnost a kvalitu obrazu potřebnou pro procedury izolace plic.

3,8 mm

1,2 mm

5,0

35 Fr



Standardní 5,0

0570-0449, krabička/5

Nabízí dokonalou rovnováhu mezi pevností a flexibilitou pro většinu vašich bronchoskopických potřeb.

5,0 mm

2,2 mm

6,0

NA



Velká 5,8

0570-0450, krabička/5

Zajišťuje účinné odsávání díky největšímu pracovním kanálu mezi předními jednorázovými bronchoskopy.

5,8 mm

3,0 mm

7,0

NA

verathon

verathon.com

Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011
USA

Tel.: +1 800 331 2313
(pouze USA a Kanada)

Tel.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896



Verathon Medical (Europe) B.V.
Willem Fenengstraat 13
1096 BL Amsterdam
Nizozemsko

Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australia) Pty Limited
Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Austrálie

Tel.: 1800 613 603 (v rámci Austrálie)
Fax: 1800 657 970

Tel.: +61 2 9431 2000 (mezinárodní)
Fax: +61 2 9475 1201