

**Základní zdravotnické
produkty**

Průvodce produkty



Vstoupit





Úvod

Společnost Cardinal Health nabízí a dodává širokou a komplexní škálu zdravotnických produktů zaměřených na péči o pacienty s cílem snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit kvalitu. Naše produktová řada zahrnuje kvalitní portfolio předních značek, od kompresních pomůcek až po chirurgické rukavice, a poskytuje lékařům a ošetřujícímu personálu výběr produktů potřebných k uspokojení každodenní poptávky po komplexních řešeních v oblasti zdravotní péče.



Kompresní

Společnost Cardinal Health se věnuje spolupráci s klinickými lékaři s cílem pomoci snížit riziko žilní tromboembolie (VTE), což je potenciálně smrtelná komplikace. Naše řešení pomáhají předcházet riziku žilní tromboembolie (VTE).



Chirurgické rukavice

Naše chirurgické rukavice Protexis™ jsou navrženy tak, aby chránily toho, na čem záleží – vás a vašich pacientů. Proto do každé chirurgické rukavice Protexis™ vkládáme kvalitu, osvědčené klinické postupy a důvěru, abychom vám poskytli perfektní řešení pro každý typ zákroku.



Podávání výživy

Kangaroo™ je již více než 40 let důvěryhodnou značkou v oblasti enterální výživy. Ve společnosti Cardinal Health nabízíme nejnovější enterální výživovou pumpu Kangaroo OMNI™, která zajišťuje výživu a hydrataci v průběhu celé péče. Doplněno naší nabídkou univerzálních výživových sad a zařízení pro krátkodobý i dlouhodobý enterální přístup.



Elektrokardiologie

Většina zdravotnických zařízení vyžaduje celou řadu zdravotnických zařízení pro elektrokardiografii. Řešení Cardinal Health™ pomáhají zdravotnickým pracovníkům optimalizovat pracovní postupy a nákladovou efektivitu.



Měření teploty

Společnost Cardinal Health nabízí tympanické, prediktivní a bezkontaktní teploměry, stejně jako všechny nezbytné komponenty a příslušenství, které pomáhají lékařům poskytovat péči pacientům prostřednictvím rychlého a přesného měření teploty.



Správa tekutin

Díky více než 40 letům zkušeností jsou produkty pro správu tekutin Cardinal Health™ Medi-Vac® důvěryhodným a špičkovým řešením pro bezpečný, vysoce kvalitní a efektivní sběr odpadních tekutin.



Operační sál

Od ochrany před vpichy jehlou až po pomoc při prevenci křížové kontaminace pacientů nabízí společnost Cardinal Health kompletní řadu produktů a příslušenství, které pomáhají zajistit bezpečnost zdravotníků a pacientů na operačním sále. Naše řada nezbytných produktů pro operační sály vám nabízí různé velikosti a možnosti, které splňují klinické potřeby a zajišťují flexibilitu v prostředí péče.

Obsah

| | |
|---|----|
| <u>Kompresní</u> | 4 |
| <u>Stomatolo ogie</u> | 10 |
| <u>Elektrody</u> | 12 |
| <u>Výživa</u> | 22 |
| <u>Porodnictví a perinatální péče</u> | 33 |
| <u>Operační sál</u> | 36 |
| <u>Bezpečnostní jehly a injekční stříkačky a odběr krve</u> | 41 |
| <u>Likvidace ostrých předmětů</u> | 44 |
| <u>Chirurgické rukavice</u> | 51 |
| <u>Zvládání tekutin</u> | 56 |
| <u>Měření teploty</u> | 65 |
| <u>Péče o rány</u> | 67 |
| <u>Cardinal Health™ OEM speciální zdravotnické produkty</u> | 72 |
| <u>Rejstřík</u> | 77 |

Zdravotnické výrobky

Kompresce

Kendall SCD™ SmartFlow™ Kompresní systém

Řídicí jednotka

Komfortní rukávy

Rukávy Express a manžeta na nohu

Sada hadiček

Kendall SCD™ 700 sekvenční Kompresní systém

Komfortní návleky

Rukávy Express a manžeta na nohu

Sestava hadic

T.E.D.™

Ponožky proti
embolií



Kendall SCD™ SmartFlow™



Kendall SCD™ SmartFlow™ Kompresní systém

Ovladač Kendall SCD™ SmartFlow™

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------|---|-------------------|
| 82100 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro EU | 1 |
| 82101 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro Velkou Británii | 1 |
| 82102 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro Švýcarsko | 1 |

2797
CE

Kendall SCD™ SmartFlow™ Komfortní návleky se sekvenční kompresí



Kendall SCD™ SmartFlow™

Komfortní návleky se sekvenční kompresí — délka po stehno

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 84010 | Délka stehna | <40,6 cm | XS | 5 párů |
| 84011 | Délka po stehno | <55,9 cm | S | 5 párů |
| 84012 | Délka na stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 84013 | Délka po stehna | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

CE



Kendall SCD™ SmartFlow™

Kompresní komfortní návleky se sekvenční kompresí — délka po kolena

| Kód | Popis | Obvod lýtky | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|-------------|----------|-------------------|
| 84021 | Délka v kolenou | <35,5 cm | Malá | 5 párů |
| 84022 | Délka po kolena | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 84023 | Délka po kolena | <66,0 cm | Velké | 5 párů |

CE



Rukávy a manžety na nohy Kendall SCD™ SmartFlow™ Express

Kendall SCD™ SmartFlow™ Express rukávy — délka po stehno

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 83011 | Délka stehna | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 83012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 83013 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |



Návleky Kendall SCD™ SmartFlow™ Express – po kolena

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 83022 | Délka ke kolenu | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 83023 | Délka ke kolenu | <66,0 cm | Velké | 5 párů |
| 83024 | Délka ke kolenu | <81,2 cm | XL | 5 párů |



Kendall SCD™ SmartFlow™ manžeta na nohu

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-------|------------|-------------------|
| 83032 | Běžná | Standardní | 10 kusů |
| 83033 | Velké | Velké | 10 singlů |



Kendall SCD™ SmartFlow™ Sada hadic

Sada hadic

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 82202 | Sada hadic — standardní délka, 1,6 m | - | 10 |
| 82203 | Sada hadic — délka 3,3 m | - | 10 |



Kendall SCD™



Kendall SCD™ Řídicí jednotka řady 700

Řídicí jednotka Kendall SCD™ řady 700

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| 295250 | Řídicí jednotka řady SCD™ 700 – EU řídicí | 1 |
| 295251 | jednotka řady SCD™ 700 – UK | |



2797



Kendall SCD™ Komfortní návleky

Kendall SCD™ Komfortní návleky se sekvenční kompresí — délka po stehno

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 74010 | Délka stehna | <40,6 cm | XS | 5 párů |
| 74011 | Délka na stehno | <55,9 cm | S | 5 párů |
| 74012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 74013 | Délka na stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |



Kendall SCD™ Sekvenční kompresní komfortní návleky — délka ke kolenům

| Kód | Popis | Obvod lýtka | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|-------------|----------|-------------------|
| 74021 | Délka ke kolenům | <35,5 cm | Malá | 5 párů |
| 74022 | Délka ke kolenům | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 74023 | Délka ke kolenům | <66,0 cm | Velké | 5 párů |



Kendall SCD™ Sekvenční kompresní komfortní odtrhávací návleky

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 74041 | Délka stehna | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 74042 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 74043 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |



Rukávy a manžety na nohy Kendall SCD™ Express

Rukávy Kendall SCD™ Express — délka po stehno

| Kód | Popis | Obvod lýtka/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 73011 | Délka stehna | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 73012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 73013 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |



Rukávy Kendall SCD™ Express — délka po kolena

| Kód | Popis | Obvod lýtka/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 73022 | Délka ke kolenům | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 73023 | Délka ke kolenům | <66 cm | Velké | 5 párů |
| 9790 | Délka po kolena | <81,2 cm | XL | 5 párů |





Kendall SCD™ Express odtrhávací rukávy

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 73041 | Délka stehna | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 73042 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 73043 | Délka na stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |



Kendall SCD™ Express manžeta na nohu

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| 73032 | Manžeta na nohu | Standardní | 10 kusů |
| 73033 | Manžeta na nohu | Velká | 10 kusů |



Kendall SCD™ Sada hadiček

Sada hadiček

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------|--|-------------------|
| 9528 | Sada hadic, 2,1 m | 1 |
| 9595 | Sada hadiček (prodloužení pro ambulantní použití), 1,2 m | 1 |



Ponožky proti embolii T.E.D.™



| Délka nohy Obvod stehna | Obvod lýtky | Kód | Délka nohy | Velikost | Barva horní části | Prodejní jednotka |
|----------------------------|-----------------|--------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| Méně než 63,5 cm | S | 3071LF | Krátký | A | Žlutá | 6 párů |
| | | 3130LF | Standardní | B | Bílá | 6 párů |
| | | 3222LF | Dlouhé | C | Modrá | 6 párů |
| | Střední | 3310LF | Krátké | D | Žlutá | 6 párů |
| | | 3416LF | Standardní | E | Bílá | 6 párů |
| | | 3549LF | Dlouhé | F | Modrá | 6 párů |
| | | 3634LF | Krátké | G | Žlutá | 6 párů |
| | | 3728LF | Běžný | H | Bílá | 6 párů |
| | | 3856LF | Dlouhé | J | Modrá | 6 párů |
| | 63,5 až 81,3 cm | XL | 4010LF | Krátké | K | Žlutá |
| 4114LF | | | Standardní | L | Bílá | 6 párů |
| 4216LF | | | Dlouhé | M | Modrá | 6 párů |
| X-Large Plus | | 3180LF | Krátké | N | Žlutá | 6 párů |
| | | 3181LF | Standardní | P | Bílá | 6 párů |
| | | 3182LF | Dlouhé | Q | Modrá | 6 párů |
| 81,3 až 91,4 cm | XXL | 3183LF | Krátké | R | Žlutá | 6 párů |
| | | 3184LF | Standardní | S | Bílá | 6 párů |
| | | 3185LF | Dlouhé | T | Modrá | 6 párů |



Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Správa tekutin | Teploměr | Péče o rány | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|-----|


Délka po stehno s páskem

| Obvod stehna | Obvod lýtky | Kód | Délka nohy | Velikost | Barva horní části | Prodejní jednotka |
|------------------|-------------|------|------------|----------|-------------------|-------------------|
| Méně než 63,5 cm | XS | 3306 | Standardní | AA+ | Bílá | 6 párů |
| | | 3320 | Dlouhé | BB+ | Modrá | 6 párů |
| | Malé | 3039 | Standardní | A+ | Bílá | 6 párů |
| | | 3364 | Dlouhé | B+ | Modrá | 6 párů |
| | Střední | 3144 | Standardní | C+ | Bílá | 6 párů |
| | | 3449 | Dlouhé | D+ | Modrá | 6 párů |
| | Velké | 3221 | Standardní | E+ | Bílá | 6 párů |
| | | 3523 | Dlouhé | F+ | Modrá | 6 párů |
| 63,5 až 81,3 cm | XL | 3922 | Standardní | G+ | Bílá | 6 párů |
| | | 3995 | Dlouhé | H+ | Modrá | 6 párů |


Délka po kolena

| Obvod lýtky | Obvod lýtky | Kód | Délka nohy | Velikost | Barevné kódování T.E.D.™ | Prodejní jednotka |
|------------------|-------------|--------|------------|----------|--------------------------|-------------------|
| Méně než 30,5 cm | Malá | 7071 | Střední | A- | Bílá | 12 párů |
| | | 7339 | Dlouhé | B- | Modrá | 12 párů |
| 30,5 až 38 cm | Střední | 7115 | Standardní | C- | Bílá | 12 párů |
| | | 7480 | Dlouhý | D- | Modrá | 12 párů |
| 38 až 44,5 cm | Velké | 7203 | Standardní | E- | Bílá | 12 párů |
| | | 7594 | Dlouhé | F- | Modrá | 12 párů |
| 44,5 až 51 cm | X-Large | 7615 | Regular | G- | Bílá | 12 párů |
| | | 7802 | Dlouhé | H- | Modrá | 12 párů |
| 51 až 58,4 cm | XXL | 7470LF | Regular | J- | Bílá | 12 párů |
| | | 7471LF | Dlouhé | K- | Modrá | 12 párů |
| 58,4 až 66 cm | XXX-Large | 7472LF | Regular | L- | Bílá | 12 párů |
| | | 7473LF | Dlouhé | M- | Modrá | 12 párů |


Model po kolena pro nepřetržitou péči

| Obvod lýtky | Délka | Popis | Kód položky | | | Prodejní jednotka |
|---------------|--------|------------------|-------------|--------|-------|-------------------|
| | | | Bílá | Běžová | Černá | |
| <30,5 cm | <41 cm | Malá Střední | 4278 | 4265 | 4434 | 12 párů |
| | ≥41 cm | Malé Dlouhé | 4282 | 4317 | 4572 | 12 párů |
| 30,5 až 38 cm | <43 cm | Střední | 4279 | 4271 | 4435 | 12 párů |
| | ≥43 cm | Středně dlouhé | 4283 | 4323 | 4573 | 12 párů |
| 38 až 44,5 cm | <46 cm | Velké Standardní | 4280 | 4289 | 4436 | 12 párů |
| | ≥46 cm | Velké dlouhé | 4284 | 4335 | 4574 | 12 párů |
| 44,5 až 51 cm | <46 cm | X-Large Regular | 4281 | 4296 | 4437 | 12 párů |
| | ≥46 cm | X-Large Long | 4285 | 4344 | 4575 | 12 párů |


Model po stehna pro nepřetržitou péči

| Obvod stehna | Obvod lýtky | | Délka | | | Prodejní jednotka |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Krátká <74 cm | Standardní 74–84 cm | Dlouhé >84 cm | |
| <63,5 cm | Malá | 30,5 cm | 4297 | 4300 | 4303 | 6 párů |
| | Střední | 30,5 až 38 cm | 4298 | 4301 | 4304 | 6 párů |
| | Velké | 38 až 44,5 cm | 4299 | 4302 | 4305 | 6 párů |

K dispozici pouze v bílé barvě



Zubní produkty

Stomatologie

Endodontické jehly Monoject™



Endodontické jehly



Endodontické jehly Monoject™ — sterilní

| Kód | Tloušťka a délka jehly | Barva | Prodejní jednotka |
|------------|------------------------|----------|-------------------|
| 8881471232 | 23G x 31,75 mm | Oranžová | 4 x (25 x 1 ks) |
| 8881471273 | 27G x 31,75 mm | Žlutá | 4 x (25 x 1 ks) |



Endodontická irigační jehla Monoject™ se stříkačkou – sterilní

| Kód | Průměr a délka jehly | Velikost | Stříkačka |
|-------------|----------------------|----------|-------------|
| 1180323114E | 23G x 31,75 mm | 3 ml | 800 (8x100) |
| 1180327114E | 27G x 31,75 mm | 3 ml | 800 (8x100) |



Zdravotnické výrobky

Elektrody

Elektrody Kendall™ pro EKG u dospělých

Elektrody Kendall™ pro EKG u novorozenců

Elektrody Kendall™ pro EKG u novorozenců/kojenců

Elektrody Kendall™ pro polysomnografii (PSG)

Multifunkční defibrilační elektrody MediTrace™

Systém kabelů a elektrod Kendall DL™



Legenda symbolů:

Zvláštní vlastnosti



MR podmíněný

Průhledný pro
rentgenové paprsky

Voděodolný



Lze přemístit

Typ gelu



Tekutý



Vodivý adhezivní hydrogel

Elektrody

Elektrody pro dospělé

Elektrody pro všeobecné monitorování — dlouhodobé monitorování



Pěnové elektrody Kendall™
200

Kód: 31050522

- Pěnová podložka
- Balení v perforovaných prouzcích po 5 kusech
- Adaptér s výstupkem
- 36,5 mm, kapkovitý

Prodejní jednotka: 100/1000



Pěnové elektrody Kendall™
530

Kód: 31013926

- Pěnová podložka
- Vhodné také pro diaforetické použití
- Balení 30 volných elektrod
- Adaptér na čepy
- 45 mm kapkovitý

Prodejní jednotka: 30/600



Elektrody Kendall™ H92SG

Kód: 31.1925.21

- Pěnová podložka
- Víceúčelová elektroda
- Adaptér na čep
- 57 × 34 mm, oválný

Prodejní jednotka: 50/500



Elektrody Kendall™ H34SG

Kód: 31.1946.21

- Pěnová podložka
- Všestranná elektroda vhodná také pro diaforetické použití
- Odolné proti sprchování a vodě
- Lze nosit 72 hodin
- Adaptér s výstupkem, plast plněný uhlíkem
- Kapkovitý tvar 50 x 45 mm

Prodejní balení: 30/300



Elektrody pro dospělé

Elektrody pro všeobecné monitorování — dlouhodobé monitorování



Elektrody Kendall™ H91SSG

Kód: 31.1917.21

- Pěnová podložka
- Vhodné také pro diaforetické použití
- Silné lepidlo
- Násada na čep, nerezová ocel
- 57 x 34 mm, oválný

Prodejní jednotka: 50/500



Elektrody Kendall™ H91TSG

Kód: 31.1915821

- Pěnová podložka
- Adaptér na čep, plast plněný uhlíkem
- 57 x 34 mm oválný

Prodejní balení: 50/500



Elektrody Kendall™ H914SG

Kód: 31.1914.21

- Pěnová podložka
- Banánkový adaptér
- 57 x 34 mm, oválný

Prodejní jednotka: 30/300




Kendall™ H914TSG Elektrody

Kód: 31.1914821

- Pěnová podložka
- Banánkový adaptér
- 57 x 34 mm ovál

Prodejní jednotka:
20/200



Elektrody Kendall™ RR3305

Kód: RR3305

- Látkový podklad
- Lze přemístit dvakrát během 72 hodin
- Balení po 5 elektrodách
- Adaptér s výstupkem, plast s uhlíkovým plněním
- Obdélníkový, 31,8 x 36,8 mm

Prodejní jednotka: 5/600



Látkové elektrody Kendall™ H69P

Kód: ES40281

- Podklad z látky
- Vhodné pro citlivou pokožku
- Adaptér na špendlík, nerezová ocel
- 22 mm čtvercový

Prodejní balení: 30/450



Látkové elektrody Kendall™ H59P

Kód: ES40076

- Látkový podklad
- Vhodné pro citlivou pokožku
- Šroubový adaptér, nerezová ocel
- Obdélníkové 33 x 22 mm

Prodejní jednotka: 30/450



Elektrody pro dospělé

Elektrody pro všeobecné monitorování — dlouhodobé monitorování



Elektrody Kendall™ H135SG

Kód: 31.1355.21

- Pěnová podložka
- Vhodné také pro pediatrické použití
- Adaptér na čep, nerezová ocel
- 43 x 35 mm Ø

Prodejní balení: 50/500



Elektrody Kendall™ H135TSG

Kód: 31.1355821

- Pěnová podložka
- Silná přilnavost
- Adaptér na čepy, plast plněný uhlíkem
- 43 x 35 mm Ø

Prodejní balení: 50/500



Elektrody Kendall™ H124SG

Kód: 31.1245.21

- Pěnová podložka
- Vhodné i pro pediatrické použití
- Adaptér na čepy, nerezová ocel
- Ø 30 x 24 mm

Prodejní balení: 50/500



Elektrody Kendall™ H93SG

Kód: 31.1935.21

- Pěnová podložka
- Adaptér na čep, nerezová ocel
- 42 x 24 mm oválný

Prodejní balení: 50/500



Elektrody pro všeobecné monitorování —
krátkodobé monitorování



Pěnové elektrody Kendall™ 100 a 133

Kódy: 31118733 a 31439725

- Pěnová podložka
- Vhodné také pro pediatrické použití
- Menší verze Medi-Trace™ 200
- Verze 133 Baleno v perforovaných prouzcích po 3 kusech
- Verze 100 Baleno v perforovaných prouzcích po 5 kusech
- Adaptér na čepy
- 30 mm kapkovitý

Prodejní jednotka (31118733): 100/1000

Prodejní jednotka (31439725): 3/600



Elektrody Kendall™ H98SG

Kód: 31.1986.21

- Netkaná podložka
- Vhodné i pro citlivou pokožku
- Šroubový adaptér, nerezová ocel
- Ø 55 mm

Prodejní balení: 30/300



Elektrody Kendall™ H99SG

Kód: 31.1996.21

- Netkaná podložka
- Vhodné i pro citlivou pokožku
- Adaptér na čepy, nerezová ocel
- Ø 55 mm

Prodejní jednotka: 30/300



Elektrody pro dospělé

Elektrody pro diagnostické monitorování



Elektrody Kendall™ H34LG

Kód: 31.1345.21

- Pěnová podložka
- Vhodné také pro zátěžové testy
- Odolné proti sprchování a vodě
- Lze nosit 72 hodin
- Adaptér na čepy, nerezová ocel
- 50 x 45 mm, kapkovitý tvar

Prodejní jednotka: 30/300



Elektrody Kendall™ H66LG

Kód: 31.1663.21

- Pěnová podložka
- Adaptér na čep, nerezová ocel
- Ø 55 mm

Prodejní balení: 30/300



Elektrody Kendall™ H98LG

Kód: 31.1985.21

- Mikroporézní netkaná podložka
- Vhodné i pro citlivou pokožku
- Adaptér s čepem, nerezová ocel
- Ø 55 mm

Prodejní balení: 30/300



Elektrody Kendall™ H99LG

Kód: 31.1995.21

- Podklad z netkané textilie s síťovou strukturou
- Vhodné i pro citlivou pokožku
- Šroubový adaptér, nerezová ocel
- Ø 55 mm

Prodejní balení: 30/300



Elektrody Kendall™ 5400

Kód: 31433538

- Polyesterová podložka
- Elektroda s výstupkem vhodná pro klidové diagnostické EKG
- 23 x 33 mm

Prodejní jednotka: 100/4000



Elektrody Kendall™ 5500

Kód: 30807732

- Polyesterová podložka
- Elektroda s výstupkem vhodná pro klidové diagnostické EKG
- Silná přilnavost
- 23 x 33 mm

Prodejní balení: 100/2000



Elektrody pro novorozence



Elektrody Kendall™ Neonatal H87H/F

Kód: 31.3876.04

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevné označení podle IEC (černá, červená, žlutá)
- Ø 30 mm

Prodejní balení: 3/120




Elektrody Kendall™ Neonatal H87PG/F

Kód: 31.5872.04

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevné označení podle IEC (černá, červená, žlutá)
- Ø 30 mm

Prodejní balení: 3/120



Kendall™ Neonatální H203PG Elektrody

Kód: 31.5032.26

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 50 cm
- 4 mm banánková zásuvka
- 30 x 22 mm, oválný

Prodejní jednotka:
15/120



Kendall™ Neonatal H203PGK Elektrody

Kód: 31.5033.26

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 100 cm
- 4 mm banánková zásuvka
- 30 x 22 mm oválný

Prodejní balení: 15/120



Elektrody Kendall™ Neonatal H203PGT

Kód: 31.5039124

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 90 cm
- 4 mm banánková zásuvka
- 30 x 22 mm oválný

Prodejní jednotka: 3/90



Elektrody Kendall™ Neonatal H207H

Kód: 31.3076.26

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevné označení podle IEC (černá, červená, žlutá)
- 30 x 22 mm oválný

Prodejní balení: 15/120




Elektrody Kendall™ Neonatal H207PG/F

Kód: 31.5072.03

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevné označení podle IEC (černá, červená, žlutá)
- 30 x 22 mm oválný

Prodejní balení: 3/120



Kendall™ Neonatal H207PGT Elektrody

Kód: 31.5072824

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 90 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- 30 x 22 mm oválný

Prodejní balení:
3/90



Elektrody pro novorozence/kojence



Elektrody Kendall™ Neonatal H27H/F

Kód: 31.3276.03

- Podklad z netkané textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevné označení podle IEC (černá, červená, žlutá)
- Ø 24 mm

Prodejní balení: 3/120



Elektrody Kendall™ pro kojence L36 LB

Kód: EP30016

- Látkový podklad
- Vhodné pro inkubátor
- Integrovaný upevňovací pásek
- Délka kabelu 45,7 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- Obdélníkový 22 x 17 mm

Prodejní balení: 3/300



Elektrody Kendall™ Neonatal 1050NPSM

Kód: 31424768

- Podložka z textilie
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- průměr 30 mm

Prodejní jednotka: 3/300



Elektrody Kendall™ Neonatal 1051NPSM

Kód: 31424743

- Podklad z tkaniny
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- Ø 25 mm

Prodejní balení: 3/300



Elektrody Kendall™ Neonatal 1053NPSM

Kód: 31424719

- Látkový podklad
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- Ø 28 mm

Prodejní balení: 3/300



Elektrody Kendall™ Neonatal 1041PTS

Kód: 31424780

- Podklad z průhledné pásky
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- Ø 25 mm

Prodejní balení: 3/300



Elektrody Kendall™ Neonatal 1042PTS

Kód: 31424785


- Podklad z průhledné pásky
- Vhodné pro inkubátor
- Délka kabelu 60 cm
- 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN
- Barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá)
- Obdélníkový, 30 x 25 mm

Prodejní jednotka: 3/300



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Elektrody pro polysomnografii (PSG)*




Elektrody Cardinal Health PSG, vhodné pro dospělé i děti, splňují specifické požadavky aplikací polysomnografie ve spánkových laboratořích.

| Kód | Vyhledat kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 31.6071.26 | H207LG/F60 | Elektroda pro aplikace PSG s integrovaným 60 cm dlouhým vodičem červená, žlutá, černá | 12/180 |
| 31.6073.26 | H207LG/F150 | Elektroda pro aplikace PSG s integrovaným 150 cm dlouhým připojovacím kabelem, bílá | 12/180 |
| 31.6074.26 | H207LG/F200 | Elektroda pro PSG aplikace s integrovaným 200 cm dlouhým přírodním kabelem, červená, žlutá, černá | 6/90 |

*Nevhodné pro použití u novorozenců a předčasně narozených dětí



Multifunkční defibrilační elektrody



Medi-Trace™ Classic

| Kód | Odpovídající kód | Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/balení | Páry/karton |
|----------|------------------|--|-----------------|-------------|
| 31319281 | 1310P | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 31469219 | 1410Z | Zoll R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X Series, Propaq MD | 1 pár | 10 |
| 40000006 | 1710H | Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A ² , M3536A ²), HeartStart XL M4735A ¹ , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²) HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |

¹ Vyžaduje kabel pro volné ruce Philips M3508A

² Autotest AED selže, pokud jsou elektrody předem připojeny



| Kód | Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/sáček | Páry/karton |
|----------|--|----------------|-------------|
| 22550 ks | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22660PC | Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A ¹), HeartStart XL M4735A, HeartStart 4000 M5500B, HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²) HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |
| 22770PC | Zoll R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, X Series, Propaq MD | 1 pár | 10 |

Všechny výše uvedené kódy jsou vhodné pro pacienty ve věku ≥ 8 let nebo s hmotností ≥ 25 kg

¹ Vyžaduje kabel pro volné ruce Philips M3508A

² Autotest AED selže, pokud jsou elektrody předem připojeny



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Zvládání tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|-----|

Multifunkční defibrilační elektrody

Medi-Trace™ Cadence RTS (rentgenově průhledná)

| Kód | Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/sáček | Páry/karton |
|---------------------|--|----------------|-------------|
| 22550A ⁺ | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22550R | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22550P* | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E), Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 5 |
| 22770R | Zoll R Series, R Series Plus, R Series ALS, Propaq MD | 1 pár | 10 |
| 22770P* | Řada Zoll R BLS, řada R Plus, řada R ALS, řada X, Propaq MD | 1 pár | 5 |
| 22660R | Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A), HeartStart XL M4735A ¹ , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²) HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |
| 22660P* | Heartstream XLT M3500B, HeartStart MRx (M3535A, M3536A, M4735A), HeartStart 4000 M5500B HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 5 |

+ Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS jsou radioprůhledné, s výjimkou kódu 22550A

* Tyto elektrody jsou určeny pro pacienty mladší 8 let nebo s hmotností nižší než 25 kg.

¹ Vyžaduje kabel pro volné ruce Philips M3508A

² Autotest AED selže, pokud jsou elektrody předem připojeny



Kendall™ DL — Systém kabelů a elektrod



Systém elektrod u lůžka Kendall™ DL

| IEC | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--|-------------------|
| 33103EG | - | 3 elektrody u lůžka červená, zelená, žlutá | 10 |
| 33103EB | - | 3 vodičový u lůžka černý, červený, žlutý | 10 |
| 33105E | 33105 | 5 Olověné lůžkové | 10 |
| 33110E | 33110 | 10 elektrod u lůžka | 5 |
| 33111E | 33111 | Hrudní svody (V-svody) | 10 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----|
| Kompresní | Stomatologie | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Teploměr | Ošetřování ran | OEM |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----|



Kendall™ DL — jednorázové elektrodové vodiče

Sady telemetrických elektrod Kendall™ DL s přímým připojením

| IEC | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|-------|---|-------------------|
| 33112E | 33112 | Pro použití s 5-svodovým telemetrickým systémem, vyrobeným společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod její ochrannou známkou ApexPro™ | 10 |
| 33113E | 33113 | Pro použití s 5-svodovým telemetrickým systémem vyráběným společností Koninklijke Philips Electronics N.V. pod její ochrannou známkou Veridia™ | 10 |
| 33114E | 33114 | Pro použití s 5-svodovými telemetrickými systémy vyráběnými společností Koninklijke Philips Electronics N.V. pod obchodní značkou IntelliVue™ | 10 |
| – | 33125 | Pro použití s 6-svodovým telemetrickým systémem CH vyráběným společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod obchodní značkou ApexPro™ | 10 |
| – | 33126 | Určeno pro použití s 6-svodovými telemetrickými systémy FH vyráběnými společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod obchodní značkou ApexPro™ | 10 |
| 33132E | | Pro použití s 5-svodovými kabely Draeger Medical, Inc. s dvojitými konektory | 10 |
| – | 33133 | Pro použití s 5-svodovými telemetrickými systémy Spacelabs Healthcare | 10 |
| – | 33134 | Pro použití s 6-svodovými telemetrickými systémy Nihon Kohden | 10 |
| – | 33147 | 5 elektrod bez SpO ₂ . Pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40 | 100 |
| – | 33148 | 6 elektrod bez SpO ₂ . Pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40 — Direct Connect | 100 |
| – | 33150 | 6 elektrod SpO ₂ . Pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40, kompatibilní se senzory SpO ₂ Nellcor — Direct Connect | 100 |
| – | 33151 | 5 elektrod SpO ₂ . Určeno pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40, kompatibilní se senzory SpO ₂ Masimo | 100 |
| – | 33152 | 6kanálový SpO ₂ . Pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40, kompatibilní se senzory Masimo SpO ₂ | 100 |



Systém Kendall™ DL Dual Connect

| IEC | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|-------|---|-------------------|
| 33135E | – | Sada elektrod s dvojitým připojením + kabel, 5 elektrod | 5 |
| 33136E | | Pouze sada elektrod s duálním připojením, 5 elektrod | 25 |
| – | 33145 | Pouze kabel s dvojitým připojením | 5 |



Průhledné jednorázové elektrodové sady

| IEC | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|-----|-----------|--|-------------------|
| – | 33136R36 | Sada rentgenové průhledných elektrod, 5 elektrod, 90 cm | 10 |
| – | 33136R72 | Sada rentgenové průhledných elektrod, 5 elektrod, 180 cm | 10 |
| – | 33136RV36 | Sada rentgenové průhledných elektrod na hrudník, 5 elektrod, 90 cm | 10 |



Zdravotnické produkty

Podávání výživy

Enterální výživové pumpy a sady Kangaroo™


Pediatrické sondy

Nasogastrické sondy Kangaroo™

Krátkodobý přístup — nazojejunální sonda

Gastrointestinální přístup — sondy
s dvojitým lumenem

Náhradní dlouhodobý přístup —
gastrostomické sondy



Kompletní systém pro podávání výživy

Zavázali jsme se pomáhat při **prevenci nutriční nedostatečnosti** a zároveň podporovat monitorování pacientů a poskytovat enterální výživu a/nebo hydrataci.



Enterální výživové pumpy a sady Kangaroo™



Enterální přístup Kangaroo™

Kangaroo™ Enterální výživové pumpy a sady



Kangaroo OMNI™ Enterální výživová pumpa

| Kód | Popis | Prodej kus |
|--------|--|------------|
| 585400 | Enterální výživová pumpa Kangaroo OMNI™ (Včetně napájecího adaptéru a svorky na stojan) | 1 |



Sady na krmení Kangaroo OMNI™

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|---|---------|-------------------|
| B5FDS | Sada pro krmení Kangaroo OMNI™, sterilní | 500 ml | 30 |
| B10FDS | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B16FDS | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení, sterilní | 1600 ml | 30 |
| BSPFDS | Kangaroo OMNI™ sádka pro krmení s hrotem ENPlus, sterilní | | 30 |
| B31FDS | Kangaroo OMNI™ sádka pro krmení s ENPLUS 3-v-1, sterilní | | 30 |
| BSP2FDS | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení s dvojitým hrotem ENPlus, sterilní | | 30 |
| ER100S | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ byretová výživa, sterilní | 100 ml | 30 |
| B5FD | Sada na krmení Kangaroo OMNI™, nesterilní | 500 ml | 30 |
| B10FD | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| BSPFD | Kangaroo OMNI™ sádka pro výživu s hrotem ENPlus, nesterilní | | 30 |



Kangaroo OMNI™ Sady pro výživu s vakem na proplachování

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|--|---------|-------------------|
| B10FFS | Sada pro výživu Kangaroo OMNI™ s proplachovacím vakem, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B16FFS | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem, sterilní | 1600 ml | 30 |
| BSPFFS | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem a hrotem ENPlus, sterilní | | 30 |
| B31FFS | Sada pro výživu Kangaroo OMNI™ s vakem na proplachování a ENPlus 3 v 1, sterilní | 1000 ml | 30 |
| BSPVFFS | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení s ENPlus hrotem a odvětrávaným hrotem pro proplachování, sterilní | | 30 |
| B5FF | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem, nesterilní | 500 ml | 30 |
| B10FF | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| BSPFF | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem a hrotem ENPlus, nesterilní | 1000 ml | 30 |



* Informujte se u místního zástupce společnosti Cardinal Health o dostupnosti těchto produktů ve vaší zemi

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměření | Péče o rány | OEM |
|-----------|-------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-----|

Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sady pro výživu s hustou výživou*

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|---|---------|-------------------|
| ESFDSR | Kangaroo OMNI ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou, sterilní | 500 ml | 30 |
| E10FDSR | Kangaroo OMNI ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou, sterilní | 1000 ml | 30 |
| E10FFSR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro podávání husté výživy s proplachovacím sáčkem, sterilní | 1000 ml | 30 |
| E5FDR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro podávání husté výživy, nesterilní | 500 ml | 30 |
| E10FDR | Sada na krmení Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ s hustou výživou, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| E5FFR | Sada pro podávání husté výživy Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ s proplachovacím sáčkem, nesterilní | 500 ml | 30 |
| E10FFR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro podávání husté výživy s proplachovacím sáčkem, nesterilní | 1000 ml | 30 |

*Husté výživové přípravky jsou definovány jako enterální tekutiny hladké konzistence, které by byly zařazeny do úrovně 2, 3 nebo 4 v rámci Mezinárodní iniciativy pro standardizaci stravy při dysfagii (IDDSI).

CE
2797



Kangaroo OMNI™ Enterální výživa Čerpadlo — Příslušenství

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 584491 | Napájecí kabel Kangaroo™ | 1 |
| 385495 | Stojan na stůl Kangaroo™ | 1 |
| 385492 | Svorka na tyč Kangaroo OMNI™ | 1 |
| 384492 | Nastavitelná svorka na tyč Kangaroo™ | 1 |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.



| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 770037S | Batoh Kangaroo™, černý, malý | 1 |
| 770037M | Batoh Kangaroo™, černý, střední | 1 |
| 770037L | Batoh Kangaroo™, černý, velký | 1 |
| 770035S | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |
| 770035M | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |
| 770035L | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |

* Informujte se u místního zástupce společnosti Cardinal Health o dostupnosti těchto produktů ve vaší zemi.

Kangaroo™ Podávací pumpy



Kangaroo™ ePump Enterální výživová pumpa

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|---|-------------------|
| 482400J | Kangaroo™ ePump včetně svorky na stojan, napájecího adaptéru a návodu k obsluze | 1 |



Hrot ENplus



Dvojitý hrot



Adaptér 3 v 1



Vodní vak



Hrot s odvodem vody



Konektor pro výživovou sondu ENFit™



Port pro podávání léků ENFit™



Adaptér pro podávání léků ENFit™ na ENLock Oral-luer



Sáček na výživu



Adaptér ENFit™ na trychtýřovou sondu

Sady pro enterální výživu Kangaroo™ ePump, PVC bez DEHP, sterilní

Sady pro enterální výživu s hroty

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Sady pouze pro výživu | | |
| 777401 | Sada hrotů ENPLUS | 30 |
| 777402 | Dvojitá sada hrotů ENPLUS | 30 |
| 777403 | Sada ENPLUS 3 v 1 | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 777405 | Sada ENPLUS s hrotem a proplachovací sadou 1000 ml | 30 |
| 777406 | Sada ENPLUS 3 v 1 a 1000 ml proplachovací sada | 36 |
| 777407 | Sada ENPLUS s napájecím a odvětrávacím hrotem | 30 |



Napájecí sady s integrovanými vaky

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Sady pouze s krmivem | | |
| 777064 | Sada 500 ml | 30 |
| 777106 | Sada 1000 ml | 30 |
| 777163 | Sada 1600 ml | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 778104 | Sada pro plnění a proplachování o objemu 1000 ml | 30 |
| 778161 | Sada pro plnění 1600 ml a proplachování 1000 ml | 30 |
| 673662 | Sada pro podávání 1000 ml a proplachování 1000 ml, nesterilní | 30 |
| Adaptéry | | |
| 777222 | Adaptér pro podávání léků ENFit™ na ENLock Oral-luer | 30 |
| 777444 | Adaptér ENFit™ na trychtýřovou sondu | 30 |
| 1814717995 | Adaptér 3 v 1 | 50 |



Kangaroo™ ePump – příslušenství

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 382491* | Napájecí adaptér | 1 |
| 382492* | Svorka na tyč | 1 |
| 1054715* | Akumulátorová sada | 1 |
| 382493* | Sada nástavců | 1 |
| 777150 | 3-v-1 taška na odpružení | 180 |
| 776150 | Sada pro recertifikaci 100 ml | 5 |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

CE

CE
2797

Kangaroo™ Joey – pumpa pro enterální výživu

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| 383400 | Enterální výživová pumpa Kangaroo™ Joey včetně svorky na stojan, napájecího adaptéru a návodu k obsluze | 1 |

CE
0123

Kangaroo™ Joey enterální podávací sady, PVC bez DEHP, sterilní

Sady pro enterální výživu s hroty

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Sady pouze pro výživu | | |
| 777501 | Sada hrotů ENPlus | 30 |
| 777502 | Sada hrotů ENPlus | 30 |
| 777503 | Dvojitá sada hrotů ENPlus | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 777505 | Sada ENPlus 3 v 1 | 30 |
| 777506 | Sada hrotů ENPlus a proplachovací sada 1000 ml | 30 |
| | Sada ENPlus 3 v 1 a splachovací nádržka o objemu 1000 ml | 36 |

CE
2797

Sady na podávání s integrovanými vaky

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Sady pouze s krmivem | | |
| 666064 | Sada 500 ml | 30 |
| 666106 | Sada 1000 ml | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 668104 | Sada 1000 ml krmiva a 1000 ml proplachovacího roztoku | 30 |

CE
2797

Adaptéry

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 777222 | Adaptér pro podávání léků z ENFit™ na ENLock Oral-luer | 30 |
| 777444 | Adaptér ENFit™ na trychtýřovou sondu | 30 |
| 1814717995 | Adaptér 3 v 1 | 50 |

CE
2797

Enplus spike



Dvojitý hrot



Adaptér 3 v 1



Konektor pro výživovou sondu ENFit™



Vodní vak



Adaptér pro podávání léků ENFit™ na ENLock Oral-luer



Port pro podávání léků ENFit™



Adaptér ENFit™ na trychtýřovou sondu



Vak na výživu

Lékařské produkty

Kompresní

Zubní

Elektrody

Podávání výživy

Porodnictví a
perinatální péče

Operační sál

Bezpečnostní jehly,
injekční stříkačky a
odběr krveLikvidace
ostrých
předmětůChirurgické
rukaviceZvládání
tekutin

Měření teploty

Péče o rány

OEM

Kangaroo™ Joey Enteral Pump Příslušenství

| Kód | Popis | Prodejní | |
|----------|-------------------------------|----------|------------|
| 383491* | Napájecí adaptér | 1 | |
| 383493* | Svorka na tyč | 1 | |
| F010506* | Akumulátorová sada | 1 | |
| 382493* | Sada nástavců | 1 | |
| 776150 | Sada pro recertifikaci 100 ml | 5 | CE 2797 |
| 777150 | 3-v-1 Suspenze v sáčku | 180 | CE |

*Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Kangaroo™ Batohy pro enterální pumpu Joey



| Kód | Popis | Prodejní jednotka | |
|--------|---------------------------|----------------------|--|
| 770026 | Mini batoh — modrý | 1 | |
| 770028 | Super mini batoh — modrý | 1 | |
| 770034 | Mini batoh — růžový | 1 | |
| 770029 | Super mini batoh — růžový | 1 | |

CE



Sady pro gravitační podávání enterální výživy

Sady pro gravitační podávání enterální výživy, PVC bez DEHP, sterilní

| Kód | Popis | Prodejní jednotka | |
|------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 1180262154 | Pediatriká sada pro krmení 60 ml | 36 | |

CE
2797

Pediatrické a nazogastrické sondy



Pediatrické sondy

Kangaroo™ Sonda pro novorozence a děti — polyuretan (PUR), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|-------------------------------|-------------------|
| 461355E | 3,5 | 31 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461412E | 5 | 51 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461420E | 6,5 | 51 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461438E | 6,5 | 91 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461701E | 8 | 51 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461503E | 5 | 91 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461800E | 8 | 107 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461042E | 10 | 107 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |



Argyle™ Neonatální a pediatrické sondy pro výživu — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--------|-------------------|
| 461206E | 3,5 | 31 cm | 10 |
| 460802E | 5 | 41 cm | 50 |
| 461008E | 5 | 91 cm | 50 |
| 460711E | 6,5 | 41 cm | 50 |
| 460604E | 8 | 41 cm | 50 |
| 460406E | 8 | 107 cm | 50 |
| 460208E | 10 | 107 cm | 50 |





Kangaroo™ nazogastrické sondy s konektorem ENFit™



| Kód | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Stylet | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|----------|--------|-------------------|
| 8884720817E | 8 | 91 cm | 3 g | NE | 10 |
| 8884720825E | 8 | 91 cm | 3 g | ANO | 10 |
| 8884720841E | 8 | 109 cm | 3 g | NE | 10 |
| 8884720858E | 8 | 109 cm | 3 g | ANO | 10 |
| 8884710859E | 8 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884710867E | 8 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884710826E | 8 | 140 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721088E | 10 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884721096E | 10 | 109 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884711006E | 10 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721055E | 10 | 140 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884721211E | 12 | 91 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884721237E | 12 | 109 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884721252E | 12 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884711246E | 12 | 109 cm | 7 g | NE | 10 |
| 8884711253E | 12 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721255E | 12 | 140 cm | 5 g | ANO | 10 |



Krátkodobý přístup



Krátkodobý přístup — nazojejunální sondy

Kangaroo™ Nasojejunální sonda — polyuretan (PUR), nesterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Vodící drát | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 8884752505E | 12 | 152 cm | 7 g | ANO | 2 |

CE
2797

Kangaroo™ Nasojejunální sonda pro výživu a dekompresi žaludku — Polyuretan (PUR), nesterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Vodící drát | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--|----------|-------------|-------------------|
| 8884752513E | 16 | 9 Fr. x 170 cm (67 palců) jejunální v 16 Fr. x 97 cm (38 in.) žaludeční dekompresní sondě | - | ANO | 2 |

CE
2797

Gastrointestinální přístup



Gastrointestinální přístup — sondy s dvojitým lumenem

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------|--------|-------------------|
| 8888265108 | 10 | 91 cm | 10 |
| 8888265116 | 12 | 122 cm | 10 |
| 8888265124 | 14 | 122 cm | 10 |
| 8888265132 | 16 | 122 cm | 10 |
| 8888265140 | 18 | 122 cm | 10 |

CE
2797

Salem Sump™ žaludeční sonda s antirefluxním ventilem — silikonová, sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------|--------|-------------------|
| 8888266221 | 12 | 122 cm | 10 |
| 8888266247 | 14 | 122 cm | 10 |
| 8888266262 | 16 | 122 cm | 10 |
| 8888266288 | 18 | 122 cm | 10 |

CE
2797



Gastrointestinální přístup — trubice s dvojitým lumenem

Gastroduodenální sonda Salem Sump™ — polyuretan (PUR), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------|--------|-------------------|
| 1180264523 | 14 | 114 cm | 25 |
| 1180264531 | 16 | 114 cm | 25 |
| 1180264549 | 18 | 114 cm | 25 |




Salem Sump™ žaludeční sonda s antirefluxním ventilem — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--------|-------------------|
| 266122 | 14 | 122 cm | 50 |
| 266130- | 16 | 122 cm | 50 |
| 266148 | 18 | 122 cm | 50 |




Salem Sump™ žaludeční sonda s dvojitým lumenem a připojením ENFit — Bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|-------------------|
| 8888268060E | 6 | 61 cm | 10 |
| 8888268086E | 8 | 61 cm | 10 |
| 8888264911E | 10 | 91 cm | 50 |
| 8888264929E | 12 | 122 cm | 50 |
| 8888264945E | 14 | 122 cm | 50 |
| 8888264960E | 16 | 122 cm | 50 |
| 8888264986E | 18 | 122 cm | 50 |



Salem Sump™ žaludeční sonda s dvojitým lumenem — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--------|-------------------|
| 264929 | 12 | 122 cm | 50 |
| 264945- | 14 | 122 cm | 50 |
| 264960 | 16 | 122 cm | 50 |
| 264986- | 18 | 122 cm | 50 |




Salem Sump™ žaludeční sonda s dvojitým lumenem, s ENFit™ a antirefluxním ventilem — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|-------------------|
| 8888266106E | 10 | 91 cm | 50 |
| 8888266114E | 12 | 122 cm | 50 |
| 8888266122E | 14 | 122 cm | 50 |
| 8888266130E | 16 | 122 cm | 50 |
| 8888266148E | 18 | 122 cm | 50 |

2797


Salem Sump™ protirefluxní ventil, sterilní

| Kód | Prodejní jednotka |
|---------|-------------------|
| 266197- | 10 |

2797


Kangaroo™ Gastrostomická sonda s ENFIT™ Y-Port

Gastrostomická sonda Kangaroo™

- Vyrobeno z průhledného silikonu pro lékařské účely
- Vnitřní retenční balónek ze silikonu
- Vnější retenční disk s designem „vyvýšených nožiček“
- Stupňovaná gastrostomická trubice umožňuje měření hloubky stomie
- Port kompatibilní se stříkačkami ENFit™ umožňuje podávání léků a tekutin bez nutnosti odpojování pumpy


| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 8884715122E | Průměr 12 Fr/Ch, balónek 5 ml | 5 |
| 8884715148E | Průměr 14 Fr/Ch, balónek 5 ml | 5 |
| 8884720163E | Průměr 16 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720189E | Průměr 18 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720205E | Průměr 20 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720221E | Průměr 22 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720247E | Průměr 24 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720265E | Průměr 26 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720285E | Průměr 28 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |

2797

Zdravotnické produkty

Porodnictví a perinatální péče

Spirálové fetální elektrody Kendall™
Abdominální pásy Kendall™ Příslušenství pro
neonatologii





Kendall™ Systém spirálových elektrod pro plod

- Ohebná vodičí trubice
- Jednoduché připojení k nožní desce, není nutná žádná orientace
- Nohová deska pro bezpečné připojení
- Připevňuje se k pacientovi pomocí samolepicí uzemňovací elektrody

| Kód | Popis | Prodejní jednotka | CE |
|--|--|-------------------|------|
| Spirálová elektroda Kendall™ pro monitorování plodu | | | |
| 31479549 | Jednoduchá spirála s bezpečnostním konektorem | 50 | 0123 |
| Připojovací podložky pro spirálovou elektrodu Kendall™ pro | | | |
| 31481396 | Malá upevňovací podložka, 4,8 cm | 50 | CE |
| 50000095 | Velká připevňovací podložka, 9,5 cm x 4,8 cm | 50 | CE |
| Připojovací kabely pro spirálovou elektrodu Kendall™ pro monitorování plodu | | | |
| 31479846 | Kabel k fetální spirálové elektrodě, 65,5 cm. Pro použití s monitory vyrobenými společností Koninklijke Philips™ Electronics N.V. | 1 | CE |
| 31479754 | Kabel k spirálové elektrodě pro plod, 2,4 m. Pro použití s monitorem 8040 vyráběným společností Koninklijke Philips™ Electronics N.V. | 1 | CE |
| 31479812 | Kabel pro spirálovou elektrodu Kendall™ pro plod — Pro použití s monitory s kulatým konektorem od výrobce GE Healthcare™ | 1 | CE |
| 50000107 | Kabel s fetální spirálovou elektrodou Kendall™ — Určený pro použití s monitory s obdélníkovým konektorem od společnosti GE Healthcare™ | 1 | CE |

Kendall™ Břišní pásy

- Měkké materiály
- K dispozici v předem nastříhané variantě nebo s poučky a knoflíkovými dírkami
- Elastické, aby si zachovaly tvar a pevně držely snímače

| Kód | Velikost | Otvor | Frekvence | Barva | Prodejní jednotka | CE |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|-------------------|----|
| 31410270 | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | | Růžová a modrá | 50 sad | |
| 40000007 | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | | Růžová a modrá | 100 sad | |
| 31410270B | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | | Růžová a modrá | 50 sad | |

Příslušenství pro neonatologii

Argyle™ Podpěrné desky pro intravenózní podávání



| Kód | Popis | Rozměry | Prodejní jednotka |
|---------|--|------------------|-------------------|
| MI00880 | Argyle™ I.V. podpůrná deska, pro předčasné narozené děti | 2,5 cm x 7,6 cm | 50 |
| MI00775 | Argyle™ podložka pro intravenózní podání, malá | 4,1 cm x 9,8 cm | 50 |
| MI00850 | Podložka pod kapačku Argyle™, velká | 4,8 cm x 12,4 cm | 50 |



Argyle™ Odsávací katétrý Replogle

Speciálně navržená sonda s průhlednou trubicí s dvojitým lumenem a stupnicí v rozmezí 5 cm až 25 cm pro měření hloubky zavedení.

- Průhledná trubice s dvojitým lumenem
- Rentgenkontrastní hadička sentinelové linky s katétrelem s očním čepičkou
- Nevyrobena z přírodního latexu ani DEHP

| Kód | Velikost | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|----------|-------|-------------------|
| 8888256545 | 6 | 61 cm | 10 ks |
| 8888256529 | 8 | 61 cm | 10 ks/balení |
| 8888256503 | 10 | 61 cm | 10 ks |

Lékařské výrobky

Operační sál

Produkty pro manipulaci s nástroji Devon™
Chirurgické značkové fixy

Systémy lehkých rukojetí Devon™
Počítadla jehel Devon™ Cévní smyčky
Devon™



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační síť | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|

Devon™ Produkty pro manipulaci s nástroji

Devon™ Systém pro počítání tamponů

- Jednorázový výrobek
- Nevyráběno z přírodního latexu
- Nesterilní

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-------------------------|
| 23250-50C | Sáček s houbičkami 5–10 ks Devon™ čirý nesterilní | 50 krabic/250 kartonů |
| 23250-50W | Sáček s houbičkami 5–10 ks Devon™ neprůhledný nesterilní | 50 krabiček/250 kartonů |
| 31144176 | Devon™ Stojan na počítání houbiček na zeď | 1 |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.



Chirurgické značkovací fixy

Cardinal Health™ Značkovací fixy na kůži — Sterilní

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 19005-01CE | Skin Marker, standardní hrot | 50 ks |
| 19005-02CE | Skin Marker s běžnou špičkou a pravítkem | 50 ks |
| 19005-03CE | Skin Marker s běžnou špičkou, pravítkem a štítky | 50 ks |
| 19004-01CE | Skin Marker s jemnou špičkou | 50 ks |
| 19004-02CE | Skin Marker s jemnou špičkou a pravítkem | 50 ks |
| 19004-03CE | Kožní značkováč s jemnou špičkou, pravítkem a štítky | 50 ks |

CE
2797

Devon™ Skin Marker — nesterilní



| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 31146020 | Devon™ Skin Marker Nesterilní | 200 ks/krabice |

CE

Devon™ Systémy s lehkou rukojetí



Systém jednorázových krytů rukojetí Devon™ poskytuje komplexní řešení vašich specifických potřeb v oblasti chirurgického osvětlení. Tento jednorázový a sterilní systém pomáhá eliminovat čas a práci potřebnou k opětovnému zpracování.



Devon™ Lehká rukavice

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|----------------|----------------------------------|
| LT-F01B | Lehká rukavice | 1 balení/25 krabiček/100 kartonů |
| LT-F02 | Lehké rukavice | 2 balení/40 krabic/160 kartonů |
| LT-F03 | Lehké rukavice | 3 balení/80 krabic/240 kartonů |

CE
2797



Devon™ Lehká rukojeť

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|---------------|--------------------------------|
| 31140133 | Lehká rukojeť | 1 balení/16 krabic/128 kartonů |
| 31140117 | Lehká rukojeť | 3 balení/21 krabic/84 kartonů |

CE
2797



Devon™ Lehký návlek

Polotuhý kryt rukojeti svítidla — pevný na dotek Jednorázové použití, na jedno použití

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|------------|-------------------|
| 31140273 | Světý obal | 1 balení/70 ks |
| 31140240 | Světý obal | 2 balení/120 ks |

CE
2797

Cardinal Health™ Počítadla jehel

Počítadla jehel Cardinal Health™ představují účinné řešení pro bezpečné umístění, uchování a spočítání jehel po použití při chirurgických zákrocích. K dispozici je také systém pro odstraňování čepelí skalpelů.

- Magnetické a pěnové povrchy
- Poloviny lze oddělit pro použití na dvou různých místech
- Lepicí páska na vnější straně krabice zajišťuje a udržuje její polohu na jakémkoli pracovním povrchu
- Funkce Boxlocks umožňuje bezpečné uzavření a likvidaci, ale lze ji znovu otevřít pro přepočítání
- Odolné proti propíchnutí, uzavřené ze všech stran
- Možnosti počtu jehel 10–100 v standardních konfiguracích

Počítadla jehel Cardinal Health™ — sterilní*



| Kód | Popis | Počet kusů | Prodejní jednotka |
|----------|--|------------|-------------------|
| 1010MT | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, s jedním magnetem a průhledným víkem, sterilní, 10/10 kusů | 10/10 | 168 ks/krabice |
| 2040MFLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s BoxLocks a odstraňovačem ostří, sterilní, balení 20/40 ks | 20/40 | 96 ks/krabice |
| 3030M2LD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks a odjišťovačem čepelí, sterilní, 30/30 ks | 30/30 | 96 ks/krabice |
| 2020M2 | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet, sterilní, balení 20/20 | 20/20 | 168 ks/krabice |
| 2040MFL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s uzávěry BoxLocks, sterilní, balení po 20/40 kusech | 20/40 | 96 ks/krabice |
| 1020MFL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s BoxLocks, sterilní, 10/20 ks | 10/20 | 96 ks/krabice |
| 6060M2L | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks, sterilní, 60/60 ks | 60/60 | 64 ks/krabice |
| 100M2FLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/dvojitý magnet s BoxLocks a odjišťovačem čepelí, sterilní, 100/100 ks | 100/100 | 64 ks/krabice |
| 3030M2L | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks, sterilní, 30/30 ks | 30/30 | 96 ks/krabice |
| 4070FAL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/samolepka s BoxLocks, sterilní, 40/70 ks | 40/70 | 64 ks/krabice |
| 4070MFLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s pojistkami BoxLocks a zařízením pro zneškodnění čepelí, sterilní, balení 40/70 kusů | 40/70 | 64 ks/krabice |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Počítadla jehel Cardinal Health™ — nesterilní*

| Kód | Popis | Kapacita počítání | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 6060M2LNS | Počítadlo jehel Cardinal Health™, dvojitý magnet s BoxLocks, nesterilní, 60/60 kusů | 60/60 | 200 ks/krabice |
| 1010MTNS | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, s jedním magnetem a průhledným víkem, nesterilní, balení 10/10 | 10/10 | 200 ks/krabice |
| 2020M2NS | Počítadlo jehel Cardinal Health™, dvojitý magnet, nesterilní, balení 20/20 | 20/20 | 200 ks/krabice |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Lékařské výrobky

Kompresní

Zubní

Elektrody

Podávání výživy

Porodnictví a
perinatální péče**Operační síť**Bezpečnostní jehly,
injekční stříkačky a
odběr krveLikvidace
ostrých
předmětůChirurgické
rukaviceManipulace s
tekutinami

Měření teploty

Péče o rány

OEM



Devon™ Leštička hrotů kauterizačních nástrojů

Určeno k pomoci při čištění a odstraňování materiálu z hrotů kauterizačních nástrojů během chirurgických zákroků

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 300-50CE | Čistící hrot kauteru, sterilní | 50 ks/krab. |

2797
CE

Devon™ smyčky pro nádoby

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|---|--|
| 2400-1RCE | Červené, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1BCE | Modré, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1YCE | Žlutá, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1WCE | Bílé, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2RCE | Červené, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2BCE | Modré, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2YCE | Žlutá, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2WCE | Bílé, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |

CE
2797

Zdravotnické výrobky

Bezpečnostní jehly a injekční stříkačky a odběr krve

Bezpečnostní jehly a injekční stříkačky



Bezpečnostní injekční jehly a stříkačky



Všechny bezpečnostní injekční jehly a stříkačky jsou označeny barevným kódem podle normy ISO.



Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehly

Bezpečnostní injekční jehla Monoject™ Magellan™ je navržena tak, aby pomohla snížit riziko nechtěného poranění jehlou u zdravotnického personálu.

Zařízení se skládá z injekční jehly s integrovaným bezpečnostním krytem, který se po použití bezpečně a trvale uzamkne přes jehlu. Jednoruční technikou lze jehlu snadno uzamknout pomocí palce, prstu nebo povrchu.

Bezpečnostní injekční jehly

| Kód | Popis | Tloušťka jehly | Délka jehly | Prodejní jednotka |
|------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 8881850810 | 18 G x 1 palec (1,2 x 25 mm) | 18 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850815 | 18 G x 1½ palce (1,2 x 38 mm) | 18 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850910 | 19 G x 1 palec (1,1 x 25 mm) | 19 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850915 | 19 G x 1½ palce (1,1 x 38 mm) | 19 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850010 | 20 G x 1 palec (0,9 x 25 mm) | 20 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850015 | 20 G x 1½ palce (0,9 x 38 mm) | 20 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850110 | 21 G x 1 palec (0,8 x 25 mm) | 21 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850115 | 21 G x 1½ palce (0,8 x 38 mm) | 21 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850158 | 21 G x ⅞ palce (0,8 x 16 mm) | 21 G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850210 | 22 G x 1 palec (0,7 x 25 mm) | 22 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850215 | 22 G x 1½ palce (0,7 x 38 mm) | 22 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850358 | 23 G x ⅞ palce (0,6 x 16 mm) | 23 G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850310 | 23 G x 1 palec (0,6 x 25 mm) | 23 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850558 | 25 G x 0,5 x 16 mm | 25 G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850510 | 25 G x 1 palec (0,5 x 25 mm) | 25 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850515 | 25 G x 38 mm | 25 G | 1½ palce | 500 ks/krabice |

CE
2797

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin a tuberkulin

| Kód | Velikost | Průměr a délka jehly | Barva | Kanyla | Prodejní jednotka |
|-------------------|----------|------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| Inzulin | | | | | |
| 8881892910 | 1 ml | 29 G x ½ palce (13 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabic/500 kartonů |
| 8881892950 | 0,5 ml | 29 G x ½ palce (13 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabic/500 kartonů |
| 8881892930 | 0,3 ml | 29 G x ½ palce (13 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabic/500 kartonů |
| 8881893010 | 1 ml | 30 g x ⅞ palců (8 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabic/500 kartonů |
| 8881893050 | 0,5 ml | 30 g x ⅞ palců (8 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabic/500 kartonů |
| 8881893030 | 0,3 ml | 30 g x ⅞ palců (8 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabiček/500 kusů |
| Tuberkulin | | | | | |
| 8881882812 | 1 ml | 28 G x ½ palce (13 mm) | Modrá/zelená | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881882712 | 1 ml | 27 G x ½ palce (13 mm) | Středně šedá | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |

CE
2797





Bezpečnostní jehly

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehla

Bezpečnostní injekční jehla Monoject™ je vybavena kloubovým bezpečnostním mechanismem, který chrání zdravotnícký personál před poraněním vpichem jehly.

- Kloubový bezpečnostní kryt a ochranný plášť
- Aktivace jednou rukou
- Bezpečnostní kryt s barevným kódováním podle ISO

| Kód | Barva balení | Průměr a délka jehly | Počet v krabici/ks |
|---------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1181810 | | 18 G x 1 palec (1,27 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1181815 | | 18 G x 1½ palce (1,27 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1181910 | | 19 G x 1 palec (1,067 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1181915 | | 19 G x 1½ palce (1,067 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182010 | | 20 G x 1 palec (0,902 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182015 | | 20 G x 1½ palce (0,902 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182110 | | 21 G x 1 palec (0,813 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182115 | | 21 G x 1½ palce (0,813 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182210 | | 22 G x 1 palec (0,711 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182215 | | 22 G x 1½ palce (0,711 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182310 | | 23 G x 1 palec (0,635 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182558 | | 25 G x ⅞ palce (0,508 mm x 1,6 cm) | 100/800 |
| 1182510 | | 25 G x 1 palec (0,508 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182705 | | 27 G x ½ palce (0,406 mm x 1,3 cm) | 100/800 |
| 1182734 | | 27 G x ¾ palce (0,406 mm x 1,9 cm) | 100/800 |
| 1183005 | | 30 G x ½ palce (0,305 mm x 1,3 cm) | 100/800 |

2797
CE

Monoject™ Tupá plnicí jehla

| Kód | Průměr a délka jehly | Počet v krabici/balení |
|-----------|--|------------------------|
| 11811022F | Monoject™ tupá plnicí jehla s filtrem, 18G x 1½ palce (1,27 x 38 mm) | 100/1000 |

2797
CE

Lékařské produkty

Likvidace ostrých předmětů

Flebotomie a
všestranné kontejnery

Víceúčelové kontejnery na ostré předměty
Monoject™

Systém pro použití na pokoji

Nádoby s velkým objemem

Nádoby na chemoterapii

Nádoby na ostré předměty PG II s velkým objemem

Držáky a úchyty

Nástěnné skříňky

Velkokapacitní vozíky a vozíky s
nožním pedálem



Monoject™ Kontejnery na odběrové jehly a víceúčelové kontejnery

Klíč k nádobám na ostré předměty pro odběr krve SharpSafety™

● Červený ● Žlutý ● Průhledný červený ○ Průhledný žlutý ○ Průhledný ○ Vyrobeno z recyklovaného odpadu Kód



| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8900SA | Nádoba na ostré předměty SharpSafety™ pro odběr krve se přizpůsobuje stávajícím podnosům a technikám odběru krve | 1 | 16 x 10 x 10 cm | | ● | 100 |
| 8906 | | | | 11 | ● | 100 |
| 1316676202 | Malý kontejner na ostré předměty SharpSafety™ Monoject™ s průhledným víkem pro snadnější kontrolu úrovně naplnění | 1,5 | – | – | ● | 40 |
| 1522SA | Kontejner na ostré předměty z odběru krve SharpSafety™ s rotačním otevíráním | 2,082 | 19 x 11,4 x 15,7 cm | 2 | ● | 60 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Konzoly a držáky



Kód 8974

Kód 8975

Tato řada výrobků není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Monoject™ Víceúčelové kontejnery na ostré předměty



| Kód | Popis | litřů objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva jednotka | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1100676376 | Monoject™ Nádoba na ostré předměty s odklápěcím víkem. Průhledné víko na průsvitném kontejneru pro snadnější posouzení úrovně naplnění. | 4 | 13,9 x 17,3 x 28,6 cm | 11 | ● | 40 |
| 1100676517 | | | | | ● | |
| 1100676384 | Monoject™ Nádoba na ostré předměty s víkem typu „chimney drop top“. Průhledné víko na průsvitné nádobě pro snadnější posouzení úrovně naplnění. | 8 | 23,7 x 17,3 x 28,6 cm | 11 | ● | 20 |
| 1100676533 | | | | | ● | |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Zvládání tekutin | Teploměření | Ošetřování ran | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-----|

Víceúčelové kontejnery

Víceúčelové kontejnery na ostré předměty SharpSafety™



| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Držáky a úchyty | Barva | Prodejní jednotka |
|--------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8970 | Víceúčelový kontejner pro všechny odpad z ostrých předmětů s otevíracím rotorem | 7,57 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2 7 | ● | 20 |
| 8990SA | Víceúčelová nádoba s průhledným víkem odklápěcím víkem | 7,57 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2 7 | ● | 20 |
| 8527R | Víceúčelová nádoba s rotorem otevírací a odklápěcí víko pro různé velikosti ostrých předmětů a umožňující dočasné i trvalé uzavření víka | 11 | 35 x 15,2 x 35 cm | | ● | 10 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.


Držáky a úchyty

2



Kód 8974

7



Kód 8975

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Zvládání tekutin | Teploměření | Ošetřování ran | DEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|-----|

Systém pro pokoje

Nádoby SharpSafety™ s vyvažovacím víkem



| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Konzoly a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|--------|--|-----------------|---------------------|------------------|-------|-------------------|
| 8506Y | Nádoba na ostré předměty s vyvažovacím víkem | 4,7 | 30 x 11,8 x 27,3 cm | 3 | ● | 20 |
| 8507SA | | | | 6 | ● | |
| 8534SA | Nádoba na ostré předměty s vyvažovacím víkem | 7,5 | 30 x 15 x 31,5 cm | 9 16 | ● | 10 |
| 8536SA | Nádoba na ostré předměty s vyvažovaným víkem | 11,3 | 42 x 15 x 31,5 cm | 4 | ○ | 10 |
| 8537SA | | | | 9 | ● | |
| 8537Y | | | | 16 | ○ | |

Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Nádoby SharpSafety™ s víkem, které zůstává vždy otevřené

| Kód | Popis | Litry objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 85221R | Nádoba na ostré předměty s trvale otevřeným víkem umožňuje pohodlnou, rychlou a snadnou likvidaci ostrých předmětů přímo na místě použití | 11,3 | 42 x 15 x 31,5 cm | 4 9 15 | ● | 10 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nádoby s velkým objemem

Nádoby s velkým objemem SharpSafety™









| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Držáky a úchyty | Barva | Prodejní jednotka |
|-------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8980S | Nádoba na ostré předměty s velkým objemem s posuvným víkem | 30,28 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 19 | ● | 10 |
| 8935 | | 45,42 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18 | ● ● | 10 |
| 8935Y | | 67 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18 | ● | 5 |
| 8938 | | 67 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | | ● | 5 |
| 8980 | Nádoba na ostré předměty s velkým objemem | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 20 | ● ● | 10 |
| 8980Y | | 30,2 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 21 | ● | 10 |
| 8991 | | 68 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | | ● | |

Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Správa tekutin | Teploměr | Ošetřování ran | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----|

Nádoby na chemoterapii

Nádoby na chemoterapii s velkým objemem SharpSafety™

| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Držáky a úchyty | Barva | Prodejní jednotka |
|------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|
| 8982 | Nádoba na ostré předměty z chemoterapie s odklápěcím víkem | 7,5 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2, 7, 8 |  | 20 |
| 8985 | Nádoba na ostré předměty z chemoterapie s odklápěcím víkem | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 20 |  | 10 |
| 8931 | | 45 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 |  | 10 |
| 8989 | | 68,1 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 |  | 5 |
| 8934 | Kontejner na ostré předměty z chemoterapie | 45 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18, 22 |  | 10 |
| 8939 | s posuvným víkem | 68 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18, 22 |  | 5 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální medicína | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměry | Péče o rány | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----|

Monoject™ PGII – kontejnery na ostré předměty s velkým objemem

Nádoby SharpSafety™ PGII s velkým objemem

| Kód | Popis | Litry objem | Rozměry V x H x Š Držáky | jednotka a držáky | Barva | Prodejní |
|---------|---|-------------|--------------------------|-------------------|-------|----------|
| 8998PG2 | Nádoba PGII s velkým objemem, s víkem na panty a těsnící manžetou | 68,1 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 20 | | 5 |



Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Nádoba na chemoterapii SharpSafety™ PGII

| Kód | Popis | Litry objem | Rozměry V x H x Š Držáky | a držáky | Barva jednotka | Prodejní |
|---------|---|-------------|--------------------------|----------|----------------|----------|
| 8985PG2 | Kontejner na ostré předměty z chemoterapie s odklápěcím víkem | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 19 | | 10 |
| 8989PG2 | | 68,137 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 | | 5 |



Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Držáky a úchyty

Držáky a úchyty

| Kód | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní jednotka |
|--------|---|-----------------------|-------------------|
| 8974 | Držák pro 7,5litrové nádoby na odběr krve, víceúčelové nádoby a nádoby ChemoSafety™. Pro nádoby s kódem 8970, 8970Y, 8982, 8990SA | 7,6 x 19,7 x 26,7 cm | 5 |
| 8518X | Upevňovací držáky pro nádoby In-Room™ o objemu 2 a 4,7 litru. Pro kontejnery s kódem 8506Y, 8507SA | 18,8 x 13,5 x 26,4 cm | 5 |
| 8975 | Nástěnný/vozikový držák pro 7,5litrové víceúčelové kontejnery a kontejnery ChemoSafety™. Pro kontejnery s kódem 8970, 8970Y, 8982 | 18,8 x 15,7 x 23,9 cm | 5 |
| 8912SA | Nástěnný držák pro 1litrový kontejner na odběr krve. Pro kontejnery s kódem 8900SA, 8906 | 12,7 x 11,4 x 12,7 cm | 5 |

2



6



7



10



Tato řada výrobků není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměry | Péče o rány | OEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|-----|

Nástěnné skříně

Nástěnné skříně

| Kód | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní jednotka |
|--------|--|-----------------------|-------------------|
| 8556H | Nástěnný box pro 2 a 4,7litrové kontejnery na ostré předměty s dávkovačem rukavic a kontejnerem s horizontálním víkem SharpSafety™ | 48,3 x 11,9 x 30,7 cm | 1 |
| 8550LG | Zásobník na rukavice pro nástěnnou skříňku 85161H a 85301H | 17 x 11,2 x 30,2 cm | 10 |
| 8550B | Samostatný zásobník na rukavice s připevněným držákem pro montáž na stěnu | 18,5 x 11,4 x 31,2 cm | 5 |

12



13



16



Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Vozíky s velkým objemem a vozíky s nožním pedálem

Vozíky s nožním pedálem a podlahové držáky

| Kód | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní jednotka |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 8938FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 45 a 67litrové kontejnery s posuvným víkem a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 79 x 38 x 58,5 cm | 1 |
| 8992H | Podlahový držák s kolečky pro kontejnery ChemoSafety™ o velkém objemu 30, 45 a 67 litrů a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 60 x 60 x 30,5 cm | 1 |
| 8981FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 30litrové nádoby s posuvným víkem a nádob ChemoSafety™ (nádob není součástí balení) | 58 x 27 x 48 cm | 1 |
| 8980FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 30litrové kontejnery s odklápěcím víkem a nádob ChemoSafety™ (nádob není součástí balení) | 56 x 38 x 43 cm | 1 |
| 8991FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro velké nádoby o objemu 45 a 67 litrů s odklápěcím víkem a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí balení) | 49 x 36 x 58,5 cm | 1 |

17



18



19



20



21



Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Lékařské výrobky

Chirurgické rukavice


Řada Protexis™ PI bez latexu Řada
Protexis™ z neoprenu Řada Protexis™
z latexu



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Zvládání tekutin | Teploměry | Péče o rny | CEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|-----|

Protexis™ Polyisopren, bez pudru, bez latexu


Protexis™ Chirurgické rukavice z PI (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D72PT55X | 5½ | 287 mm | 0,23 mm | 0,21 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) |  Krémová | S výstupky/válcované | 50 | 200 |
| 2D72PT60X | 6 | | | | | | | | | |
| 2D72PT65X | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT70X | 7 | 300 mm | | | | | | | | |
| 2D72PT75X | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT80X | 8 | | | | | | | | | |
| 2D72PT85X | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT90X | 9 | | | | | | | | | |



CE
2797


Protexis™ Mikrochirurgické rukavice PI (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73PM55 | 5½ | 287 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) |  Krémová | S výstupky/válcované | 50 | 200 |
| 2D73PM60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73PM65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM70 | 7 | 300 mm | | | | | | | | |
| 2D73PM75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73PM85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM90 | 9 | | | | | | | | | |



CE
2797


Protexis™ PI s chirurgickými rukavicemi Neu-Thera™ (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|---|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73TE55 | 5½ | 287 mm | 0,23 mm | 0,25 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ |  Krém | S výstupky/válcované | 50 | 200 |
| 2D73TE60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73TE65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE70 | 7 | 300 mm | | | | | | | | |
| 2D73TE75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73TE85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE90 | 9 | | | | | | | | | |



CE
2797

Protexis™ PI Blue s chirurgickými rukavicemi Neu-Thera™ (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|--|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73EB55 | 5½ | 287 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ |  Modrá | S korálky/válcované | 50 | 200 |
| 2D73EB60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73EB65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB70 | 7 | 300 mm | | | | | | | | |
| 2D73EB75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73EB85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB90 | 9 | | | | | | | | | |




CE
2797

Lékařské výrobky


| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměření | Péče o rány | CEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-----|

Chirurgické rukavice Protexis™ PI Ortho (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73ET60 | 6 | 292 mm | 0,31 mm | 0,21 mm | 0,19 mm | Syntetický polyisopren (PI) |  Krémová | S výstupky/válcovaný | 40 | 160 |
| 2D73ET65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73ET70 | 7 | | | | | | | | | |
| 2D73ET75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73ET80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73ET85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73ET90 | 9 | | | | | | | | | |



 CE
2797

Protexis™ PI ortopedické chirurgické rukavice (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|--|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73HT60 | 6 | 291 mm | 0,34 mm | 0,26 mm | 0,21 mm | Syntetický polyisopren (PI) s povlakem z hydrogelového polymeru na vodní bázi povlakem |  Hnědá | S korálky/válcované | 40 | 160 |
| 2D73HT65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73HT70 | 7 | | | | | | | | | |
| 2D73HT75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73HT80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73HT85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73HT90 | 9 | | | | | | | | | |


 CE
2797

Protexis™ PI texturované chirurgické rukavice (bez latexu)


| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D72TG55 | 5½ | 289 mm | 0,27 mm | 0,21 mm | 0,18 mm | Syntetický polyisopren (PI) |  Světle hnědá | S výstupky/válcované | 50 | 200 |
| 2D72TG60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D72TG65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG70 | 7 | 303 mm | | | | | | | | |
| 2D72TG75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D72TG85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG90 | 9 | | | | | | | | | |


 CE
2797

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----|
| Komprese | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Teploměr | Péče o rany | CEM |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----|

Protexis™ Neoprenové, bez pudru, bez latexu


Chirurgické rukavice Protexis™ z neoprenu (bez latexu)

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|---|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73DP55 | 5½ | 280 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický neopren s nitrilovým polymerovým povlakem |  Světle hnědá | S korálky/rolovaný | 50 | 200 |
| 2D73DP60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73DP65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP70 | 7 | 296 mm | | | | | | | | |
| 2D73DP75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73DP85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP90 | 9 | | | | | | | | | |



CE
2797

Protexis™ Neoprenové chirurgické rukavice Essential (bez latexu)


| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|--|-----------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73DS55 | 5½ | 281 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický neopren s nitrilovým polymerovým povlakem |  Světle hnědá | S výstupkem/válcované | 50 | 200 |
| 2D73DS60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73DS65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS70 | 7 | 295 mm | | | | | | | | |
| 2D73DS75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73DS85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS90 | 9 | | | | | | | | | |



CE
2797

Protexis™ Latexové, bez pudru


Protexis™ Latexové chirurgické rukavice¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Množství/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72NS55X | 5½ | 282 mm | 0,25 mm | 0,20 mm | 0,19 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerovým povlakem |  Světle hnědá | S výstupkem/válcované | Méně než 50 mikrogramů/gram | 50 | 200 |
| 2D72NS60X | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72NS65X | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS70X | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72NS75X | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS80X | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72NS85X | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS90X | 9 | | | | | | | | | | |



CE
2797

Protexis™ Latexové chirurgické rukavice s technologií Neu-Thera™¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D73TP55 | 5½ | 281 mm | 0,27 mm | 0,20 mm | 0,19 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerem a změkčujícím povlakem Neu-Thera™ |  Světle hnědá | S výstupkem/válcované | Méně než 50 mikrogramů/gram | 50 | 200 |
| 2D73TP60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D73TP65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP70 | 7 | 293 mm | | | | | | | | | |
| 2D73TP75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D73TP85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP90 | 9 | | | | | | | | | | |



CE
2797


¹ Upozornění: Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergické reakce, včetně anafylaktické reakce

² Obsah bílkovin testován v souladu s normou EN 455-3 s použitím normy ASTM D 5712


Lékařské výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| Kompres | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměry | Péče o rány | CEM |
|---------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-------------|-----|


Protexis™ Latexové chirurgické rukavice Essential¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|--|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LE55 | 5½ | 280 mm | 0,19 mm | 0,21 mm | 0,16 mm | Přírodní latex s nitrilovým polymerovým povlakem |  Křemová | S okrajem/srolované | Méně než 50 mikrogramů/gram | 50 | 200 |
| 2D72LE60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72LE65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE70 | 7 | 292 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LE75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LE85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE90 | 9 | | | | | | | | | | |


CE
2797Protexis™ Latexové modré chirurgické rukavice s technologií Neu-Thera™¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|---|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LU55 | 5½ | 282 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Přírodní latex s nitrilovým polymerem a změkčujícím povlakem Neu-Thera™ |  Modrá | S výstupky/válcované | Méně než 50 mikrogramů/gram | 50 | 200 |
| 2D72LU60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72LU65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU70 | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LU75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LU85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU90 | 9 | | | | | | | | | | |

CE
2797Protexis™ Latexové mikrochirurgické rukavice¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Počet ks/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|---|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72NT55X | 5½ | 282 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerovým povlakem |  Světle hnědá | S výstupky/válcované | Méně než 50 mikrogramů/gram | 50 | 200 |
| 2D72NT60X | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72NT65X | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT70X | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72NT75X | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT80X | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72NT85X | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT90X | 9 | | | | | | | | | | |

CE
2797Protexis™ Latexové ortopedické chirurgické rukavice¹

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Obsah bílkovin ² | Množství/krabice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|--|----------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LT60 | 6 | 282 mm | 0,34 mm | 0,24 mm | 0,21 mm | Přírodní latex s povlakem z hydrogelového polymeru na vodní bázi |  Hnědá | S výstupky/válcované | Méně než 50 mikrogramů na gram | 40 | 160 |
| 2D72LT65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LT70 | 7 | | | | | | | | | | |
| 2D72LT75 | 7½ | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LT80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LT85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LT90 | 9 | | | | | | | | | | |

CE
2797¹ Upozornění: Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergické reakce, včetně anafylaktické reakce² Obsah bílkovin testován v souladu s normou EN 455-3 s použitím normy ASTM D 5712

Zdravotnické výrobky

Řízení tekutin

Odsávací nádoby a vložky Medi-Vac™ Yankauerovy
kleště Argyle™

Argyle™ odsávací hadičky Argyle™
spojky hadiček



Medi-Vac™ Sací nádoby a vložky

Stojany na role — Stojany na role umožňují flexibilitu při umístění a konfiguraci instalací nádob Medi-Vac™ Flex Advantage™.

Kanistry — Opakovaně použitelné vnější kanistry sloužící k uložení jednorázových pružných vložek.



Medi-Vac™ Flex Advantage™ Hardware

Hardware/stojany na role

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 65652-586A | Univerzální stojan na role 76 cm | 1 ks/ks |
| 65652-596A | Stojan na role s regulátorem, 76 cm — nutný přídatný adaptér | 1 ks/bal |
| 65652-145A | Nástěnná deska s otvory | 60 ks/balení |
| 65652-002A | Rozvodník pro dva zásobníky | 10 ks/balení |
| 65652-003A | Rozbočovač se třemi nádobkami | 10 ks/balení |
| 65652-004A | Rozvodná skříňka se čtyřmi nádobkami | 10 ks/balení |



Ventil

Nádržky

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 65652-611A | Medi-Vac™ 1000 ml flexibilní kanistr s vnitřním uzavíracím ventilem | 10 ks/krabice |
| 65652-616A | Medi-Vac™ 1500 ml ohebná nádoba s vnitřním uzavíracím ventilem | 10 ks/krabice |
| 65652-631A | Medi-Vac™ 3000 ml flexibilní kanistr s vnitřním uzavíracím ventilem | 8 ks/krabice |



Další možnosti příslušenství

| Kód | Popis | Prodej kus |
|------------|--------------------------|------------|
| 65652-686A | Stojan s dvojitou hlavou | 1 ks/ks |



Speciální možnosti objemu

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--------------------------------------|-------------------|
| 65651-120 | Medi-Vac™ Guardian™ LVC odsávání | 4 ks/krabice |
| 65652-583A | Guardian™ Stojan na role LVC — 76 cm | 1 ks/balení |




Medi-Vac™ Flex Advantage™ Jednorázové vložky

Jednorázové vložky — Flex Advantage™ Flexible Liners se používají k odběru biologických tekutin odsáváním a byly navrženy a vyrobeny pro aplikace s „vysokým průtokem a vysokým podtlakem“ (EN ISO 10079-3).

Jednorázové vložky



| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 65651910 | Flexibilní vložka 1000 ml | 50 ks/krabice |
| 65651920 | Flexibilní vložka 1500 ml | 50 ks/krabice |
| 65651930 | Flexibilní vložka 3000 ml | 50 ks/krabice |
| 65651910PG | Flexibilní vložka 1000 ml + Gel Vac | 45 ks/krabice |
| 65651920PG | Flexibilní vložka 1500 ml + Gel Vac | 45 ks/krabice |
| 65651930PG | Flexibilní vložka 3000 ml + Gel Vac | 45 ks/krabice |
| 65651916 | Flexibilní vložka 1000 cm ³ + hadička 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| 65651926 | Flexibilní vložka 1500 cm ³ + hadice 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| 65651929 | Flexibilní vložka 1500 cm ³ + hadice 6 mm x 2,7 m | 50 ks/krabice |
| 65651936 | Flexibilní vložka 3000 cm ³ + hadice 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| 65651939 | Flexibilní vložka 3000 cm ³ + hadička 6 mm x 2,7 m | 45 ks/balení |
| 65653916 | Flexibilní katétr 1000 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop pro dospělé | 50 ks/krabice |
| 65653926 | Flexibilní katétr 1500 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop pro dospělé | 50 ks/krabice |
| 65653929 | Flexibilní vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 2,7 m + Medistop pro dospělé | 50 ks/krabice |
| 65654916A | Flexibilní vložka 1000 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop s koncovkou | 50 ks/krabice |
| 65654926A | Flexibilní vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop s hrotem | 50 ks/krab |



Medi-Vac™ Flex Advantage™ Příslušenství

Hadice — Ohebné spojovací hadice pro přizpůsobení vašeho systému různým konfiguracím.

Hadice pro nástěnné odsávání

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------------|--|-------------------|
| 516500CE | Medi-Vac™ Univerzální vakuová hadice, vnitřní průměr 8 mm x 30,5 m | 4 ks/bal |
| Tandem | | |
| 2-620CE | Flex Advantage™ Tandemová trubka | 30 ks/balení |



Ponožky na vzorky

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|------------------------------------|-------------------|
| 2-122CE | Standardní vzorová ponožka | 100 ks/krabice |
| 2-123CE | Krátká vzorková ponožka | 100 ks/krabice |
| 2-124CE | Ponožka na vzorky s velkým otvorem | 100 ks/krabice |
| 2-169CE | Zátka na vzorky s vnitřním závitem | 100 ks/krabice |



Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|
| Kompresní | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Teploměry | Péče o rány | CEM |
|-----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----|

Vakuové ovládání



| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-------------------|
| 65655853 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop | 200 ks/krabice |
| 65655854A | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop s koncovkou | 200 ks/krabice |
| NS366 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop pro dospělé + hadice 1,8 m | 30 ks/krab. |
| NS369 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop pro dospělé + hadice 2,7 m | 30 ks/krab. |
| NS466A | Medi-Vac™ Medistop s hrotem, regulátor vakuového sání + hadice 1,8 m | 30 ks/krab. |



Gélotvorná látka

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|--|
| GELVAC15 | Medi-Vac™ Zgelující činidlo — 15 g v sáčku | 1 krabička obsahující 2 krabice po 100 sáčcích |
| SOLID500E | Medi-Vac™ Ztuhuje až 500 ml láhev | 96 ks/krabice |
| SOLID1200E | Medi-Vac™ Ztuhne až do objemu 1200 ml Láhev | 96 ks/krabice |
| SOLID1500E | Medi-Vac™ Ztuhne až do objemu 1500 ml láhve | 96 ks/krabice |
| SOLID2000E | Medi-Vac™ Ztuhne až do objemu 2000 ml láhev | 96 ks/krabice |
| SOLID3000E | Medi-Vac™ Ztuhne až do objemu 3000 ml Láhev | 96 ks/krabice |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.



Příslušenství

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 65652-109A | Pravouhelný konektor pro port pacienta Flex Advantage™ a Guardian™ | 50 ks/krabice |
| 65652-119A | Převodník portu pro příslušenství | 30 ks/balení |



Medi-Vac™ Guardian™

Systém odsávacích nádob Guardian™ je vybaven jednorázovými uzávěry s pevným uzávěrem. K dispozici jsou speciální držáky a stojany pro pohodlné upevnění a mobilitu. Systémy odsávacích nádob Guardian™, navržené s ohledem na bezpečnost, ekonomičnost a pohodlí, jsou k dispozici v různých velikostech, aby vyhovovaly různým potřebám odsávání a odběru tekutin.

Odsávací nádoby Guardian™

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-------------------|
| 65651-212 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem – 1200 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-220 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem — 2000 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-230 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem — 3000 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-312 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 5 mm x 1,8 m | 30 ks/ks |
| 65651-896 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 6 mm x 1,8 m | 30 ks/krabice |
| 65651-320 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 2000 ml + 5 mm x 1,8 m | 30 ks/krabice |
| 65651-395 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 5 mm x 1,8 m, 5 mm x 0,5 m | 30 ks/kr |



Opakovaně použitelný držák z polykarbonátu určený k uchycení nádoby Guardian™ do jakéhokoli držáku na skluz, jako je nástěnná deska nebo mobilní odsávací vozík. Dodává se s ventilem pro zapnutí/vypnutí zabudovaným do držáku. Má předem připojenou hadičku pro připojení k nádobě.

Kruhový držák Guardian™ s vestavěným ventilem pro


zapnutí/vypnutí

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 65652-159A | Guardian™ Prstencový držák s vnitřním uzavíracím ventilem, 1200 ml | 10 ks/krabice |
| 65652-139A | Guardian™ Prstencový držák s vnitřním uzavíracím ventilem, 2000/3000 ml | 10 ks/krabice |
| 2-542ACE | CRD™ a Guardian™ tandemové trubky | 90 ks/krabice |



Argyle™ Yankauerovy kanyly

Komplexní řada odsávacích kanyl navržených tak, aby vyhovovaly různým potřebám na operačním sále.



Argyle™ Flexibilní Yankauerovy kanyly

- Sterilní, na jedno použití
- Flexibilní Yankauerovy kanyly může uživatel tvarovat tak, aby upravit úhel a přizpůsobil je konkrétním operačním místům

| Kód | Popis | Regulace vakua | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|--|--|----------------|-------|-------|-------------------|
| Argyle™ Mini Yankauer bez DEHP | | | | | |
| 1180113001 | Bez bočních otvorů | Ne | 16 | 16 cm | 100 |
| 1180113050 | 4 boční otvory | Ne | 16 | 16 cm | 100 |
| 1180113100 | Bez bočních otvorů | Ano | 16 | 16 cm | 100 |
| Argyle™ Mini Yankauer bez DEHP | | | | | |
| 8888504001- | Jemná špička | Ne | 12 | 26 cm | 50 |
| 8888504019 | Jemná špička | Ano | 12 | 26 cm | 50 |
| 8888501007- | Střední hrot | Ne | 18 | 25 cm | 50 |
| 8888501023- | Střední hrot | Ano | 18 | 25 cm | 50 |
| 1180501205 | Střední hrot s jistým úchopem | Ne | 18 | 25 cm | 50 |
| 8888502005- | Velká špička | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 1180502039 | Velká špička s jistým úchopem | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 1180503003 | Extra velká špička | Ne | 30 | 25 cm | 50 |
| Sady Argyle™ Mini Yankauer s nevodivou ohebnou hadičkou | | | | | |
| 1180504639 | Hadice s jemnou špičkou o průměru 5 mm | Ne | 12 | 3,0 m | 25 |
| 1180501635 | Střední špička, trubice o průměru 7 mm | Ne | 18 | 3,0 m | 25 |
| 1180502617 | Velká trubka s průměrem 7 mm | Ne | 22 | 2,2 m | 25 |
| 1180502625 | Velká trubka o průměru 7 mm | Ne | 22 | 3,0 m | 25 |

Lékařské produkty

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|-----|
| Komprese | Zubní | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Zvládání tekutin | Teploměr | Péče o rány | OEM |
|----------|-------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|-----|

Medi-Vac™ Yankauerovy odsávací rukojeti a sady

Sterilní, na jedno použití

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| KEX80 | Yankauer, baňatá špička | 50 ks/krabice |
| KEX82 | Yankauer, baňatá špička, regulace podtlaku | 50 ks/krabice |
| KEX83A | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krab. |
| KEX84 | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 2,7 m | 25 ks/krab. |
| KEX85 | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 3,7 m | 25 ks/krab. |

0123

Argyle™ Pevné Yankauerovy kleště

Sterilní, na jedno použití



| Kód | Popis | Regulace podtlaku | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 8888505115 | Otevřená špička | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 8888505123 | Otevřená špička | Ano | 22 | 25 cm | 50 |
| 8888505016 | Hrot žárovky | Ne | 34 | 26 cm | 50 |
| 8888505024 | Hrot žárovky | Ano | 34 | 26 cm | 50 |

2797

Argyle™ Selec-Trol Yankauers

- Sterilní, na jedno použití
- K dispozici s velkou otevřenou špičkou, baňkovou špičkou nebo jemnou špičkou



| Kód | Popis | Regulace podtlaku | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|--------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 1180505172 | Velká špička | Vypínač | 24 | 27 cm | 20 |
| 1180505164 | Hrot žárovky | Vypínač | 32 | 27 cm | 20 |

2797

Argyle™ Pooleovy odsávací nástroje

- Sterilní, na jedno použití
- Dvoudílná pevná konstrukce: průhledný vnitřní a vnější lumen s ovládním sání na špičce prstu



| Kód | Popis | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|-------------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 8888508002 | Flexibilní bazén | 34 | 27 cm | 50 |
| 8888509703- | Pevný poole | 14-28 | 25 cm | 50 |

2797

Argyle™ Spojovací hadičky

Argyle™ Spojovací hadičky

Sterilní spojovací hadičky z PVC pro lékařské účely.



| Kód | Průměr a délka | Prodejní jednotka |
|--|----------------|-------------------|
| Argyle™ Propojovací trubka s lisovanými konektory | | |
| 8888301507 | 5 mm x 0,5 m | 50 |
| 8888301515 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301523 | 5 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888301531 | 5 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888301606 | 6 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301614 | 6 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888301622 | 6 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888301705- | 7 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301713 | 7 mm x 3,1 m | 50 |
| 8888301721 | 7 mm x 3,7 m | 20 |
| Argyle™ Spojovací trubky s tryskami pro připojení k tryskám | | |
| 8888284505 | 5 mm x 0,5 m | 50 |
| 8888284513 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284539 | 5 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888284547 | 5 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284554 | 5 mm x 6,1 m | 10 |
| 8888284604 | 6 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284612 | 6 mm x 3,1 m | 50 |
| 8888284620 | 6 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284638 | 6 mm x 6,1 m | 10 |
| 8888284703 | 7 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284737 | 7 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284745 | 7 mm x 6,1 m | 10 |
| 1180284810 | 5 mm x 2,7 m | 50 |
| Argyle™ Propojovací trubice s nálevkou a zúženým koncem | | |
| 8888284521 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284711 | 7 mm x 1,8 m | 50 |

CE
2797

Argyle™ Chirurgické sací spojovací hadičky

Argyle™ Bublínková hadička

Lze je zkrátit na přesnou délku a jsou k dispozici v provedení vodivém i nevodivém.



| Kód | Průměr a délka | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 8888280206 | Argyle™ Univerzální bublínková hadice, 5 mm x 30 m | 1 |
| 8888280214 | Argyle™ Bublínková trubice, 5 mm x 30,5 m — nevodivá | 1 |
| 1180839035 | Kendall™ Univerzální bublínková trubice, 6 mm x 50 m | 1 |
| 8888280602 | Argyle™ Bublínková hadice, 7 mm x 30 m | 1 |
| 8888280610 | Argyle™ Bublínková trubice, 7 mm x 30,5 m — nevodivá | 1 |

CE

Medi-Vac™ Odsávací hadičky



Sterilní, na jedno použití.

| Kód | Průměr a délka | Prodejní jednotka |
|--------|--------------------------------|-------------------|
| NEX510 | 5 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 30 ks/krabice |
| NEX56A | 5 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 50 ks/krabice |
| NEX610 | 6 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 25 ks/krabice |
| NEX66A | 6 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 45 ks/krabice |
| NEX710 | 7 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 20 ks/krabice |
| NEX712 | 7 mm x 3,7 m, sterilní hadička | 20 ks/krabice |
| NEX76A | 7 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 40 ks/krabice |

CE
0123

Argyle™ Konektory hadiček

Argyle™ Konektory/adaptéry

Konektory umožňují přizpůsobení vašeho odsávacího systému propojením úseků hadic pro různé aplikace.



| Kód | Popis | Přizpůsobitelné průměrům hadiček | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 8888270207 | Vinyl pro sterilní zkumavky typu SIMS | 5–11 mm | 100 |
| 8888271007 | Vinyl pro sterilní zkumavky typu 5 v 1 | 5–11 mm | 100 |
| 8888271411 | Sterilní polypropylen typu 5 v 1 | 7,9–14,3 mm | 100 |
| 8888271502 | Sterilní polypropylen, typ 5 v 1 | 5–14,3 mm | 100 |
| 8888272013 | Sterilní polypropylen, velký typ „Y“ | 6,35–12,7 mm | 50 |

CE
2797

| Kód | Popis | Vhodné pro průměry trubiček | Prodejní jednotka |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 8888270306 | Vinyl pro čisté trubky typu SIMS | 5–11 mm | 100 |
| 8888271403 | Čistý polypropylen typu 5 v 1 | 7,9–14,3 mm | 100 |
| 8888271510 | Čistý polypropylen, typ 5 v 1 | 5–14,3 mm | 1000 |
| 8888272005- | Čistý polypropylen, velký typ Y | Velký | 50 |

CE

Zdravotnické výrobky

Měření teploty

Genius™ 3 Tympanický teploměr a základna Bezkontaktní
teploměr

Elektronický teploměr Filac™



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| Kompresní | Stomatolo- gické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Rány péče | OEM |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----|



Genius™ 3 ušní teploměr a základna

Genius™ 3 ušní teploměr a základna

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|-------------------------------------|-------------------|
| 303013 | Genius™ 3 ušní teploměr a podstavec | 1 |

2797



Genius™ 3 Tympanický teploměr a základna — Příslušenství

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---------------------------|-------------------|
| 303030 | Kryty sond Genius™ | 2112 (22 x 96) |
| 303097 | Genius™ tester/kalibrátor | 1 |



Bezkontaktní infračervený čelní teploměr

Bezkontaktní infračervený čelní teploměr

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------|--|-------------------|
| NCT-A | Bezkontaktní infračervený čelní teploměr | 1 |



Filac™ Elektronický teploměr

Elektronický teploměr Filac™ 3000

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|---|-------------------|
| 504000 | Filac™ 3000 EZ Elektronický teploměr pro měření v ústech a podpaží, kompletní systém s kabelem o délce 4' (1,2 m) | 1 |
| 504008 | Filac™ 3000 EZA Elektronický teploměr rektální Kompletní systém s kabelem o délce 4' (1,2 m) | 1 |
| 502000 | Filac™ 3000 krytů sondy | 2000 (100 x 20) |
| 500028* | Modrá izolační komora pro ústní dutinu/podpaží | 1 |
| 500026* | Modrá ústní/podpažní sonda s kabelem 122 cm | 1 |
| 500036* | Červená rektální sonda s kabelem o délce 122 cm | 1 |
| 500027* | Modrá sonda do úst/podpaží s kabelem o délce 275 cm | 1 |
| 500037* | Červená rektální sonda s kabelem o délce 275 cm | 1 |
| 500099* | Kalibrační zátka | 1 |
| 500046* | Montážní základna pro nástěnnou montáž | 1 |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Lékařské produkty

Péče o rány

Antimikrobiální obvazy na rány Pěnové
obvazy

Alginátové obvazy

Nepřilnavé obvazy – vlhké

Netkané obvazy Bandáže

Doplňkové produkty



Antimikrobiální obvazy



Kendall™ AMD antimikrobiální pěnové obvazy

Antimikrobiální pěnové obvazy Kendall™ AMD zajišťují vlhké prostředí pro hojení u široké škály ran. Obvaz obsahuje antimikrobiální látku PHMB, která brání pronikání bakterií skrz obvaz a zabraňuje jejich usazování a množení uvnitř obvazu po dobu až sedmi dnů. Antimikrobiální pěnové obvazy Kendall™ AMD jsou určeny k použití při ošetřování pooperačních řezů, proleženin, vředům způsobeným žilní stagnací, diabetickým vředům, místům odběru, odřeninám, tržným ranám, popáleninám prvního a druhého stupně, kožním onemocněním, dalším ranám způsobeným úrazem a jako sekundární obvaz nebo krycí obvaz na rany s tamponádou.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonec h |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 55522AMD | 5,1 cm x 5,1 cm | 25 | 100 |
| 55535AMD | 8,9 cm x 7,6 cm s okénkem | 10 | 50 |
| 55544AMD | 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55548AMD | 10,2 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55566AMD | 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |
| 55588AMD | 20,3 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55535PAMD | 8,8 cm x 7,5 cm S okénky, s vrchní vrstvou | 10 | 50 |
| 55544PAMD | 10,2 cm x 10,2 cm včetně vrchní vrstvy | 10 | 50 |



0123



Kendall™ AMD Antimikrobiální pěna — Obvaz s okrajem

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 55523BAMD | 4,4 cm x 8,3 cm, velikost polštářku 2,5 cm x 4,4 cm | 10 | 50 |
| 55544BAMD | 8,9 cm x 8,9 cm, velikost polštářku 5,1 cm x 5,1 cm | 10 | 50 |
| 55546BAMD | 8,9 cm x 14 cm, velikost podložky 5,1 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55566BAMD | 14 cm x 14 cm, rozměry bloku 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55588BAMD | 19 cm x 19 cm, velikost podložky 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |



0123



Kendall™ Pěnový disk s otvory AMD

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 55511AMD | Průměr 2,54 cm, otvor 4 mm | 10 | 40 |
| 55512AMD | průměr 2,54 cm, otvor 7 mm | 10 | 40 |



0123

Telfa™ Antimikrobiální neadhezivní obvaz AMD

- Tyto obvazy AMD jsou určeny k použití na celou řadu ran, včetně, ale nejen, ran s částečnou tloušťkou, jako jsou místa odběru, akutní rány a místa chirurgických řezů.
- Antimikrobiální účinek látky PHMB obsažené v obvazu Telfa™AMD podporuje hojení ran tím, že brání usazování bakterií na obvaz a omezuje pronikání bakterií skrz obvaz. Bariérová funkce obvazu může přispět ke snížení rizika infekcí.



- Sterilní.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| TELFA™ AMD PADS STERILE | | | |
| 7662 | 7,6 cm x 11,4 cm | 50 | 900 |
| 7663 | 7,6 cm x 20,3 cm | 50 | 600 |
| TELFA™ AMD ISLAND DRESSINGS | | | |
| 7665 | 10,2 cm x 12,7 cm (velikost polštářku 5 cm x 7,5 cm) | 25 | 200 |
| 7666 | 10,2 cm x 20,3 cm (velikost bloku 5 cm x 15 cm) | 25 | 100 |
| 7667 | 10,2 cm x 25,4 cm (velikost bloku 5 cm x 20 cm) | 25 | 100 |
| 7668 | 10,2 cm x 35,6 cm (velikost bloku 5 cm x 30 cm) | 25 | 50 |



Excilon™ Antimikrobiální drenážní houby AMD

- Antimikrobiální houby jsou určeny k použití jako primární obvazy na řadu ran, včetně, ale nejen, míst vpichu.
- Antimikrobiální účinek látky PHMB obsažené v obvazu Excilon AMD pomáhá bránit usazování bakterií uvnitř obvazu a zabraňuje pronikání bakterií skrz obvaz.
- Sterilní.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonech |
|------|--|--------------------|----------------------|
| 7088 | 10,2 cm x 10,2 cm podložka, drenážní houba | 25 párů | 300 párů |
| 7089 | 5,1 cm x 5,1 cm, houba pro intravenózní podání | 35 párů | 700 párů |



Kerlix™ AMD antimikrobiální role a superhouby

- Tyto antimikrobiální obvazy jsou určeny k použití jako primární obvaz na exsudující rány, popáleniny a chirurgické rány, k fixaci a zabránění posunutí primárních obvazů při použití jako sekundární obvaz a lze je použít také k vyplnění rány.
- Antimikrobiální účinek PHMB v Kerlixu AMD napomáhá hojení ran tím, že brání kolonizaci bakterií uvnitř obvazu a inhibuje pronikání bakterií přes obvaz.
- Sterilní.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3331 | Role, 11,4 cm x 3,7 m | 1 | 60 |
| 3332 | Role, 11,4 cm x 3,7 m, měkké balení | 1 | 100 |
| 6662 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 2 | 480 |
| 6665 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 5 | 600 |
| 6660 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 10 | 480 |





Pěnové obvazy

Kendall™ Hydrofilní pěnové obvazy

- Vysoce absorpční hydrofilní pěnové obvazy na rány.
- Měkká, nelepivá vložka.
- Díky své pružnosti se snadno přizpůsobí všem konturám těla.
- Široký výběr praktických velikostí.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|-------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 55535 | 5 okénkem, 8,9 cm x 7,6 cm | 10 | 50 |
| 55522 | 5,1 cm x 5,1 cm | 25 | 100 |
| 55533 | 7,6 cm x 7,6 cm | 10 | 50 |
| 55544 | 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55548 | 10,2 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55555 | 12,7 cm x 12,7 cm | 10 | 50 |
| 55566 | 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |
| 55588 | 20,3 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |



2797



Obvazy z alginátu

Kendall™ Obvazy z kalcium-alginátu

- Absorbují exsudát z rány, zastavují drobné krvácení a vytvářejí vlhké hojivé prostředí.
- Sterilní.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonech |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 9231 | 30 cm, lano | 5 | 20 |
| 9232 | 5 cm x 5 cm | 10 | 100 |
| 9233 | 10 cm x 10 cm | 10 | 50 |
| 9236 | 10 cm x 10 cm PLUS | 10 | 50 |
| 9240 | 10 cm x 14 cm | 10 | 50 |
| 9238 | 10 cm x 20 cm | 5 | 50 |
| 9239 | 15 cm x 25 cm | 10 | 50 |
| 9242 | 30 cm x 60 cm | 5 | 5 |
| 9243 | 60 cm, lano | 5 | 20 |
| 9244 | 91 cm, lano | 5 | 20 |



2797



Xeroform™ Okluzivní gázový ob vaz

- 3% tribromfenát bismutu ve směsi s vazelinou na jemné síťované gáze.
- Nelepivý.
- Sterilní.

| Kód | Velikost | Typ | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 8884432000 | 10,2 cm x 2,7 m | Balení v odtrhvací fólii | 6 | 36 |
| 8884433301 | 2,5 cm x 20,3 cm | Balení s odtrhvací fólii | 50 | 200 |
| 8884433400 | 5,1 cm x 5,1 cm | Balení náplastí v odtrhvací fólii | 25 | 150 |
| 8884433500 | 10,2 cm x 10,2 cm | Balení náplastí v odtrhvací fólii | 25 | 150 |
| 8884433605 | 12,7 cm x 22,9 cm | Balení v odtrhvacích fóliových prouzcích | 50 | 200 |



0123



Netkané obvazy

Excilon™ Drenážní houby

- Třívrstvá netkaná drenážní houba pro lepší absorpci a odvod tekutin.
- Sterilní.

| Kód | Popis | Počet v balení | Počet v krabici | Počet v kartonu |
|------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 7086 | 10,2 cm x 10,2 cm | 2 páry | 25 párů | 600 (12 krabic/25 párů v každé) |

2797


Obvazy

Kerlix™ role — sterilní

Jako primární obvaz zajišťuje otevřená struktura odvod vlhkosti, provzdušnění a savost.

| Kód | Popis | Množství v kartonu |
|------|--|--------------------|
| 6725 | Role obvazu, střední, 8,6 cm x 3,3 m — 6vrstvý | 96 |
| 6716 | Role obvazu, velká, 11,4 cm x 2,8 m — 8vrstvá | 100 |
| 7880 | Gázová role, velká, 11,4 cm x 3,7 m — 8 vrstev | 100 |
| 7884 | Super houba — střední, (15,2 cm x 17,1 cm) | 480 |

2797


Webril™ Bavlněná podložka

Díky kombinaci mírné pružnosti a soudržnosti drží výplň na místě, aniž by se posunovala nebo shrnovala.

| Kód | Popis | Množství v balení | Množství v kartonu |
|------|--|-------------------|--------------------|
| 1418 | 5 cm x 3,7 m role | 24 | 72 |
| 2059 | 7,6 cm x 3,7 m role | 12 | 72 |
| 3175 | 10,1 cm x 3,7 m | 12 | 72 |
| 3489 | 15,2 cm x 3,7 m role | 6 | 36 |
| 2283 | Role o rozměrech 5,1 cm x 3,7 m – sterilní, 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2394 | 7,6 cm x 3,7 m role — sterilní, 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2502 | 10,1 cm x 3,7 m — sterilní, 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2554 | 15,2 cm x 3,7 m role — sterilní, 1 ks v sáčku | | 24 |

2797


Doplňkové produkty

Webcol™ Alkoholové tampony na čištění pokožky

- Sterilní netkané houbičky.
- 70% isopropylalkohol.

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|
| 6818-1 | Střední, 2vrstvý | 200 | 4000 |

2797

Lékařské produkty

Cardinal Health™ Speciální zdravotnické produkty pro OEM

Cardinal Health™ Podávání léků

Cardinal Health™ Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehly Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční stříkačky na inzulin a tuberkulin

Cardinal Health™ Příprava léků

Cardinal Health™ Výrobní kapacity OEM

OEM řešení pro termometrii Péče o pokožku a hojení ran



Nabízíme odborné znalosti v oboru a rozšiřující se portfolio bezpečných a účinných produktů, které zlepšují kvalitu, pomáhají řídit náklady a snižují složitost.

Díky našim osvědčeným zkušenostem v oblasti regulace, odborným znalostem a infrastruktuře pomáháme vyrábět a zajišťovat produkty, které uspokojují poptávku po komplexních řešeních ve zdravotnictví zaměřených na přidanou hodnotu.

Kontaktujte nás a dozvíte se více o tom, jak může partnerství s naším týmem OEM posílit vaši značku a zvýšit hodnotu vašeho podnikání.



Cardinal Health™ Podávání léků

Společnost Cardinal Health nabízí řadu jehel a injekčních stříkaček, jak standardních, tak bezpečnostních, pro podávání léků. Naše jehly a injekční stříkačky Monoject™ a Magellan™ jsou navrženy tak, aby zajistily bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu v každé fázi, od použití až po likvidaci. Nabízíme také řadu bezpečnostních plomb IVA pro bezpečnější a předpisy splňující péči.



Cardinal Health™ Monoject™ Magellan™

Bezpečnostní injekční jehly

Tato bezpečnostní zařízení s jehlou jsou navržena tak, aby chránila zdravotnický personál před náhodným poraněním jehlou. Bezpečnostní jehly Magellan™ jsou konstruovány v souladu s předpisy OSHA a pomáhají vám sjednotit postupy při všech pracovních úkonech pomocí jedné bezpečnostní technologie. Jejich konstrukce zajišťuje ochranu pouhým stisknutím prstu, čímž zvyšuje pohodlí a jistotu zdravotnického personálu a snižuje potřebu dalšího školení.

K dispozici jsou také bezpečné a praktické předem namontované kombinace bezpečnostních jehel a stříkaček.

Bezpečnostní injekční jehly

| Kód | Popis | Tloušťka jehly | Délka jehly | Prodejní jednotka |
|------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 8881850810 | 18 G x 1 palec (1,2 x 25 mm) | 18G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850815 | 18 G x 1½ palce (1,2 x 38 mm) | 18G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850910 | 19 G x 1 palec (1,1 x 25 mm) | 19G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850915 | 19 G x 1½ palce (1,1 x 38 mm) | 19G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850010 | 20 G x 1 palec (0,9 x 25 mm) | 20G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850015 | 20 G x 1½ palce (0,9 x 38 mm) | 20G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850110 | 21 G x 1 palec (0,8 x 25 mm) | 21G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850115 | 21 G x 1½ palce (0,8 x 38 mm) | 21G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850158 | 21 G x 0,8 x 16 mm | 21G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850210 | 22 G x 1 palec (0,7 x 25 mm) | 22G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850215 | 22 G x 1½ palce (0,7 x 38 mm) | 22G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850358 | 23 G x 0,6 x 16 mm | 23G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850310 | 23 G x 1 palec (0,6 x 25 mm) | 23G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850558 | 25 G x 0,5 x 16 mm | 25G | ⅞ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850510 | 25 G x 1 palec (0,5 x 25 mm) | 25G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850515 | 25 G x 1½ palce (0,5 x 38 mm) | 25G | 1½ palce | 500 ks/krabice |

CE
2797

Všechny bezpečnostní injekční jehly a stříkačky jsou označeny barevným kódem podle normy ISO.

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|--------|-------|-------------------------|------|------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| 18 G | 19 G | 20 G | 21 G | 22 G | 23 G | 25 G | 27 G | 28 G | 30 G |
| Růžová | Krémová | Žlutá | Zelená | Černá | Tmavě modrá Oranžová | ová | Šedá | Modrozelená | Tmavě žlutá |







| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatolo- gické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Správa tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční stříkačky na inzulin a tuberkulin

Bezpečnostní injekční stříkačky Monoject™ Magellan™ pro inzulin a tuberkulin představují integrovaná bezpečnostní řešení s jehlou. Jejich konstrukce zajišťuje ochranu pouhým stisknutím prstu, čímž zvyšuje pohodlí a jistotu zdravotnického personálu a snižuje potřebu následného školení.

Bezpečnostní injekční stříkačky Magellan™ pro inzulin


Bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin Magellan™ je integrované bezpečnostní řešení s jehlou a bezpečnostním krytem, který po aktivaci zakrývá celou jehlu a zajišťuje tak 360stupňovou ochranu, bezpečnost klinického personálu i pacientů během používání a ochranu pracovníků při následném zpracování po likvidaci. Bezpečnostní injekční stříkačky se vyznačují výrazným, dobře čitelným stupňováním, šikmým úhlem jehly a robustním bezpečnostním krytem, který zajišťuje ochranu během používání i po likvidaci.

| Kód | Popis | Balení |
|------------|---|--------|
| 8881892910 |  Magellan™ 1 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s pevnou jehlou 29 G x 1/2" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881892950 |  Magellan™ 0,5 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 29 G x 1/2" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881892930 |  Magellan™ 0,3 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 29 G x 1/2" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881893010 |  Magellan™ 1 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x 1/16" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |
| 8881893050 |  Magellan™ 0,5 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x 1/16" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |
| 8881893030 |  Magellan™ 0,3 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x 1/16" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |


2797


Bezpečnostní injekční stříkačky Magellan™ na tuberkulin

Bezpečnostní injekční stříkačka Magellan™ na tuberkulin je bezpečnostní řešení s integrovanou jehlou a robustním ochranným krytem, který po aktivaci zakrývá celou jehlu a poskytuje tak 360stupňovou ochranu, a to jak pro bezpečnost zdravotnického personálu a pacienta během použití, tak pro pracovníky v navazujících procesech po likvidaci. Bezpečnostní injekční stříkačky Magellan™ na tuberkulin jsou vybaveny výrazným, dobře čitelným stupnicovým označením, které zajišťuje viditelnost pro přesné měření. Poloha šikmé hrany jehly vůči ochrannému krytu usnadňuje provedení injekce; pokud je ochranný kryt otočen nahoru, je nahoru otočena i šikmá hrana jehly.

| Kód | Popis | Balení |
|------------|--|--------|
| 8881882812 |  Magellan™ 1 ml bezpečnostní injekční stříkačka na tuberkulin s trvalou jehlou 28 G x 1/2" (0,36 x 13 mm) | 10x50 |


2797


Standardní jehly pro pero Monoject™

Při léčbě cukrovky vašich pacientů je pohodlí na prvním místě. Naše jehly jsou barevně odlišeny podle tloušťky a délky a jsou kompatibilní se všemi hlavními značkami. Jsou sterilní, jednotlivě balené a určené k jednorázovému použití.

| Kód | Barva | Popis | Délka jehly | Počet v krabici | Počet v kartonu |
|------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 8881053108 | Oranžová | 31G (0,25 mm) x 8 mm | 8 mm | 100 | 2400 |
| 8881053105 | Fialová | 31G (0,25 mm) x 5 mm | 5 mm | 100 | 2400 |
| 8881053104 | Světle modrá | 31G (0,25 mm) x 4 mm | 4 mm | 100 | 2400 |
| 8881053206 | Hnědá | 32G (0,23 mm) x 6 mm | 6 mm | 100 | 2400 |
| 8881053204 | Světle zelená | 32G (0,23 mm) x 4 mm | 4 mm | 100 | 2400 |


2797

Cardinal Health™ Příprava léků



| Kód | Popis | Počet kusů v balení |
|-----------|--|---------------------|
| 888120003 | Monoject™ M200 filtrační jehla, 16 Gauge x 0,75 palce, sterilní | 1000 ks/krabice |
| 320872 | Monoject™ M204 Přenosová jehla, 20 Gauge x 1,625 palce | 2 000 ks/karton |
| 11811022F | Monoject™ tupá injekční jehla s filtrem, 18G x 1½ palce (1,27 x 38 mm) | 1000 ks/krabice |



Cardinal Health™ Výrobní kapacity OEM


Nabízíme řešení, která potřebujete – od sterilních až po nesterilní produkty a konfigurace ve velkém balení. Náš talentovaný tým inženýrů a projektových manažerů je připraven splnit všechny vaše požadavky na outsourcing díky účinné kombinaci konstrukčních služeb a výroby s certifikací ISO. Zákazníci mohou rovněž těžit z naší standardní nabídky tím, že využijí nebo upraví své stávající konfigurace a urychlí tak vývoj.

Naše služby

- Chemické testování
- Prototypování
- Testování biokompatibility
- Validace návrhu
- Projektové řízení
- Sterilizace
- Návrh pro výrobu
- Návrhové služby

Naše výrobní kapacity

- Vstříkování
- Extrudování
- Míchání a formulace hydrogelů
- RF svařování
- Vysekávání
- Montáž elektrod
- Tuhé a flexibilní obaly
- Absorbovatelné a neabsorbovatelné polymery
- Lisování silikonu
- Vysokorychlostní montáž
- Výroba sad



Lékařské výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Lisování | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Správa tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|



Měření teploty Řešení pro OEM

Pokud si pro své multiparametrické zařízení zvolíte možnost teplotního měření Filac™ 3000 OEM, získáte přístup k prostředkům, které potřebujete k úspěšnému uspokojení požadavků trhu. Naše řešení teplotního měření Filac™ 3000 OEM jsou v souladu se směrnicí RoHS, splňují normy IPC 610 a jsou vyráběna v zařízeních podléhajících regulaci FDA a certifikovaných podle normy ISO 13485.

| Kód | Popis | Balení | CE |
|--------|----------------------------------|-----------------|----|
| 502000 | Kryty sond Filac™ 3000 | 2 000 ks/karton | CE |
| 500062 | Deska Filac™ 3000 OEM PCBA | 80 ks/krabice | |
| 500027 | Filac™ 3000 – ústní sonda, 2,7 m | 20 ks/krabice | |
| 500037 | Filac™ 3000 rektální sonda 9 ft. | 20 ks/krabice | |
| 500026 | Filac™ 3000 Orální sonda 4 ft. | 1 ks/krabice | |
| 500036 | Filac™ 3000 rektální sonda 4 ft. | 20 ks/krabice | |
| 500099 | Filac™ 3000 kalibrační zátka | 10 ks/krabice | |

Péče o pokožku a rány

Webcol™ Alkoholové tampony na čištění pokožky

| Kód | Popis | Podrobnosti | Množství v krabici | Množství v kartonu | |
|--------|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 6818-1 | Střední, 2vrstvé | Sterilní netkané tampony, 70 % isopropylalkohol Jednotlivě balené, 12vrstvé sterilní gázové tampony, perforovaná krabička pro výdej v ordinaci | 200 ks/krabice | 4000 | |
| 3381 | Sterilní gázové tampony Curity™, 2 palce x 2 palce, 12vrstvé, sterilní | | | | 2 400 ks/karton |
| | | | | | 100 ks/krabice |

CE
2797



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatolo- gické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Rejstřík

Kompresie

Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow™

Řídicí jednotka Kendall SCD™ SmartFlow™ Strana 5

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------|---|-------------------|
| 82100 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro EU | 1 |
| 82101 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro Velkou Británii | 1 |
| 82102 | Kompresní systém Kendall SCD™ SmartFlow s napájecím kabelem pro Švýcarsko | 1 |

Kendall SCD™ SmartFlow™ Komfortní návleky se sekvenční kompresí

Kendall SCD™ SmartFlow™ Komfortní návleky se sekvenční kompresí — délka po stehno Strana 5

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 84010 | Délka po stehno | <40,6 cm | XS | 5 párů |
| 84011 | Délka po stehno | <55,9 cm | S | 5 párů |
| 84012 | Délka na stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 84013 | Délka stehna | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Kendall SCD™ SmartFlow™ sekvenční kompresní komfortní návleky – délka ke kolénům Strana 5

| Kód | Popis | Obvod lýtky | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|-------------|----------|-------------------|
| 84021 | Délka v kolenu | <35,5 cm | Malá | 5 párů |
| 84022 | Délka ke kolénům | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 84023 | Délka ke kolénům | <66,0 cm | Velké | 5 párů |

Kendall SCD™ SmartFlow™ Express rukávy a manžety na nohy

Kendall SCD™ SmartFlow™ Express rukávy — délka po stehna Strana 6

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 83011 | Délka po stehno | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 83012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 83013 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Kendall SCD™ SmartFlow™ Express rukávy — délka po kolena Strana 6

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 83022 | Do kolena | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 83023 | Délka ke kolénům | <66 cm | Velké | 5 párů |
| 83024 | Délka ke kolénům | <81,2 cm | XL | 5 párů |

Kendall SCD™ SmartFlow™ Manžeta na nohu Strana 6

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-------|------------|-------------------|
| 83032 | Běžná | Standardní | 10 kusů |
| 83033 | Velké | Velké | 10 kusů |

Sestava hadic Kendall SCD™ SmartFlow™

Sestava hadiček Kendall SCD™ SmartFlow™ Strana 6

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|--------------------------------------|----------|-------------------|
| 82202 | Sada hadic — standardní délka, 1,6 m | - | 10 |
| 82203 | Sada hadic — délka 3,3 m | - | 10 |

Kendall SCD™ SmartFlow™ Náhradní díly

| Kód | Popis |
|------------|--|
| 1029074 | Pružina torzní pravá SCD 700 SERIES 1029076 |
| | Pružina torzní levá SCD 700 SERIES 1029103 Sroub |
| | 6-32x1/2 s plochou hlavou a hvězdicovým zářezem Dr. SCD-Rav-PT00102958 |
| | Háček na postel |
| PT00102961 | Kryt čepu |
| PT00104866 | Sestava servisního krytu SCD SmartFlow (zahrnuje PT00102974 a PT00104867) 106442-SP Sada baterií, 2 x 18650, SCD SmartFlow |
| 110069-SP | Napájecí kabel, SCD SmartFlow EU 110070 |
| SP | Napájecí kabel, SCD SmartFlow UK 110071 |
| SP | Napájecí kabel, SCD SmartFlow Swiss |
| 114756-SP | Napájecí kabel SCD SmartFlow s konektorem EU, extra dlouhý |

Kendall SCD™

Řadič Kendall SCD™ řady 700 Strana 6

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|--|-------------------|
| 295250 | Řídicí jednotka řady SCD™ 700 — EU | 1 |
| 295251 | Řídicí jednotka řady SCD™ 700 — Velká Británie | 1 |

Kendall SCD™ Komfortní návleky

Komfortní návleky Kendall SCD™ se sekvenční kompresí – délka po stehna Strana 7

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 74010 | Délka na stehno | <40,6 cm | XS | 5 párů |
| 74011 | Délka po stehno | <55,9 cm | S | 5 párů |
| 74012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 74013 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Kendall SCD™ Sekvenční kompresní komfortní návleky – délka ke kolénům Strana 7

| Kód | Popis | Obvod lýtky | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|-------------|----------|-------------------|
| 74021 | Délka v kolenu | <35,5 cm | Malé | 5 párů |
| 74022 | Po kolena | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 74023 | Délka ke kolénům | <66,0 cm | Velké | 5 párů |

Kendall SCD™ Sekvenční kompresní komfortní odtrhávací návleky Strana 7

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 74041 | Délka stehna | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 74042 | Délka po stehna | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 74043 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Kendall SCD™ Express rukávy a manžety na nohy

Rukávy Kendall SCD™ Express — délka po stehno Strana 7

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 73011 | Délka po stehno | <55,9 cm | Malé | 5 párů |
| 73012 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 73013 | Délka po stehna | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Rukávy Kendall SCD™ Express — délka po kolena Strana 7

| Kód | Popis | Obvod lýtky/stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 73022 | Délka ke kolénům | <53,3 cm | Střední | 5 párů |
| 73023 | Délka ke kolénům | <66 cm | Velké | 5 párů |
| 9790 | Délka po kolena | <81,2 cm | XL | 5 párů |

Odtrhávací rukávy Kendall SCD™ Express – strana 8

| Kód | Popis | Obvod stehna | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|--------------|----------|-------------------|
| 73041 | Délka po stehno | <55,9 cm | Malá | 5 párů |
| 73042 | Délka po stehno | <71,1 cm | Střední | 5 párů |
| 73043 | Délka po stehno | <91,4 cm | Velké | 3 páry |

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Teploměření | Ošetřování ran | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----|

Kendall SCD™ Express Foot Cuff Strana 8

| Kód | Popis | Velikost | Prodejní jednotka |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| 73032 | Manžeta na nohu | Standardní | 10 kusů |
| 73033 | Manžeta na nohu | Velká | 10 kusů |

Sada hadic pro regulátor Kendall SCD™ Strana 8

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------|--|-------------------|
| 9528 | Sada hadic, 2,1 m | 1 |
| 9595 | Sada hadiček (prodloužení pro ambulantní použití), 1,2 m | 1 |

Náhradní díly pro Kendall SCD™ 700

| Kód | Popis |
|------------|---|
| 114757-SP | Napájecí kabel SCD SmartFlow s britskou zástrčkou, extra dlouhý |
| 9528 | Sada trubek (prodává se v párech) |
| 1029074 | Pružinová torze vpravo, řada SCD 700 1029074 |
| | Pružina torzní levá, řada SCD 700 1029103 |
| | Šroub krytu s O-kroužkem |
| 1036056 | Filtr výfukových plynů řady SCD 700 |
| 1036057 | Vstupní filtr řady SCD 700 |
| 1037204 | Sestava háku lože PTO0111588 |
| | Sestava krytu otcocného cepu |
| PT00111589 | Sestava krytu napájecího kabelu |
| 1030950-SP | Sada baterií |
| F090704-SP | Napájecí kabel, Evropa |
| F090705-SP | Napájecí kabel, Velká Británie |

Ponožky proti embolii T.E.D.™

Délka po stehno Strana 8

| Obvod stehna | Obvod lýtky | Kód | Délka nohy | Velikost | Barva horní části | Prodejní jednotka | |
|------------------|-----------------|--------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Méně než 63,5 cm | S | 3071LF | Krátký | A | Žlutá | 6 párů | |
| | | 3130LF | Standardní | B | Bílá | 6 párů | |
| | | 3222LF | Dlouhé | C | Modrá | 6 párů | |
| | Střední | 3310LF | Krátké | D | Žlutá | 6 párů | |
| | | 3416LF | Standardní | E | Bílá | 6 párů | |
| | | 3549LF | Dlouhé | F | Modrá | 6 párů | |
| | Velké | 3634LF | Krátké | G | Žlutá | 6 párů | |
| | | 3728LF | Standardní | H | Bílá | 6 párů | |
| | | 3856LF | Dlouhé | J | Modrá | 6 párů | |
| | 63,5 až 81,3 cm | XL | 4010LF | Krátké | K | Žlutá | 6 párů |
| | | | 4114LF | Standardní | L | Bílá | 6 párů |
| | | | 4216LF | Dlouhé | M | Modrá | 6 párů |
| X-Large Plus | | 3180LF | Krátké | N | Žlutá | 6 párů | |
| | | 3181LF | Standardní | P | Bílá | 6 párů | |
| | | 3182LF | Dlouhé | Q | Modrá | 6 párů | |
| 81,3 až 91,4 cm | XXL | 3183LF | Krátké | R | Žlutá | 6 párů | |
| | | 3184LF | Standardní | S | Bílá | 6 párů | |
| | | 3185LF | Dlouhé | T | Modrá | 6 párů | |

Délka po stehna s páskem Strana 9

| Obvod stehna | Obvod lýtky | Kód | Délka nohy | Velikost | Barva horní části | Prodejní jednotka | |
|------------------|-----------------|------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| Méně než 63,5 cm | XS | 3306 | Standardní | AA+ | Bílá | 6 párů | |
| | | 3320 | Dlouhé | BB+ | Modrá | 6 párů | |
| | Malé | 3039 | Standardní | A+ | Bílá | 6 párů | |
| | | 3364 | Dlouhé | B+ | Modrá | 6 párů | |
| | Střední | 3144 | Standardní | C+ | Bílá | 6 párů | |
| | | 3449 | Dlouhé | D+ | Modrá | 6 párů | |
| | Velké | 3221 | Standardní | E+ | Bílá | 6 párů | |
| | | 3523 | Dlouhé | F+ | Modrá | 6 párů | |
| | 63,5 až 81,3 cm | XL | 3922 | Standardní | G+ | Bílá | 6 párů |
| | | | 3995 | Dlouhé | H+ | Modrá | 6 párů |

Délka ke kolenům Strana 9

| Obvod lýtky | Obvod hlezten | Kód | Délka nohy | Velikost | Barevné označení T.E.D.™ | Prodejní jednotka |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|--------------------------|-------------------|
| Méně než 30,5 cm | Malá | 7071 | Střední | A- | Bílá | 12 párů |
| | | 7339 | Dlouhé | B- | Modrá | 12 párů |
| 30,5 až 38 cm | Střední | 7115 | Standardní | C- | Bílá | 12 párů |
| | | 7480 | Dlouhé | D- | Modrá | 12 párů |
| 38 až 44,5 cm | Velké | 7203 | Standardní | E- | Bílá | 12 párů |
| | | 7594 | Dlouhé | F- | Modrá | 12 párů |
| 44,5 až 51 cm | X-Large | 7615 | Regular | G- | Bílá | 12 párů |
| | | 7802 | Dlouhé | H- | Modrá | 12 párů |
| 51 až 58,4 cm | XXL | 7470LF | Regular | J- | Bílá | 12 párů |
| | | 7471LF | Dlouhé | K- | Modrá | 12 párů |
| 58,4 až 66 cm | XXX-Large | 7472LF | Standardní | L- | Bílá | 12 párů |
| | | 7473LF | Dlouhé | M- | Modrá | 12 párů |

Délka po kolena pro nepřetržitou péči Strana 9

| Obvod lýtky | Délka | Popis | Kód položky | | | Prodejní jednotka |
|---------------|--------|------------------|-------------|--------|-------|-------------------|
| | | | Bílá | Béžová | Černá | |
| <30,5 cm | <41 cm | Malá Střední | 4278 | 4265 | 4434 | 12 párů |
| | ≥41 cm | Malé Dlouhé | 4282 | 4317 | 4572 | 12 párů |
| 30,5 až 38 cm | <43 cm | Střední | 4279 | 4271 | 4435 | 12 párů |
| | ≥43 cm | Středně dlouhé | 4283 | 4323 | 4573 | 12 párů |
| 38 až 44,5 cm | <46 cm | Velké Standardní | 4280 | 4289 | 4436 | 12 párů |
| | ≥46 cm | Velké dlouhé | 4284 | 4335 | 4574 | 12 párů |
| 44,5 až 51 cm | <46 cm | X-Large Regular | 4281 | 4296 | 4437 | 12 párů |
| | ≥46 cm | X-Large Long | 4285 | 4344 | 4575 | 12 párů |

Délka po stehna pro nepřetržitou péči Strana 9

| Obvod stehna | Obvod lýtky | Délka | Kód položky | | | Prodejní jednotka |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Krátké <74 cm | Standardní 74–84 cm | Dlouhé >84 cm | |
| <63,5 cm | Malá | 30,5 cm | 4297 | 4300 | 4303 | 6 párů |
| | Střední | 30,5 až 38 cm | 4298 | 4301 | 4304 | 6 párů |
| | Velké | 38 až 44,5 cm | 4299 | 4302 | 4305 | 6 párů |

K dispozici pouze v bílé barvě

Stomatologické

Endodontické jehly

Monoject™ Endodontické jehly — Sterilní Strana 11

| Kód | Tloušťka a délka jehly | Barva | Prodejní jednotka |
|------------|------------------------|----------|-------------------|
| 8881471232 | 23G x 31,75 mm | Oranžová | 4 x (25 x 1 ks) |
| 8881471273 | 27G x 31,75 mm | Žlutá | 4 x (25 x 1 ks) |

Monoject™ Endodontická irigační jehla se stříkačkou — Sterilní Strana 11

| Kód | Průměr a délka jehly | Velikost injekční stříkačky | Prodejní jednotka |
|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1180323114E | 23G x 31,75 mm | 3 ml | 800 (8x100) |
| 1180327114E | 27G x 31,75 mm | 3 ml | 800 (8x100) |

Elektrody

Elektrody Kendall™ pro EKG u dospělých

Elektrody pro obecné monitorování — dlouhodobé monitorování, strany 13–15

| Kód | Kód zápasu | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|--------------|--|-------------------|
| 3105022 | Kendall™ 200 | Pěnové elektrody — Pěnová podložka, balené v perforovaném pásky po 5 kusech, adaptér na čepy, 36,5 mm kapkovitý tvar | 100/1000 |

Zdravotnické výrobky

| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Přeořany | OEM |
|------------|---------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------|-----|
| 31013926 | Kendall™ 530 | Pěnové elektrody — Pěnová podložka vhodná také pro diaforetické použití, balení 30 volných elektrod, adaptér s výstupkem, 45 mm kapkovitý tvar | | | 30/600 | | | | | | | |
| 31.1925.21 | Kendall™ H925G | Pěnová podložka, víceučelová elektroda, adaptér s výstupkem, oválný 57 x 34 mm | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1946.21 | Kendall™ H345G | Pěnová podložka, víceučelová elektroda vhodná také pro diaforetické použití, odolná proti sprchování a vodě, nositelná 72 hodin, adaptér na čep, plast plněný uhlikiem, 50 x 45 mm kapkovitý tvar | | | 30/300 | | | | | | | |
| 31.1917.21 | Kendall™ H915SG | Pěnová podložka, vhodná také pro diaforetické použití, silné lepidlo, adaptér na kolíky, nerezová ocel, 57 x 34 mm ovál | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1915.21 | Kendall™ H91TSG | Pěnová podložka, adaptér na čepy, plast plněný uhlikiem, 57 x 34 mm oválný | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1914.21 | Kendall™ H914SG | Pěnová podložka, banánkový adaptér, oválný 57 x 34 mm | | | 30/300 | | | | | | | |
| 31.1914.21 | Kendall™ H914TSG | Pěnová podložka, vhodná také pro zátěžové testy a klidové EKG, banánkový adaptér, ovál 57 x 34 mm | | | 20/200 | | | | | | | |
| RR3305 | Elektrody Kendall™ RR3305 | — textilní podložka, lze přemístit 2krát během 72 5/600 hodin, balené v pásech po 5 elektrodách, šroubový adaptér, plast plněný uhlikiem, obdélníková 31,8 x 36,8 mm | | | | | | | | | | |
| ES40281 | Kendall™ H69P | Podložka z textílie, vhodná pro citlivou pokožku, adaptér s výstupky, nerezová ocel, čtvercový 22 mm | | | 30/450 | | | | | | | |
| ES40076 | Kendall™ H59P | Podložka z textílie, vhodná pro citlivou pokožku, adaptér na čep, nerezová ocel, obdélníkový 33 x 22 mm | | | 30/450 | | | | | | | |
| 31.1355.21 | Kendall™ H135SG | Pěnová podložka, vhodná také pro pediatrické použití, adaptér na čep, nerezová ocel, Ø 43 x 35 mm | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1355.21 | Kendall™ H135TSG | Pěnová podložka, silná přilnavost, adaptér na čep, plast plněný uhlikiem, 43 x 35 mm Ø | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1245.21 | Kendall™ H1245G | Pěnová podložka, vhodná také pro pediatrické použití, adaptér s čepem, nerezová ocel, Ø 30 x 24 mm | | | 50/500 | | | | | | | |
| 31.1955.21 | Kendall™ H95SG | Pěnová podložka, adaptér s výstupkem, nerezová ocel, oválný 42 x 24 mm | | | 50/500 | | | | | | | |
| 3118733 | Kendall™ 100 | Pěnová podložka, vhodná také pro pediatrické použití, menší verze 100/1000 Medi-Trace™ 200, verze 133, balené v perforovaných prouzcích po 3 kusech, verze 100, balené v perforovaných prouzcích po 5 kusech, adaptér na čep, 30 mm, kapkovitý | | | | | | | | | | |
| 31439725 | Kendall™ 133 | Pěnová podložka, vhodná také pro pediatrické použití, menší verze 3/600 Medi-Trace™ 200, verze 133, balené v perforovaných prouzcích po 3 kusech, verze 100, balené v perforovaných prouzcích po 5 kusech, adaptér s výstupkem, 30 mm, kapkovitý | | | | | | | | | | |

Elektrody pro obecné monitorování — krátkodobé monitorování Strana 15

| Kód jednotka | Odpovídající kód | Popis | Prodejní |
|--------------|------------------|---|----------|
| 31.1986.21 | Kendall™ H985G | Netkaná podložka, vhodná i pro citlivou pokožku, adaptér na čep, nerezová ocel, Ø 55 mm | 30/300 |
| 31.1996.21 | Kendall™ H995G | Netkaná podložka, vhodná i pro citlivou pokožku, adaptér na čep, nerezová ocel | 30/300 |

Diagnostické monitorovací elektrody Strana 16

| Kód jednotka | Odpovídající kód | Popis | Prodejní |
|--------------|------------------|--|----------|
| 31.1345.21 | Kendall™ H34LG | Pěnová podložka, vhodná také pro zátěžové testy, Odolná proti sprše a vodě, odolná, nositelná 72 hodin, adaptér na čep, nerezová ocel, 50 x 45 mm kapkovitý tvar | 30/300 |
| 31.1663.21 | Kendall™ H66LG | Kód: 31.1663.21, pěnová podložka, adaptér na čep, nerezová ocel, Ø 55 mm | 30/300 |
| 31.1985.21 | Kendall™ H98LG | Mikroporézní netkaná podložka, vhodná i pro citlivou pokožku 30/300, adaptér s výstupky, nerezová ocel, Ø 55 mm | |
| 31.1995.21 | Kendall™ H99LG | Netkaná podložka s pavučinovou strukturou, vhodná i pro citlivou pokožku, adaptér s kolíkem, nerezová ocel, Ø 55 mm | 30/300 |
| 31433538 | Kendall™ 5400 | Podložka z polyesteru, elektroda s výstupkem vhodná pro odpočinek diagnostické EKG, 23 x 33 mm | 100/4000 |
| 30807732 | Kendall™ 5500 | Polyesterová podložka, elektroda s jazyčkem vhodná pro klidové diagnostické EKG, silná přilnavost, 23 x 33 mm | 100/2000 |

Předem zapojené elektrody pro novorozence/kojence

Jednorázové EKG elektrody — průhledný podklad Strana 17–18

| Kód | Kód zápasu | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---------------------------|---|-------------------|
| 31.3876.04 | Kendall™ Neonatal H87H/F | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód IEC (černá, červená, žlutá), Ø 30 mm | 3/120 |
| 31.5872.04 | Kendall™ Neonatal H87PG/F | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, elektroda délka 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód IEC (černá, červená, žlutá), Ø 30 mm | 3/120 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|--|--------|
| 31.5032.26 | Kendall™ Neonatal H203PG | Podložka z netkané textílie, vhodná pro inkubátor, délka kabelu 50 cm, 4mm banánková zásuvka, ovál 30 x 22 mm | 15/120 |
| 31.5033.26 | Kendall™ Neonatal H203PGK | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, kabel délka 100 cm, 4mm banánková zástrčka, oválný konektor 30 x 22 mm | 15/120 |
| 31.5039.24 | Kendall™ Neonatal H203PGT | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, délka kabelu 90 cm, 4mm banánková zástrčka, oválný konektor 30 x 22 mm | 3/90 |
| 31.3076.26 | Kendall™ Neonatal H207H | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, kabel délka 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód IEC (černý, červený, žlutý), oválný 30 x 22 mm | 15/120 |
| 31.5072.03 | Kendall™ Neonatal H207PG/F | Nesená páska z netkané textílie, vhodná pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód IEC (černá, červená, žlutá), ovál 30 x 22 mm | 3/120 |
| 31.5072.24 | Kendall™ Neonatal H207PGT | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, délka kabelu 90 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, oválný konektor 30 x 22 mm | 3/90 |
| 31.3276.03 | Kendall™ Neonatal H27H/F | Podklad z netkané textílie, vhodný pro inkubátor, olovo délka 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód IEC (černá, červená, žlutá), Ø 24 mm | 3/120 |
| EP30016 | Kendall™ pro kojence L36 LB | Látková podložka, vhodná pro inkubátor, integrovaný upevňovací pásek, délka elektrody 45,7 cm, 1,5 mm DIN | 3/300 |
| 31424768 | Kendall™ Neonatal 1050NPSM | Podložka z tkaniny, vhodná pro inkubátor, délka vodiče 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá), Ø 30 mm | 3/300 |
| 31424743 | Kendall™ Neonatal 1051NPSM | Látkový podklad, vhodný pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá), Ø 25 mm | 3/300 |
| 31424719 | Kendall™ Neonatal 1053NPSM | Látková podložka, vhodná pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá), Ø 8 mm | 3/300 |
| 31424780 | Kendall™ Neonatal 1041PTS | Průhledná podložka pásky, vhodná pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, bezpečnostní zástrčka DIN 1,5 mm, barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá), průměr 25 mm | 3/300 |
| 31424785 | Kendall™ Neonatal 1042PTS | Podložka z průhledné pásky, vhodná pro inkubátor, délka kabelu 60 cm, 1,5 mm bezpečnostní zástrčka DIN, barevný kód AAMI (černá, zelená, bílá), obdélníkový 30 x 25 mm | 3/300 |

Elektrody pro polysomnografii (PSG) Strana 19

| Kód | Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|-------------|---|-------------------|
| 31.6071.26 | H207LG/F60 | Elektroda pro aplikaci PSG s integrovaným 60 cm dlouhým vodičem, červená, žlutá, černá | 12/180 |
| 31.6073.26 | H207LG/F150 | Elektroda pro aplikaci PSG s integrovaným 150 cm dlouhým přívodním vodičem, bílá | 12/180 |
| 31.6074.26 | H207LG/F200 | Elektroda pro aplikaci PSG s integrovaným 200 cm dlouhým vodičem, červená, žlutá, černá | 6/90 |

*Nevhodné pro použití u novorozenců nebo předčasně narozených dětí

Multifunkční defibrilační elektrody

Medi-Trace™ Classic Strana 19

| Kód | Odpovídá Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/ Sáček | Páry/ Karton |
|----------|---|-----------------|--------------|
| 31319281 | 1310P Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 31469219 | 1410Z Zoll R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, řada X, Propaq MD | 1 pár | 10 |
| 4000006 | 1710H Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart Mtx (M3535A ² , M3536A ²), HeartStart XL M4735A ² , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²), HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |

¹ Vyžaduje kabel pro volné ruce Philips M3508A² Autotest AED selže, pokud jsou elektrody předem připojeny

Medi-Trace™ Cadence PC (předem připojené) Strana 19

| Kód | Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/ Pouzdro | Páry/ Kufřík |
|---------|---|-------------------|--------------|
| 22550PC | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22660PC | Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart Mtx (M3535A ² , M3536A ²), HeartStart XL M4735A ² , HeartStart 4000 M5500B, HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²), HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |
| 22770PC | Zoll R Series BLS, R Series Plus, R Series ALS, řada X, Propaq MD | 1 pár | 10 |

Všechny výše uvedené kódy jsou vhodné pro pacienty ≥ 8 let nebo ≥ 25 kg

¹ Vyžaduje kabel pro volné ruce Philips M3508A² Autotest AED selže, pokud jsou elektrody předem připojeny

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivnice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Příčočárny | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|-----|

Medi-Trace™ Cadence RTS (rentgenové průhledné) Strana 20

| Kód | Lze použít s kompatibilními modely defibrilátorů | Množství/ Pouzdro | Páry/ Kufřík |
|---------|---|----------------------|-----------------|
| 22550A* | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22550R | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E, LP 500, LP 1000), LIFEPAK CR Plus, LIFEPAK EXPRESS, Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 10 |
| 22550P* | Stryker™ LIFEPAK (LP 9, LP 12, LP 15, LP 20, LP 20E), Mindray™ BeneHeart (D3, D6) | 1 pár | 5 |
| 22770R | Řada Zoll R, řada R Plus, řada R ALS, Propaq MD | 1 pár | 10 |
| 22770P* | Zoll řada R BLS, řada R Plus, řada R ALS, řada X, Propaq MD | 1 pár | 5 |
| 22660R | Heartstream XLT M3500B ¹ , HeartStart MRx (M3535A, M3536A), HeartStart XL M4735A ¹ , HeartStart 4000 M5500B ¹ , HeartStart FR2+ (M3840A, M3841A, M3860A, M3861A ²), HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 10 |
| 22660P* | Heartstream XLT M3500B, HeartStart MRx (M3535A, M3536A, M4735A), HeartStart 4000 M5500B, HeartStart Intrepid 867172, Efficia DFM 100 866199 | 1 pár | 5 |

+ Elektrody Medi-Trace™ Cadence RTS jsou radiopřehledné, s výjimkou kódu 22550A

* Tyto elektrody jsou určeny pro pacienty mladší 8 let nebo s hmotností nižší než 25 kg.

¹ Vyžaduje hands-free kabel Philips M3508A

² Autotest defibrilátoru AED selže, pokud jsou elektrody již připojeny

Kendall™ DL — Systém kabelů a elektrodových vodičů

Systém přívodních vodičů Kendall™ DL pro použití u lůžka Strana 20

| Kód | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--|-------------------|
| 33103EG | – | 3 elektrody u lůžka červená, zelená, žlutá | 10 |
| 33103EB | 33105 | 3 elektrody u lůžka černá, červená, žlutá | 10 |
| 33110E | 33110 | 10 olověných postelí | 5 |
| 33111E | 33111 | Hrudní elektrody (V-elektrody) | 10 |

Sady telemetrických kabelů Kendall™ DL Direct Connect Strana 21

| Kód jednotka | AAMI | Popis | Prodejní |
|--------------|-------|---|----------|
| 33112E | 33112 | Pro použití s 5-elektrodovým telemetrickým systémem, vyráběným společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod značkou ochranná známka ApexPro™ | 10 |
| 33113E | 33113 | Pro použití s 5-svodovým telemetrickým systémem vyrobeným společností Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. pod svou ochrannou značkou Veridia™ | 10 |
| 33114E | 33114 | Pro použití s 5-svodovými telemetrickými systémy vyráběnými společností společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. pod její ochrannou značkou IntelliVue™ | 10 |
| – | 33125 | Pro použití s 6-svodovým telemetrickým systémem CH vyráběným společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod její ochrannou značkou ApexPro™ | 10 |
| – | 33126 | Pro použití se 6-svodovými telemetrickými systémy FH vyráběnými společností GE Medical Systems Information Technologies, Inc. pod její značkou ApexPro™ | 10 |
| 33132 | – | Pro použití s 5-vodičovými kabely Draeger Medical, Inc. s dvojitými konektory | 10 |
| – | 33133 | Pro použití s 5-vodičovými telemetrickými systémy Spacelabs Healthcare | 10 |
| – | 33134 | Pro použití s 6-svodovými telemetrickými systémy Nihon Kohden | 10 |
| – | 33147 | 5 elektrod bez SpO2. Pro použití s Philips IntelliVue™ MX40 Telemetrický systém | 100 |
| – | 33148 | 6 elektrod bez SpO2. Pro použití s telemetrickým systémem Philips IntelliVue™ MX40 — Direct Connect | 100 |
| – | 33150 | 6 elektrod SpO2. Pro použití s přístrojem Philips IntelliVue™ MX40, kompatibilní se senzory SpO2 Nellcor — Direct Connect | 100 |
| – | 33151 | 5-svodový SpO2. Pro použití s Philips IntelliVue™ MX40 Telemetrický systém, kompatibilní se senzory Masimo SpO2 | 100 |
| – | 33152 | 6-svodový SpO2. Pro použití s Philips IntelliVue™ MX40 Telemetrický systém, kompatibilní se senzory Masimo SpO2 | 100 |

Systém Kendall™ DL Dual Connect, strana 21

| Kód | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|-------|---|-------------------|
| 33135E | – | Sada elektrod s dvojitým připojením + kabel, 5 elektrod | 5 |
| 33136E | – | Pouze sada elektrod s duálním připojením, 5 elektrod | 25 |
| – | 33145 | Pouze kabel s dvojitým připojením | 5 |

Radiolucenční jednorázové sady elektrod Strana 21

| Kód | AAMI | Popis | Prodejní jednotka |
|-----|-----------|--|-------------------|
| – | 33136R36 | Sada rentgenové průsvitných elektrod, 5 elektrod, 90 cm | 10 |
| – | 33136R72 | Sada rentgenové průsvitných elektrod, 5 elektrod, 180 cm | 10 |
| – | 33136RV36 | Sada rentgenové průhledných elektrod na hrudník, 5 elektrod, 90 cm | 10 |

Podávání výživy

Kangaroo OMNI™ Enterální výživová pumpa

Strana 24

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| 585400 | Enterální výživová pumpa Kangaroo OMNI™ (včetně napájecího adaptéru a svorky na stojan) | 1 |

Kangaroo OMNI™ Sady pro krmení Strana 24

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|--|---------|-------------------|
| B5FDS | Sada na krmení Kangaroo OMNI™, sterilní | 500 ml | 30 |
| B10FDS | Sada pro krmení Kangaroo OMNI™, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B16FDS | Sada pro podávání výživy Kangaroo OMNI™, sterilní | 1600 ml | 30 |
| B5PFD | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení s hrotem ENPlus, sterilní | 500 ml | 30 |
| B31FDS | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení s ENPlus 3 v 1, sterilní | 500 ml | 30 |
| BSP2FDS | Kangaroo OMNI™ sada pro výživu s dvojitým hrotem ENPlus, sterilní | 500 ml | 30 |
| ER100S | Sada pro krmení Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ s byretou od společnosti , sterilní | 100 ml | 30 |
| B5FD | Sada na krmení Kangaroo OMNI™, nesterilní | 500 ml | 30 |
| B10FD | Sada pro krmení Kangaroo OMNI™, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| B5PFD | Kangaroo OMNI™ Sada pro krmení s hrotem ENPlus, nesterilní | 500 ml | 30 |

Sady pro výživu Kangaroo OMNI™ s proplachovacím vakem Strana 24

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|---|---------|-------------------|
| B10FFS | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B16FFS | Sada pro výživu Kangaroo OMNI™ s proplachovacím vakem, sterilní | 1600 ml | 30 |
| B5PFFS | Sada pro výživu Kangaroo OMNI™ s vakem Flush a hrotem ENPlus, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B31FFS | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem a ENPlus 3-v-1, sterilní | 1000 ml | 30 |
| BSPVFFS | Sada pro výživu Kangaroo OMNI™ s ENPlus hrotem a odvětrávaným hrotem, sterilní | 1000 ml | 30 |
| B5FF | Sada pro podávání výživy Kangaroo OMNI™ s proplachovacím vakem, nesterilní | 500 ml | 30 |
| B10FF | Kangaroo OMNI™ podávací sada s proplachovacím vakem, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| B5PFF | Kangaroo OMNI™ Sada pro výživu s proplachovacím vakem a hrotem ENPlus, nesterilní | 1000 ml | 30 |

Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sady pro výživu s hustou výživou* Strana 25

| Kód | Popis | Objem | Prodejní jednotka |
|---------|--|---------|-------------------|
| E5FDSR | Kangaroo OMNI ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou, sterilní | 500 ml | 30 |
| E10FDSR | Kangaroo OMNI ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou, sterilní | 1000 ml | 30 |
| E10FFSR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro výživu s hustou výživou a proplachovacím vakem, sterilní | 1000 ml | 30 |
| E5FDR | Sada pro podávání husté výživy Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™, nesterilní | 500 ml | 30 |
| E10FDR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou, nesterilní | 1000 ml | 30 |
| E5FFR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro výživu hustou výživou proplachovacím sáčkem, nesterilní | 500 ml | 30 s |
| E10FFR | Kangaroo OMNI™ ENTelliSet™ Sada pro krmení hustou výživou proplachovacím sáčkem, nesterilní | 1000 ml | 30 s |

*Husté výživové přípravky jsou definovány jako enterální tekutiny hladké konzistence, které by byly v rámci rámce Mezinárodní iniciativy pro standardizaci stravy při dysfagii (IDDSI) zařazeny do úrovně 2, 3 nebo 4.

Kangaroo OMNI™ Enterální výživová pumpa — Příslušenství Strana 25

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 584491 | Napájecí kabel Kangaroo™ | 1 |
| 385495 | Stojan na stůl Kangaroo™ | 1 |
| 385492 | Svorka na tyč Kangaroo OMNI™ | 1 |
| 384492 | Nastavitelná svorka na tyč Kangaroo™ | 1 |

* Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Kangaroo OMNI™ Enterální výživová pumpa — Batohy Strana 25

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|--------------|---------------------------------|----------|
| 770037S | Batoh Kangaroo™, černý, malý | 1 |
| 770037M | Batoh Kangaroo™, černý, střední | 1 |
| 770037L | Batoh Kangaroo™, černý, velký | 1 |
| 770035S | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |
| 770035M | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |
| 770035L | Batoh Kangaroo™, fialový | 1 |

Kangaroo™ ePump Enteral Stravovací pumpa Strana 26

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|--------------|---|----------|
| 482400J | Kangaroo™ ePump včetně svorky na stojan, napájecího adaptéru a návodu k obsluze 1 | |

Kangaroo™ ePump Sady pro enterální výživu, PVC bez DEHP, sterilní Strana 26

Sady pro enterální výživu s hroty

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|---|-------------------|
| Sady pouze pro výživu | | |
| 777401 | Sada hrotů ENPlus | 30 |
| 777402 | Sada dvojitých hrotů ENPlus | 30 |
| 777403 | Sada ENPlus 3 v 1 | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 777405 | Sada ENPlus s hrotem a 1000 ml proplachovacího roztoku | 30 |
| 777406 | Sada ENPlus 3 v 1 a 1000 ml proplachovací sady | 36 |
| 777407 | Sada pro proplachování ENPlus s napájecím a odvětrávacím hrotem | 30 |

Napájecí sady s integrovanými vaky Strana 26

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|----------------------------------|---|----------|
| Sady pouze pro výživu | | |
| 777064 | Sada 500 ml | 30 |
| 777106 | Sada 1000 ml | 30 |
| 777163 | Sada 1600 ml | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 778104 | Sada pro podávání 1000 ml a proplachování 1000 ml | 30 |
| 778161 | Sada pro podávání 1600 ml a proplachování 1000 ml | 30 |
| 673662 | Sada pro podávání 1000 ml a proplachování 1000 ml, nesterilní | 30 |
| Adaptéry | | |
| 777222 | Adaptér pro podávání léků ENFit™ na ENLock Oral-luer | 30 |
| 777444 | Adaptér ENFit™ na trychtyřovou sondu | 30 |
| 1814717995 | Adaptér 3 v 1 | 50 |

Kangaroo™ Příslušenství k ePump Strana 27

| Kód jednotka | Popis | C € | Prodejní |
|--------------|-------------------------------|-----|----------|
| 382491 | Napájecí adaptér | | 1 |
| 382492* | Svorka na tyč | | 1 |
| 1054715* | Akumulátorová sada | | 1 |
| 382493 | Sada nástavců | | 1 |
| 777150 | 3-v-1 taška na odpružení | | 180 |
| 776150 | Sada pro recertifikaci 100 ml | | 5 |

* Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Kangaroo™ Enterální výživová pumpa Joey Strana 27

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| 383400 | Enterální výživová pumpa Kangaroo™ Joey včetně svorky na stojan, napájecího adaptéru a návodu k použití | 1 |

Sady pro enterální výživu Kangaroo™ Joey, PVC bez DEHP, sterilní Strana 27

Sady pro enterální výživu s hroty

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Sady pouze s podavačem | | |
| 777501 | Sada hrotů ENPlus | 30 |
| 777502 | Sada dvojitých hrotů ENPlus | 30 |
| 777503 | Sada ENPlus 3 v 1 | 30 |

Sady na krmení a napájení

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|--|-------------------|
| 777505 | Sada ENPlus s hrotem a 1000 ml proplachovací sadou | 30 |
| 777506 | Sada ENPlus 3 v 1 a 1000 ml proplachovací sada | 36 |

Sady pro podávání s integrovanými vaky Strana 27

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Sady pouze s krmivem | | |
| 666064 | Sada 500 ml | 30 |
| 666106 | Sada 1000 ml | 30 |
| Sady na krmení a napájení | | |
| 668104 | Sada na krmení 1000 ml a proplachování 1000 ml | 30 |

Adaptéry Strana 27

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 777222 | Adaptér pro podávání léků ENFit™ na ENLock Oral-luer | 30 |
| 777444 | Adaptér ENFit™ na trychtyřovou sondu | 30 |
| 1814717995 | Adaptér 3 v 1 | 50 |

Kangaroo™ Joey Enteral Pump Příslušenství Strana 28

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 383491 | Napájecí adaptér | 1 |
| 383493 | Svorka na tyč | 1 |
| F010506* | Akumulátor | 1 |
| 382493 | Sada připojovacích konektorů | 1 |
| 776150 | Sada pro recertifikaci 100 ml | 5 |
| 777150 | 3-v-1 Suspenze v sáčku | 180 |

* Tato řada produktů není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Kangaroo™ Batohy pro enterální pumpy Joey Strana 28

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---------------------------|-------------------|
| 770026 | Mini batoh — modrý | 1 |
| 770028 | Super mini batoh — modrý | 1 |
| 770034 | Mini batoh — růžový | 1 |
| 770029 | Super mini batoh — růžový | 1 |

Sady pro enterální výživu s gravitačním podáváním

Sady pro enterální výživu s gravitačním podáváním, PVC bez DEHP, sterilní Strana 28

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1180262154 | Pediatrická sada pro krmení 60 ml | 36 |

Pediatrické sondy

Kangaroo™ Sonda pro výživu novorozenců a dětí — polyuretan (PUR), sterilní Strana 29

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|----------------------------------|-------------------|
| 461355E | 3,5 | 31 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461412E | 5 | 51 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461420E | 6,5 | 51 cm s 1cm (značkami) (hloubky) | 10 |
| 461438E | 8,5 | 91 cm s 1cm hloubkovými značkami | 10 |
| 461701E | 8,5 | 51 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461503E | 5 | 91 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461800E | 8 | 107 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |
| 461042E | 10 | 107 cm s 1cm značkami hloubky | 10 |

Argyle™ Novorozenecké a pediatrické sondy – polyvinylchlorid (PVC) bez DEHP, sterilní Strana 29

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--------|-------------------|
| 461206E | 3,5 | 31 cm | 10 |
| 460802E | 5 | 41 cm | 50 |
| 461008E | 5 | 91 cm | 50 |
| 460711E | 6,5 | 41 cm | 50 |
| 460604E | 8 | 41 cm | 50 |
| 460406E | 8 | 107 cm | 50 |
| 460208E | 10 | 107 cm | 50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Píče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Kangaroo™ Nasogastrické sondy s připojením ENFit™ Strana 29

| Kód jednotka | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Stylt | Prodejní |
|--------------|-------|--------|----------|-------|----------|
| 8884720817E | 8 | 91 cm | 3 g | NE | 10 |
| 8884720825E | 8 | 91 cm | 3 g | ANO | 10 |
| 8884720841E | 8 | 109 cm | 3 g | NE | 10 |
| 8884720858E | 8 | 109 cm | 3 g | ANO | 10 |
| 8884710859E | 8 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884710867E | 8 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884710826E | 8 | 140 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721088E | 10 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884721096E | 10 | 109 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884711006E | 10 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721055E | 10 | 140 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884721211E | 12 | 91 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884721237E | 12 | 109 cm | 5 g | NE | 10 |
| 8884721252E | 12 | 109 cm | 5 g | ANO | 10 |
| 8884711246E | 12 | 109 cm | 7 g | NE | 10 |
| 8884711253E | 12 | 109 cm | 7 g | ANO | 10 |
| 8884721255E | 12 | 140 cm | 5 g | ANO | 10 |

Krátkodobý přístup — Naso-jejunální sondy

Kangaroo™ Naso-jejunální sonda — polyuretan (PUR), nesterilní Strana 30

| Kód | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Vodící drát | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|----------|-------------|-------------------|
| 8884752505E | 12 | 152 cm | 7 g | ANO | 2 |

Kangaroo™ Nasojejunální sonda pro výživu a dekompresi žaludku — polyuretan (PUR), nesterilní Strana 28

| Kód jednotka | Fr/Ch | Délka | Hmotnost | Vodící drát | Prodejní |
|--------------|-------|--|----------|-------------|----------|
| 8884752513E | 16 | 9 Fr. X 170 cm (67 palců) jejunální výživa sonda v žaludeční dekompresní sondě 16 Fr. x 97 cm (38 palců) | | ANO | 2 |

Gastrointestinální přístup — dvojlučenové sondy

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---|-------|--------|-------------------|
| Žaludeční sonda Salem Sump™ — silikonová, sterilní Strana 30 | | | |
| 8888265108 | 10 | 91 cm | 1 |
| 8888265116 | 12 | 122 cm | 10 |
| 8888265124 | 14 | 122 cm | 10 |
| 8888265132 | 16 | 122 cm | 10 |
| 8888265140 | 18 | 122 cm | 10 |

Salem Sump™ žaludeční sonda s antirefluxním ventilem — silikonová, sterilní Strana 30

| Kód jednotka | Fr/Ch | Délka | Prodejní |
|--------------|-------|--------|----------|
| 8888266221 | 12 | 122 cm | 10 |
| 8888266247 | 14 | 122 cm | 10 |
| 8888266262 | 16 | 122 cm | 10 |
| 8888266288 | 18 | 122 cm | 10 |

Salem Sump™ gastroduodenální sonda — polyuretan (PUR), sterilní Strana 31

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------|--------|-------------------|
| 1180264523 | 14 | 114 cm | 25 |
| 1180264531 | 16 | 114 cm | 25 |
| 1180264549 | 18 | 114 cm | 25 |
| 1180264556 | 20 | 114 cm | 25 |

Gastrointestinální přístup — dvojlučenové trubice

Žaludeční sonda Salem Sump™ s antirefluxním ventilem – polyvinylchlorid (PVC) bez DEHP, sterilní Strana 31

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|---------|-------|--------|-------------------|
| 266122 | 14 | 122 cm | 50 |
| 266130- | 16 | 122 cm | 50 |
| 266148 | 18 | 122 cm | 50 |

Salem Sump™ žaludeční sonda s dvojitým lumenem a připojením ENFit — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní Strana 31

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|-------------|-------|--------|-------------------|
| 8888268060E | 6 | 61 cm | 10 |
| 8888268086E | 8 | 61 cm | 10 |
| 8888264911E | 10 | 91 cm | 50 |
| 8888264929E | 12 | 122 cm | 50 |
| 8888264945E | 14 | 122 cm | 50 |
| 8888264960E | 16 | 122 cm | 50 |
| 8888264986E | 18 | 122 cm | 50 |

Žaludeční sonda Salem Sump™ s dvojitým lumenem — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní Strana 31

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní e. kus |
|---------|-------|--------|-----------------|
| 264929 | 12 | 122 cm | 50 |
| 264945- | 14 | 122 cm | 50 |
| 264960 | 16 | 122 cm | 50 |
| 264986- | 18 | 122 cm | 50 |

Salem Sump™ žaludeční sonda s dvojitým lumenem, s připojením ENFit™ a antirefluxním ventilem — bez DEHP, polyvinylchlorid (PVC), sterilní Strana 32

| Kód | Fr/Ch | Délka | Prodejní e. kus |
|-------------|-------|--------|-----------------|
| 8888266106E | 10 | 91 cm | 50 |
| 8888266114E | 12 | 122 cm | 50 |
| 8888266122E | 14 | 122 cm | 50 |
| 8888266130E | 16 | 122 cm | 50 |
| 8888266148E | 18 | 122 cm | 50 |

Salem Sump™ protirefluxní ventil, sterilní Strana 32

| Kód | Prodejní jednotka |
|---------|-------------------|
| 266197- | 10 |

Kangaroo gastrostomická sonda s ENFit Y-Port

Gastrostomická sonda KANGAROO Strana 32

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-------------|---|-------------------|
| 8884715122E | Průměr 12 Fr/Ch, balónek 5 ml | 5 |
| 8884715148E | Průměr 14 Fr/Ch, balónek 5 ml | 5 |
| 8884720163E | Průměr 16 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720189E | průměr 18 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720205E | Průměr 20 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720221E | Průměr 22 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720247E | Průměr 24 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |
| 8884720265E | Průměr 26 Fr/Ch, balónek o objemu 20 ml | 5 |
| 8884720285E | Průměr 28 Fr/Ch, balónek 20 ml | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léky dle ostřích předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|

Porodnictví a perinatální péče

Spirálové elektrody pro plod

Kendall™ Systém spirálových elektrod pro plod Strana 34

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|--------------|---|----------|
| | Spirálová elektroda pro plod Kendall™ | |
| 31479549 | Jednoduchá spirála s bezpečnostním konektorem | 50 |
| | Připeňovací podložky pro spirálovou elektrodu Kendall™ pro plod | |
| 31481396 | Malá připojovací podložka, 4,8 cm | 50 |
| 50000095 | Velká připojovací podložka, 9,5 cm x 4,8 cm | 50 |
| | Kabel pro připojení spirálové elektrody Kendall™ pro plod | |
| 31479846 | Kabel k fetální spirálové elektrodě ,65,5 cm | 1 |
| | Určeno pro použití s monitory vyrobenými společností Koninklijke Philips™ Electronics N.V. 31479754 Kabel s spirálovou elektrodou pro monitorování plodu, 2,4 m | 1 |
| | Pro použití s monitorem 8040 vyrobeným společností Koninklijke Philips™ Electronics NV | |
| 31479812 | Kabel spirálové elektrody Kendall™ pro plod — Pro použití s kulatým konektorem vyrobených společností GE Healthcare™ | 1 |
| 50000107 | Kabel s fetální spirálovou elektrodou Kendall™ — Pro použití s obdélníkovými konektorem monitorů vyráběných společností GE Healthcare™ | 1 |

Pásky

Břišní pásky Kendall™ Strana 34

| Kód | Velikost | Četnost otvorů | Barva | Prodejní jednotka |
|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 31410270 | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | Růžová a modrá | 50 sad |
| 40000007 | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | Růžová a modrá | 100 sad |
| 31410270B | 6 cm x 1,2 m | 3,2 cm | Růžová a modrá | 50 sad |

31410270B obsahuje 2 cívký

Příslušenství pro neonatologii

Argyle™ Podložky pro intravenózní podání Strana 34

| Kód | Popis | Rozměry | Prodejní jednotka |
|---------|---|------------------|-------------------|
| M100880 | Argyle™ IV, podpůrná deska, pro předčasné narozené děti | 2,5 cm x 7,6 cm | 50 |
| M100775 | Argyle™ podložka pro intravenózní podání, malá | 4,1 cm x 9,8 cm | 50 |
| M100850 | Argyle™ IV, podpůrná deska, velká | 4,8 cm x 12,4 cm | 50 |

Argyle™ Sací katétry Replogle Strana 35

| Kód | Velikost fr | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------------|-------|-------------------|
| 8888256545 | 6 | 61 cm | 10/ks |
| 8888256529 | 8 | 61 cm | 10 ks |
| 8888256503 | 10 | 61 cm | 10 ks/balení |

Operační sál

Produkty pro manipulaci s nástroji Devon

Devon™ Systém pro počítání tamponů Strana 37

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-----------------------|
| 23250-50C | Sáček na houbičky 5–10 ks Devon™ čirý nesterilní | 50 krabic/250 kartonů |
| 23250-50W | Sáček s houbičkami, 5–10 ks, Devon™, neprůhledný, nesterilní | 50 krabic/250 kartonů |
| 31144176 | Devon™ Stojan na počítání houbiček na zed | 1 |

*Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Chirurgické značkovácí pera

Cardinal Health™ Značkováče na kůži — sterilní Strana 37

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 19005-01CE | Kožní značkováč s běžnou špičkou | 50 ks |
| 19005-02CE | Značkováč na kůži s běžnou špičkou a pravítkem | 50 ks |
| 19005-03CE | Skin Marker s běžnou špičkou, pravítkem a štítky | 50 ks |
| 19004-01CE | Kožní značkováč s jemnou špičkou | 50 ks |
| 19004-02CE | Skin Marker s jemnou špičkou a pravítkem | 50 ks |
| 19004-03CE | Kožní značkováč s jemnou špičkou, pravítkem a štítky | 50 ks |

Devon™ Skin Marker — nesterilní Strana 37

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|-------------------------------|-------------------|
| 31146020 | Devon™ Skin Marker Nesterilní | 200 ks/balení |

Devon™ Systémy s lehkou rukojetí

Devon™ Lehké rukavice Strana 38

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|----------------|----------------------------------|
| LT-F01B | Lehká rukavice | 1 balení/25 krabiček/100 kartonů |
| LT-F02 | Lehká rukavice | 2 ks/40 krabic/160 kartonů |
| LT-F03 | Lehká rukavice | 3 ks/80 krabic/240 kartonů |

Devon™ Lehká rukojeť Strana 38

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|---------------|--------------------------------|
| 31140133 | Lehká rukojeť | 1 balení/16 krabic/128 kartonů |
| 31140125 | Lehká rukojeť | 2 ks/28 krabic/112 kartonů |
| 31140117 | Lehká rukojeť | 3 ks/21 krabic/84 kartonů |

Devon™ Lehká Rukáv Strana 38

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|---------------|-------------------|
| 31140273 | Lehký návrlek | 1 balení/70 ks |
| 31140240 | Lehký obal | 2 ks/120 ks |

Cardinal Health™ Počítadla jehel

Počítadla jehel Cardinal Health™ — Sterilní* Strana 39

| Kód | Popis | Počet Kapacita | Prodejní jednotka |
|----------|---|----------------|-------------------|
| 1010MT | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, s jedním magnetem a průhledným víkem, sterilní, 10/10 kusů | 10/10 | 168 ks/krabice |
| 2040MFLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s pojistkami BoxLocks a zařízením pro zneškodnění čepele, sterilní, balení po 20/40 kusech | 20/40 | 96 ks/krabice |
| 3030M2LD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks a odjišťovačem čepele, sterilní, 30/30 ks | 30/30 | 96 ks/krabice |
| 2020M2 | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet, sterilní, balení 20/20 | 20/20 | 168 ks/krabice |
| 2040MFL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s BoxLocks, sterilní, 20/40 ks | 20/40 | 96 ks/krabice |
| 1020MFL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s BoxLocks, sterilní, balení po 10/20 kusech | 10/20 | 96 ks/karton |
| 6060M2L | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks, sterilní, 60/60 ks | 60/60 | 64 ks/krabice |
| 100M2FLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/dvojitý magnet s BoxLocks a odjišťovačem čepele, sterilní, 100/100 kusů | 100/100 | 64 ks/krabice |
| 3030M2L | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks, sterilní, 30/30 ks | 30/30 | 96 ks/krabice |
| 4070FAL | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/lepídko s BoxLocks, sterilní, 40/70 ks | 40/70 | 64 ks/krabice |
| 4070MFLD | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, pěnový blok/magnet s BoxLocks a zneškodňovačem čepele, sterilní, 40/70 ks | 40/70 | 64 ks/krabice |

*Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Počítadla jehel Cardinal Health™ — nesterilní* Strana 39

| Kód | Popis | Počet Kapacita | Prodejní jednotka |
|-----------|--|------------------|-------------------|
| 6060M2LNS | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, dvojitý magnet s BoxLocks, nesterilní, 60/60 kusů | 60/60 ks/krabice | 200 |
| 1010MTNS | Cardinal Health™ Počítadlo jehel, jednoduchý magnet s průhledným víkem, nesterilní, 10/10 kusů | 10/10 ks/krabice | 200 |
| 2020M2NS | Počítadlo jehel Cardinal Health™, dvojitý magnet, nesterilní, 20/20 kusů | 20/20 ks/krabice | 200 |

*Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Devon™ Leštička pro elektrokoagulační hroty Strana 40

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|----------|--------------------------------|-------------------|
| 300-50CE | Čistící hrot koaguly, sterilní | 50 ks/krabice |

Devon™ Smyčky na cévy Strana 40

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|--|
| 2400-1RCE | Silikonová smyčka na nádoby, červená, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1BCE | Silikonová smyčka na nádoby, modrá, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1YCE | Silikonová smyčka na cévy, žlutá, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, sterilní | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-1WCE | Silikonová smyčka na cévy, bílá, mini, rentgenkontrastní, 2 ks/bal., 10 bal./krab., 10 krab./kartonu | 2 ks/bal., 10 bal./krab., 10 krab./kartonu |
| ZRCE | Silikonová smyčka na cévy, červená, maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/bal., sterilní, 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton | 2 ks/bal., 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2BCE | Silikonová smyčka na cévy, modrá, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, Sterilní 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2YCE | Silikonová smyčka na cévy, žlutá, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, Sterilní 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |
| 2400-2WCE | Silikonová smyčka na cévy, bílá, Maxi, rentgenkontrastní, 2 ks/balení, Sterilní 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton | 2 ks/balení, 10 balení/krabice, 10 krabic/karton |

Bezpečnostní jehly a injekční stříkačky a odběr krve

Bezpečnostní jehly

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehly Strana 42

| Kód | Popis | Tloušťka jehly | Délka jehly | Prodejní jednotka |
|------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 8881850810 | 18 G x 1 palec (1,2 x 25 mm) | 18G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850815 | 18 G x 1 1/2 palce (1,2 x 38 mm) | 18G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850910 | 19 G x 1 palec (1,1 x 25 mm) | 19G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850915 | 19 G x 1 1/2 palce (1,1 x 38 mm) | 19G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850010 | 20 G x 1 palec (0,8 x 25 mm) | 20G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850015 | 20 G x 1 1/2 palce (0,8 x 38 mm) | 20G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850110 | 21 G x 1 palec (0,8 x 25 mm) | 21G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850115 | 21 G x 1 1/2 palce (0,8 x 38 mm) | 21G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850158 | 21 G x 0,8 x 16 mm | 21G | 7/8 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850210 | 22 G x 1 palec (0,7 x 25 mm) | 22G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850215 | 22 G x 3/8 mm | 22G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850358 | 23 G x 0,6 x 16 mm | 23G | 7/8 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850310 | 23 G x 1 palec (0,6 x 25 mm) | 23G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850558 | 25 G x 0,5 x 16 mm | 25G | 7/8 palce | 500 ks/krabice |
| 8881850510 | 25 G x 1 palec (0,5 x 25 mm) | 25 G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850515 | 25 G x 1 1/2 palce (0,5 x 38 mm) | 25G | 1 1/2 palce | 500 ks/krabice |

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční stříkačky na inzulin a tuberkulin Strana 42

| Kód | Velikost a délka | Barva | Kanyla | Prodejní jednotka |
|----------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------|
| INZULÍN | | | | |
| 8881892910 | 1 ml 29 g x 1/2 palce (13 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881892950 | 0,5 ml 29 G x 1/2 palce (13 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881892930 | 0,3 ml 29 G x 1/2 palce (13 mm) | Oranžová | Pevný | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881893010 | 1 ml 30 G x 1/8 palců (8 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabiček/500 kusů |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| 8881893050 | 0,5 ml | 30 G x 1/8 palce (8 mm) | Oranžová | Opraveno | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881893030 | 0,3 ml | 30 G x 1/8 palců (8 mm) | Oranžová | Pevné | 50 krabiček/500 krabic |
| TUBERKULIN | | | | | |
| 8881882812 | 1 ml | 28 G x 1/2 palce (13 mm) | Modrá/zelená | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |
| 8881882712 | 1 ml | 27 G x 1/2 palce (13 mm) | Středně šedá | Pevné | 50 krabiček/500 kartonů |

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehla Strana 43

| Kód | Barva balení | Tloušťka a délka jehly | Počet v krabici/kartonu |
|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1181810 | | 18G x 1 palec (1,27 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1181815 | | 18G x 1 1/2 palce (1,27 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1181910 | | 19G x 1 palec (1,067 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1181915 | | 19G x 1 1/2 palce (1,067 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182010 | | 20 G x 1 palec (0,902 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182015 | | 20G x 1 1/2 palce (0,902 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182110 | | 21G x 1 palec (0,813 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182115 | | 21G x 1 1/2 palce (0,813 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182210 | | 22G x 1 palec (0,711 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182215 | | 22G x 1 1/2 palce (0,711 mm x 3,8 cm) | 100/800 |
| 1182310 | | 23G x 1 palec (0,635 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182558 | | 25 g x 0,508 mm x 1,6 cm | 100/800 |
| 1182510 | | 25G x 1 palec (0,508 mm x 2,5 cm) | 100/800 |
| 1182705 | | 27G x 1/2 palce (0,406 mm x 1,3 cm) | 100/800 |
| 1182734 | | 27G x 3/4 palce (0,406 mm x 1,9 cm) | 100/800 |
| 1183005 | | 30G x 1/2 palce (0,305 mm x 1,3 cm) | 100/800 |

Monoject™ Jehla s tupým hrotem pro plnění Strana 43

| Kód | Průměr a délka jehly | Počet v krabici/kartonu |
|-----------|---|-------------------------|
| 11811022F | Monoject™ tupá plnicí jehla s filtrem, 18G x 1 1/2 palce (1,27 x 38 mm) | 100/1000 |

Likvidace ostrých předmětů

Monoject™ nádoby na odběr krve a víceúčelové nádoby

Nádoby na ostré předměty pro odběr krve SharpSafety™ Strana 45

| Kód | Popis | Litry Kapacita V x H x Š | Rozměry | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8900SA | SharpSafety™ pro odběr krve | 1 | 16 x 10 x | 11 | | 100 |
| 8906 | nádoba na ostré předměty se přizpůsobí stávajícím podnosům na odběr krve | | 10 cm | | | 100 |
| 1316676202 | SharpSafety™ malý | 1,5 | 13,3 x 20 | | | 40 |
| 1522SA | pro odběr krve SharpSafety™ 2082 nádoba na ostré předměty s rotorem otvor | | 19 x 11,4 x 15,7 cm | 2 | | 60 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Monoject™ Víceúčelové kontejnery na ostré předměty

Strana 45

| Kód | Popis | litry kapacita | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 1100676376 | Monoject™ nádoba na ostré předměty | 4 | 13,9 x 17,3 x | 11 | | 40 |
| 1100676517 | s odklápacím víkem komína. čtyřhörnizapnutýprůsvitný nádoba pro snadnější posouzení úrovně naplnění. | | 28,6 cm | | | |
| 1100676384 | Monoject™ kontejner na ostré předměty s víkem s komínovým otvorem. | 8 | 23,7 x 17,3 x 28,6 cm | 11 | | 20 |
| 1100676533 | Průhledné víčko na průsvitném obalu nádoba pro snazší posouzení úrovně naplnění. | | | | | |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Víceúčelové kontejnery

Víceúčelové kontejnery na ostré předměty SharpSafety™ Strana 46

| Kód | Popis | Objem objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8970 | Víceúčelový kontejner pro veškerý ostrý odpad s rotorem otvor | 7,57 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2 7 | | 20 |
| 8990SA | Víceúčelový kontejner s průhledným víkem na panty | 7,57 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2 7 | | 20 |
| 8527R | Víceúčelový kontejner s otvorem pro rotor a odklápacím víkem pro uložení různé velikosti ostrých předmětů a poskytnutí dočasné a trvalé uzavření víkem | 11 | 35 x 15,2 x 35 cm | | | 10 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Systém pro použití v místnosti

Nádoby SharpSafety™ s vyvažovacím víkem Strana 47

| Kód | Popis | Litry kapacita | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8506Y 8507SA | Nádoba na ostré předměty s vyvažovacím víkem | 4,7 | 30 x 11,8 x 27,3 cm | 3 6 15 | | 20 |
| 8534SA | Nádoba na ostré předměty s vyvažovacím víkem | 7,5 | 30 x 15 x 31,5 cm | 9 16 | | 10 |
| 8536SA 8537SA | Nádoba na ostré předměty s vyvažovacím víkem | 11,3 | 42 x 15 x 31,5 cm | 4 9 | | 10 |
| 8537Y | | | | 16 | | |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nádoby s víkem, které zůstává vždy otevřené, SharpSafety™ Strana 47

| Kód | Popis | Objem v litrech | Rozměry V x H x Š | Držáky a úchyty | Barva | Prodejní jednotka |
|--------|---|-----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 85221R | Nádoba na ostré předměty s vždy otevřeným víkem umožňuje pohodlnou, rychlou a snadnou likvidaci ostrých předmětů přímo na místě použití | 11,3 | 41,3 x 15,2 x 35 cm | 4 9 15 | | 10 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nádoby s velkým objemem

Nádoby s velkým objemem SharpSafety™ Strana 47

| Kód | Popis | Objem objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8980S | Velký objem | 30,28 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 19 | | 10 |
| 8935 | nádoba na ostré předměty | 45,42 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18 | | 10 |
| 8935Y | s posuvným víkem | 67 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18 | | 5 |
| 8938 | | 68 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | | | 5 |
| 8980 | Velkoobjemové ostré předměty | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 20 | | 10 |
| 8980Y | kontejner s odklápacím víkem | 30,2 | 5 x 28 x 39,4 cm | 18, 21 | | 10 |
| 8991 | a otvor rotoru pro menší ostré předměty | 68 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | | | |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Nádoby na chemoterapii

Nádoby na chemoterapeutické přípravky SharpSafety™ s velkým objemem Strana 48

| Kód | Popis | litry objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|------|--|-------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8982 | Chemoterapie nádoba na ostré předměty s odklápacím víkem | 7,5 | 25,4 x 18,4 x 26,7 cm | 2, 7, 8 | | 20 |
| 8985 | Chemoterapie | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 20 | | 10 |
| 8931 | nádoba na ostré předměty | 45 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 | | 10 |
| 8989 | s odklápacím víkem | 68,1 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 | | 5 |
| 8934 | Chemoterapie | 45 | 47,6 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18, 22 | | 10 |
| 8939 | nádoba na ostré předměty s posuvným víkem | 68 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 17, 18, 22 | | 5 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nádoby na ostré předměty Monoject™ PGII s velkým objemem

Velkokapacitní kontejnery PGII SharpSafety™ Strana 49

| Kód | Popis | Objem objem | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|---------|---|-------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8998PG2 | PGII kontejner velký objem, s víkem na panty a těsnící manžetou | 68,1 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 20 | | 5 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nádoba na chemoterapii SharpSafety™ PGII Strana 49

| Kód | Popis | Litry kapacita | Rozměry V x H x Š | Držáky a držáky | Barva | Prodejní jednotka |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 8985PG2 | Ostré předměty z chemoterapie | 30 | 45 x 28 x 39,4 cm | 18, 19 | | 10 |
| 8989PG2 | Kontejner s odklápacím víkem | 68,137 | 66 x 32,4 x 46,4 cm | 18, 21 | | 5 |

Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Konzoly a držáky

Konzoly a držáky Strana 49

| Kód | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní jednotka |
|--------|---|-----------------------|-------------------|
| 8974 | Držák pro 7,5litrové nádoby na odběr krve, víceúčelové nádoby a nádoby ChemoSafety™. Pro nádoby s kódem 8970, 8970Y, 8982, 8990SA | 7,6 x 19,7 x 26,7 cm | 5 |
| 8518X | Upevňovací držáky pro nádoby In-Room™ s objemem 2 a 4,7 litru. Pro kontejnery s kódem 8506Y, 8507SA | 18,8 x 13,5 x 26,4 cm | 5 |
| 8975 | Držák na zed/vozíček pro 7,5litrové víceúčelové a Nádoby ChemoSafety™. Pro nádoby s kódem 8970, 8970Y, 8982 | 18,8 x 15,7 x 23,9 cm | 5 |
| 8912SA | Nástěnný držák pro 1litrový kontejner na odběr krve. Pro kontejnery s kódem 8900SA, 8906 | 12,7 x 11,4 x 12,7 cm | 5 |

Tato řada produktů není zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Nástěnné skříně

Nástěnné skřínky Strana 50

| Kód | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní jednotka |
|--------|---|-----------------------|-------------------|
| 8556H | Nástěnná skříňka pro 2 a 4,7litrový kontejner na ostré předměty s dávkovačem rukavic a kontejnerem s horizontálním víkem SharpSafety™ | 48,3 x 11,9 x 30,7 cm | 1 |
| 8550LG | Zásobník na rukavice pro nástěnné skřínky 85161H a 85301H | 17 x 11,2 x 30,2 cm | 10 |
| 8550B | Samostatný zásobník na rukavice s připevněným držákem pro montáž na zed | 18,5 x 11,4 x 31,2 cm | 5 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Lékařské ostré předměty | Chirurgické rukavice | Rízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Vozíky s velkou kapacitou a vozíky s nožním pedálem

Vozíky s nožním pedálem a podlahové držáky Strana 50

| Kód jednotka | Popis | Rozměry V x H x Š | Prodejní |
|--------------|---|-------------------|----------|
| 8938FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro velkoobjemové kontejnery s posuvným víkem o objemu 45 a 67 litrů a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 79 x 38 x 58,5 cm | 1 |
| 8992H | Podlahový držák s kolečky pro velkoobjemové kontejnery o objemu 30, 45 a 67 litrů a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 60 x 60 x 30,5 cm | 1 |
| 8981FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 30litrové kontejnery s posuvným víkem a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 58 x 27 x 48 cm | 1 |
| 8980FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 30litrové víko na panty 56 x 38 x 43 cm velkoobjemové a nádoby ChemoSafety™ (nádobu není součástí balení) | | 1 |
| 8991FP | Vozík na ostré předměty s nožním pedálem pro 45 a 67 litrové kontejnery s odklápacím víkem a kontejnery ChemoSafety™ (kontejner není součástí dodávky) | 49 x 36 x 58,5 cm | 1 |

Tato řada výrobků není podle nařízení EU považována za zdravotnické prostředky a nemá označení CE.

Chirurgické rukavice

Protexis™ Polyisopren, bez pudru, bez latexu

Chirurgické rukavice Protexis™ PI (bez latexu) Strana 52

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D72PT55X | 5½ | 287 mm | 0,23 mm | 0,21 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D72PT60X | 6 | | | | | | | | | |
| 2D72PT65X | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT70X | 7 | 300 mm | 0,23 mm | 0,21 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D72PT75X | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT80X | 8 | | | | | | | | | |
| 2D72PT85X | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D72PT90X | 9 | | | | | | | | | |

Chirurgické rukavice Protexis™ PI Micro (bez latexu) Strana 52

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Počet ks/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73PM55 | 5½ | 287 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D73PM60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73PM65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM70 | 7 | 300 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D73PM75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73PM85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73PM90 | 9 | | | | | | | | | |

Chirurgické rukavice Protexis™ PI s technologií Neu-Thera™ (bez latexu) Strana 52

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73TE55 | 5½ | 287 mm | 0,23 mm | 0,25 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ | Krémová | Korálkové/válčované | 50 | 200 |
| 2D73TE60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73TE65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE70 | 7 | 300 mm | 0,23 mm | 0,25 mm | 0,17 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ | Krémová | Korálkové/válčované | 50 | 200 |
| 2D73TE75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73TE85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73TE90 | 9 | | | | | | | | | |

Protexis™ PI Blue s chirurgickými rukavicemi Neu-Thera™ (bez latexu) Strana 52

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|-------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73EB55 | 5½ | 287 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ | Modrá | Korálkové/válčované | 50 | 200 |
| 2D73EB60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73EB65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB70 | 7 | 300 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický polyisopren (PI) s emolientním povlakem Neu-Thera™ | Modrá | Korálkové/válčované | 50 | 200 |
| 2D73EB75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73EB85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73EB90 | 9 | | | | | | | | | |

Chirurgické rukavice Protexis™ PI Ortho (bez latexu) Strana 53

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73ET60 | 6 | 292 mm | 0,31 mm | 0,21 mm | 0,19 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 40 | 160 |
| 2D73ET65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73ET70 | 7 | | | | | | | | | |
| 2D73ET75 | 7½ | 305 mm | 0,31 mm | 0,21 mm | 0,19 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Krémová | S výstupky/válčované | 40 | 160 |
| 2D73ET80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73ET85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73ET90 | 9 | | | | | | | | | |

Ortopedické chirurgické rukavice Protexis™ PI (bez latexu) Strana 53

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|-------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73HT60 | 6 | 291 mm | 0,34 mm | 0,26 mm | 0,21 mm | Syntetický polyisopren (PI) s povlakem z hydrogelového polymeru na vodní bázi | Hnědá | S výstupky/válčované | 40 | 160 |
| 2D73HT65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73HT70 | 7 | | | | | | | | | |
| 2D73HT75 | 7½ | 305 mm | 0,34 mm | 0,26 mm | 0,21 mm | Syntetický polyisopren (PI) s povlakem z hydrogelového polymeru na vodní bázi | Hnědá | S výstupky/válčované | 40 | 160 |
| 2D73HT80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73HT85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73HT90 | 9 | | | | | | | | | |

Texturované chirurgické rukavice Protexis™ PI (bez latexu) Strana 53

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/krajb. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D72TG55 | 5½ | 289 mm | 0,27 mm | 0,21 mm | 0,18 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Světle hnědá | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D72TG60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D72TG65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG70 | 7 | 303 mm | 0,27 mm | 0,21 mm | 0,18 mm | Syntetický polyisopren (PI) | Světle hnědá | S výstupky/válčované | 50 | 200 |
| 2D72TG75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D72TG85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D72TG90 | 9 | | | | | | | | | |

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběrky | Léčivce ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Teploměření | Ošetřování ran | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-----|

Protexis™ Neoprenové, bez pudru, bez latexu

Protexis™ Neoprenové chirurgické rukavice (bez latexu) Strana 54

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/kra b. | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73DP55 | 5½ | 280 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Syntetický neopren s nitrilovým polymerovým povlakem | Světělná | Korálková/válcovaná | 50 | 200 |
| 2D73DP60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73DP65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP70 | 7 | 296 mm | | | | | | | | |
| 2D73DP75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73DP85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73DP90 | 9 | | | | | | | | | |

Protexis™ Neoprenové chirurgické rukavice Essential (bez latexu) Strana 54

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Typ manžety | Množství/kra b. | Počet ks/karton |
|----------|----------|--------|----------|-----------|-----------|--|----------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | |
| 2D73DS55 | 5½ | 281 mm | 0,17 mm | ≥ 0,14 mm | ≥ 0,14 mm | Syntetický neopren s nitrilovým polymerovým povlakem | Světělná | Korálková/válcovaná | 50 | 200 |
| 2D73DS60 | 6 | | | | | | | | | |
| 2D73DS65 | 6½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS70 | 7 | 295 mm | | | | | | | | |
| 2D73DS75 | 7½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS80 | 8 | | | | | | | | | |
| 2D73DS85 | 8½ | | | | | | | | | |
| 2D73DS90 | 9 | | | | | | | | | |

Protexis™ Latexové, bez pudru

Protexis™ Latexové chirurgické rukavice¹ Strana 54

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72NS55X | 5½ | 282 mm | 0,25 mm | 0,20 mm | 0,19 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerovým povlakem | Světělná | Méně než 50 mikrogramů/gram | Kuličková/válcovaná | 50 | 200 |
| 2D72NS60X | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72NS65X | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS70X | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72NS75X | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS80X | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72NS85X | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NS90X | 9 | | | | | | | | | | |

Protexis™ Latexové chirurgické rukavice s technologií Neu-Thera™ Strana 54

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D73TP55 | 5½ | 281 mm | 0,27 mm | 0,20 mm | 0,19 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerem a změkčujícím povlakem Neu-Thera™ | Světělná | Méně než 50 mikrogramů/gram | S okrajem/srlovaná | 50 | 200 |
| 2D73TP60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D73TP65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP70 | 7 | 293 mm | | | | | | | | | |
| 2D73TP75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D73TP85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D73TP90 | 9 | | | | | | | | | | |

Chirurgické rukavice Protexis™ Latex Essential¹ Strana 55

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LE55 | 5½ | 280 mm | 0,19 mm | 0,21 mm | 0,16 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerovým povlakem | Krémová | Méně než 50 mikrogramů/gram | S výstupky/válcovaná | 50 | 200 |
| 2D72LE60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72LE65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE70 | 7 | 292 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LE75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LE85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LE90 | 9 | | | | | | | | | | |

Chirurgické rukavice Protexis™ Latex Blue s technologií Neu-Thera™ Strana 55

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LU55 | 5½ | 282 mm | 0,20 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Přírodní latex s nitrilovým polymerem a změkčujícím povlakem Neu-Thera™ | Modrá | Méně než 50 mikrogramů/gram | S výstupky/válcovaná | 50 | 200 |
| 2D72LU60 | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72LU65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU70 | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LU75 | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LU85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LU90 | 9 | | | | | | | | | | |

Mikrochirurgické latexové rukavice Protexis™¹ Strana 55

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|-----------|----------|--------|----------|---------|---------|---|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72NT55X | 5½ | 282 mm | 0,17 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | Přírodní kaučukový latex s nitrilovým polymerem a změkčujícím povlakem Neu-Thera™ | Světělná | Méně než 50 mikrogramů/gram | S okrajem/srlovaná | 50 | 200 |
| 2D72NT60X | 6 | | | | | | | | | | |
| 2D72NT65X | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT70X | 7 | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72NT75X | 7½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT80X | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72NT85X | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72NT90X | 9 | | | | | | | | | | |

Chirurgické latexové rukavice Protexis™ Latex Ortho¹ Strana 55

| Kód | Velikost | Délka | Tloušťka | | | Materiál | Barva | Obsah bílkovin ² | Typ manžety | Množství/kra bice | Množství/karton |
|----------|----------|--------|----------|---------|---------|--|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Prst | Dlaň | Manžeta | | | | | | |
| 2D72LT60 | 6 | 282 mm | 0,34 mm | 0,24 mm | 0,21 mm | Přírodní kaučukový latex s povlakem z hydrogelového polymeru na vodní bázi | Hnědá | Méně než 50 mikrogramů/gram | S výstupky/válcovaná | 40 | 160 |
| 2D72LT65 | 6½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LT70 | 7 | | | | | | | | | | |
| 2D72LT75 | 7½ | 295 mm | | | | | | | | | |
| 2D72LT80 | 8 | | | | | | | | | | |
| 2D72LT85 | 8½ | | | | | | | | | | |
| 2D72LT90 | 9 | | | | | | | | | | |

¹ Upozornění: Tento výrobek obsahuje přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce, včetně anafylaktické reakce² Obsah bílkovin testován v souladu s normou EN455-3 s použitím normy ASTM D 5712

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatolo- gické | Elektrody | Výživa | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|---------------------|-----------|--------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Medi-Vac™

Medi-Vac™ Flex Advantage™ Hardware

Stojany na hardware/role Strana 57

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 65652-586A | Univerzální stojan na role 76 cm | 1 ks/ks |
| 65652-596A | Stojan na role s regulátorem, 76 cm — nutný přídatný adaptér | 1 ks/bal |
| 65652-145A | Nástěnná deska s otvory | 60 ks/balení |
| 65652-002A | Rozvodná deska pro dva zásobníky | 10 ks/balení |
| 65652-003A | Rozvod pro tři nádoby | 10 ks/balení |
| 65652-004A | Rozvodná skříň se čtyřmi nádobkami | 10 ks/balení |

Nádoby Strana 57

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 65652-611A | Medi-Vac™ 1000 ml flexibilní nádoba s vnitřním ventilem pro zapnutí a vypnutí | 10 ks/krabice |
| 65652-616A | Medi-Vac™ 1500 ml flexibilní kanystr s vnitřním uzavíracím ventilem | 10 ks/krabice |
| 65652-631A | Medi-Vac™ 3000 ml flexibilní nádoba s vnitřním uzavíracím ventilem | 8 ks/krabice |

Další možnosti příslušenství Strana 57

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|-----------------|----------------------------------|----------|
| 65652-686A | Stojan na role s dvojitou hlavou | 1 ks/ks |

Možnosti speciálních objemů Strana 57

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|-----------------|----------------------------------|--------------|
| 65651-120 | Medi-Vac™ Guardian™ LVC odsávání | 4 ks/krabice |
| 65652-583A | Stojan na role — 76 cm | 1 ks/balení |

Medi-Vac™ Flex Advantage™ Jednorázové vložky

Jednorázové vložky Strana 58

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|--------------------------|---|---------------|
| 65651910 | Flexibilní vložka 1000 ml | 50 ks/krabice |
| 65651920 ks/krabice | Flexibilní vložka 1500 cc | 50 |
| 65651930 | Flexibilní vložka 3000 ml | 50 ks/krab. |
| 65651910PG | Flexibilní vložka 1000 ml + Gel Vac | 45 ks/krab. |
| 65651920PG ks/krabice | Flexibilní vložka 1500 ml + Gel Vac | 45 |
| 65651930PG | Flexibilní vložka 3000 ml + Gel Vac | 45 ks/balení |
| 65651916 | Flexibilní vložka 1000 ml + hadička 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| 65651926 | Flexibilní vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| 65651929 | Ohebná vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 2,7 m | 50 ks/krabice |
| 65651936 | Ohebná vložka 3000 cm ³ + hadička 6 mm x 1,8 m | 50 ks/balení |
| 65651939 | Flexibilní vložka 3000 cm ³ + hadice 6 mm x 2,7 m | 45 ks/krabice |
| 65653916 | Flexibilní vložka 1000 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop Adult | 50 ks/ks |
| 65653926 | Flexibilní vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop Adult | 50 ks/ks |
| 65653929 | Flexibilní katétr 1500 ml + hadička 6 mm x 2,7 m + Medistop pro dospělé | 50 ks/krabice |
| 65654916A | Flexibilní vložka 1000 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop s koncovkou | 50 ks/krab |
| 65654926A | Flexibilní vložka 1500 ml + hadička 6 mm x 1,8 m + Medistop s hrotem | 50 ks/krabice |

Medi-Vac™ Flex Advantage™ Příslušenství

Nástěnné odsávací hadice Strana 58

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------------|--|-------------------|
| 516500CE | Medi-Vac™ Univerzální vakuová hadice, vnitřní průměr 8 mm x 30,5 m | 4 ks/bal |
| Tandem | | |
| 2-620CE | Flex Advantage™ Tandemová hadice | 30 ks/bal |

Vzorkové ponožky Strana 58

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| 2-122CE | Standardní vzorkové ponožky | 100 ks/krabice |
| 2-123CE | Krátká vzorková ponožka | 100 ks/krabice |
| 2-124CE | Ponožka na vzorky s velkým otvorem | 100 ks/krabice |
| 2-169CE | Vložka na vzorky s vnitřním otvorem | 100 ks/krabice |

Vakuová regulace Strana 59

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------------------|--|---------------------------------|
| 65655853 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop | 200 ks/krabice |
| 65655854A NS366 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového sání Medistop s koncovkou Medi-Vac™ Regulátor vakuového odsávání Medistop pro dospělé + hadice 1,8 m | 200 ks/krabice 30 ks/krabice |
| NS369 | Medi-Vac™ Regulátor vakuového odsávání Medistop pro dospělé + hadice 2,7 m | 30 ks/krabice |
| NS456A | Medi-Vac™ Medistop s regulátorem vakuového sání na spícce + hadice 1,8 m | 30 ks/krab. |

Gelační činidlo Strana 59

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|--|
| GELVAC15 | Medi-Vac™ Gelující činidlo — 15 g v sáčku | 1 krabice obsahující 2 krabiček po 100 sáčcích |
| SOLID500E | Medi-Vac™ Ztužuje až 500 ml Láhev | 96 ks/karton |
| SOLID1200E | Medi-Vac™ Ztužne až do objemu 1200 ml láhve | 96 ks/krabice |
| SOLID1500E | Medi-Vac™ Ztužne až do objemu 1500 ml láhve | 96 ks/krabice |
| SOLID2000E | Medi-Vac™ Ztužne až do objemu 2000 ml Láhev | 96 ks/krabice |
| SOLID3000E | Medi-Vac™ Zpevňuje až 3000 ml láhev | 96 |

ks/krabice Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Příslušenství Strana 59

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 65652-109A | Pravouhý konektor pro port pacienta Flex Advantage™ a Guardian™ | 50 ks/krab. |
| 65652-119A | Převodník přípojky pro příslušenství | 30 ks/kr |

Medi-Vac™ Guardian™

Odsávací kanystry Guardian™ Strana 60

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|-----------|--|-------------------|
| 65651-212 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem — 1200 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-220 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem — 2000 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-230 | Pevná nádoba s mechanickým filtrem — 3000 ml | 40 ks/krabice |
| 65651-312 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 5 mm x 1,8 m | 30 ks/krab |
| 65651-896 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 6 mm x 1,8 m | 30 ks/krab m |
| 65651-320 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 2000 ml + 5 mm x 1,8 m | 30 ks/krabice m |
| 65651-395 | Guardian™ pevná nádoba s mechanickým filtrem a hadičkou 1200 ml + 5 mm x 1,8 m, 5 mm x 0,5 m | 30 ks/kr |

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------|-----|

Guardian™ Prstencový držák s vestavěným ventilem pro zapnutí/vypnutí Strana 61

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|------------|--|-------------------|
| 65652-159A | Guardian™ Držák na kroužek s vnitřním uzavíracím ventilem, 1200 ml | 10 ks/krabice |
| 65652-139A | Guardian™ Kroužkový držák s vnitřním uzavíracím ventilem, 2000/3000 ml | 10 ks/ks |
| 2-542ACE | CRD™ a Guardian™ Tandem Tubes | 90 ks/balení |

Argyle™ Yankauerovy sondy

Argyle™ Flexibilní Yankauerovy trubice Strana 61

| Kód | Popis | Regulace vakua | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|--|--|----------------|-------|-------|-------------------|
| Argyle™ Mini Yankauer bez DEHP | | | | | |
| 1180113001 | Bez bočních otvorů | Ne | 16 | 16 cm | 100 |
| 1180113050 | 4 boční otvory | Ne | 16 | 16 cm | 100 |
| 1180113100 | Bez bočních otvorů | Ano | 16 | 16 cm | 100 |
| Argyle™ Ohebný Yankauer bez DEHP | | | | | |
| 8888504001- | Jemná špička | Ne | 12 | 26 cm | 50 |
| 8888504019 | Jemná špička | Ano | 12 | 26 cm | 50 |
| 8888501007- | Střední hrot | Ne | 18 | 25 cm | 50 |
| 8888501023- | Střední hrot | Ano | 18 | 25 cm | 50 |
| 1180501205 | Střední hrot s jistým úchopem | Ne | 18 | 25 cm | 50 |
| 8888502005- | Velká špička | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 1180502039 | Velká špička s jistým úchopem | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 1180503003 | Extra velká špička | Ne | 30 | 25 cm | 50 |
| Sady Argyle™ Flexible Yankauer s nevodivou ohebnou hadičkou | | | | | |
| 1180504639 | Hadice s jemnou špičkou o průměru 5 mm | Ne | 12 | 3,0 m | 25 |
| 1180501635 | Střední hrot, trubice o průměru 7 mm | Ne | 18 | 3,0 m | 25 |
| 1180502617 | Velká trubka s průměrem 7 mm | Ne | 22 | 2,2 m | 25 |
| 1180502625 | Velká trubka o průměru 7 mm | Ne | 22 | 3,0 m | 25 |

Medi-Vac™ Yankauerovy odsávací rukojeti a sady Strana 62

| Kód | Popis | Prodejní jednotka |
|--------|---|-------------------|
| KEX80 | Yankauer, baňatá špička — délka 26/29 cm | 50 ks/krabice |
| KEX82 | Yankauer, baňatá špička, regulace podtlaku — délka 26/29 cm | 50 ks/krabice |
| KEX83A | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 1,8 m | 50 ks/krabice |
| KEX84 | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 2,7 m | 25 ks/balení |
| KEX85 | Yankauer, baňatá špička se sterilní hadičkou 6 mm x 3,7 m | 25 ks/krab. |

Argyle™ Pevné Yankauerovy sondy Strana 62

| Kód | Popis | Regulace podtlaku | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 8888505115 | Otevřená špička | Ne | 22 | 25 cm | 50 |
| 8888505123 | Otevřená špička | Ano | 22 | 25 cm | 50 |
| 8888505016 | Hrot žárovky | Ne | 34 | 26 cm | 50 |
| 8888505024 | Hrot žárovky | Ano | 34 | 26 cm | 50 |

Argyle™ Selec-Trol Yankauerův Strana 62

| Kód | Popis | Vakuové ovládání | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|------------|--------------------|------------------|-------|-------|-------------------|
| 1180505172 | Velká špička | Vypínač | 24 | 27 cm | 20 |
| 1180505164 | Žárovková koncovka | Vypínač | 32 | 27 cm | 20 |

Argyle™ Odsávací nástroje Poole Strana 62

| Kód | Popis | Fr/Ch | Délka | Prodejní jednotka |
|-------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 8888508002 | Flexibilní hadice | 34 | 27 cm | 50 |
| 8888509703- | Pevná trubka | 14-28 | 25 cm | 50 |

Argyle™ Spojovací hadice

Argyle™ Spojovací trubky Strana 63

| Kód | Průměr a délka | Prodejní jednotka |
|---|----------------|-------------------|
| Argyle™ Spojovací trubka Argyle™ s tlisovanými konektory | | |
| 8888301507 | 5 mm x 0,5 m | 50 |
| 8888301515 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301523 | 5 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888301531 | 5 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888301606 | 6 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301614 | 6 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888301622 | 6 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888301705- | 7 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888301713 | 7 mm x 3,1 m | 50 |
| 8888301721 | 7 mm x 3,7 m | 20 |
| Argyle™ Spojovací trubky s nálevkovými spojkami | | |
| 8888284505 | 5 mm x 50 cm | 50 |
| 8888284513 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284539 | 5 mm x 3,0 m | 50 |
| 8888284547 | 5 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284554 | 5 mm x 6,1 m | 10 |
| 8888284604 | 6 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284612 | 6 mm x 3,1 m | 50 |
| 8888284620 | 6 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284638 | 6 mm x 6,1 m | 10 |
| 8888284703 | 7 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284737 | 7 mm x 3,7 m | 20 |
| 8888284745 | 7 mm x 6,1 m | 10 |
| 1180284810 | 5 mm x 2,7 m | 50 |
| Argyle™ Spojovací trubky s nálevkou a zúženým koncem | | |
| 8888284521 | 5 mm x 1,8 m | 50 |
| 8888284711 | 7 mm x 1,8 m | 50 |

Argyle™ Chirurgické

Spojovací hadičky pro odsávání

Argyle™ Bublínkové hadičky Strana 63

| Kód | Průměr a délka | Prodejní jednotka |
|------------|---|-------------------|
| 8888280206 | Argyle™ Univerzální bublinková hadice, 5 mm x 30 m | 1 |
| 8888280214 | Argyle™ Bublínková hadice, 5 mm x 30,5 m — nevodivá | 1 |
| 1180839035 | Kendall™ Univerzální bublinková hadice, 6 mm x 50 m | 1 |
| 8888280602 | Argyle™ Bublínková hadice, 7 mm x 30 m | 1 |
| 8888280610 | Argyle™ Bublínková hadice, 7 mm x 30,5 m — Nevodivá | 1 |

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivice ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|

Medi-Vac™ odsávací hadičky

Odsávací hadičky Medi-Vac™ Strana 64

| Kód jednotka | Vnitřní průměr x délka | Prodejní |
|----------------------|--------------------------------|---------------|
| NEX510 | 5 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 30 ks/krabice |
| NEX56A ks/krabice | 5 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 50 |
| NEX610 | 6 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 25 ks/krab. |
| NEX66A | 6 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 45 ks/krabice |
| NEX710 | 7 mm x 3,0 m, sterilní hadička | 20 ks/krabice |
| NEX712 | 7 mm x 3,7 m, sterilní hadička | 20 ks/krabice |
| NEX76A | 7 mm x 1,8 m, sterilní hadička | 40 ks/krabice |

Argyle™ Konektory hadiček

Argyle™ Konektory/adaptéry Strana 64

| Kód | Popis | Vhodné pro průměr trubek | Prodejní jednotka |
|------------|--|--------------------------|-------------------|
| 8888270207 | Vinyl pro sterilní trubky typu SIMS | 5–11 mm | 100 |
| 8888271007 | Vinyl pro sterilní zkumavky typu 5 v 1 | 5–11 mm | 100 |
| 8888271411 | Sterilní polypropylen, typ 5 v 1 | 7,9–14,3 mm | 100 |
| 8888271502 | Sterilní polypropylen, typ 5 v 1 | 5–14,3 mm | 100 |
| 8888272013 | Sterilní polypropylen, velký typ „Y“ | 6,35–12,7 mm | 50 |

| Kód | Popis | Vhodné pro trubky o průměru | Prodejní jednotka |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 8888270306 | Vinyl pro čisté trubky typu SIMS | 5–11 mm | 100 |
| 8888271403 | Čistý polypropylen typu 5 v 1 | 7,9–14,3 mm | 100 |
| 8888271510 | Čistý polypropylen typu 5 v 1 | 5–14,3 mm | 1000 |
| 8888272005- | Čistý polypropylen, velký typ Y | Velký | 50 |

Teploměry

Genius™ 3 Tympanický teploměr a základna

Genius™ 3 Ušní teploměr a základna Strana 66

| Kód | Popis | Prodejní jednotka (krabice/balení) |
|--------|--|------------------------------------|
| 303013 | Genius™ 3 Tympanický teploměr a základna | 1 |

Genius™ 3 Tympanický teploměr a základna — Příslušenství Strana 66

| Kód jednotka | Popis | Prodejní (krabice/balení) |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 303030 | Genius™ krytý sond | 2112 (22 x 96) |
| 303097 | Genius™ tester/kalibrátor | 1 |

Bezkontaktní infračervený čelní teploměr

Bezkontaktní infračervený čelní teploměr Strana 66

| Kód jednotka | Popis | Prodejní |
|--------------|--|----------|
| NCIFA | Bezkontaktní infračervený čelní teploměr | 1 |

Filac™ Elektronický teploměr

Filac™ Elektronický teploměr 3000 Strana 67

| Kód | Popis | Prodejní jednotka (kr/bal) |
|---------|---|----------------------------|
| 504000 | Filac™ 3000 EZ elektronický teploměr pro měření v ústech a podpaží Kompletní systém s kabelem o délce 4' (1,2 m) | 1 |
| 504008 | Filac™ 3000 EZA Elektronický teploměr rektální Kompletní systém s kabelem o délce 4' (1,2 m) | 1 |
| 502000 | Filac™ 3000 krytý sond | 2000 (100 x 20) |
| 500028* | Modrá izolační komora pro ústní dutinu/podpaží | 1 |
| 500026* | Modrá sonda do úst/podpaží s kabelem o délce 122 cm | 1 |
| 500036* | Červená rektální sonda s kabelem o délce 122 cm | 1 |
| 500027* | Modrá orální/axilární sonda s kabelem o délce 275 cm | 1 |
| 500037* | Červená rektální sonda s kabelem o délce 275 cm | 1 |
| 500099* | Kalibrační zátky | 1 |
| 500046* | Montážní základna na zeď | 1 |

* Tato řada produktů není podle nařízení EU zdravotnickým prostředkem a nemá označení CE.

Péče o rány

Antimikrobiální obvazy

Kendall™ AMD antimikrobiální pěnové obvazy Strana 68

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| 55522AMDX | 5,1 cm x 5,1 cm | 25 | 100 |
| 55535AMDX | 8,9 cm x 7,6 cm s okénkem | 10 | 50 |
| 55544AMDX | 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55548AMDX | 10,2 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55566AMDX | 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |
| 55588AMDX | 20,3 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55535PAMDX | 8,8 cm x 7,5 cm S okénky, s vrchní vrstvou | 10 | 50 |
| 55544PAMDX | 10,2 cm x 10,2 cm s vrchní vrstvou | 10 | 50 |

Kendall™ AMD antimikrobiální pěna — obvaz s okrajem Strana 68

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 55523BAMDX | 4,4 cm x 8,3 cm, velikost polštářku 2,5 cm x 4,4 cm | 10 | 50 |
| 55544BAMDX | 8,9 cm x 8,9 cm, rozměry podložky 5,1 cm x 5,1 cm | 10 | 50 |
| 55546BAMDX | 8,9 cm x 14 cm, velikost podložky 5,1 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55566BAMDX | 14 cm x 14 cm, velikost podložky 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55588BAMDX | 19 cm x 19 cm, velikost podložky 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |

Kendall™ Pěnový disk s otvory AMD Strana 68

| Kód | Popis | Množství v krabici | Počet ks |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------|
| 55511AMDX | průměr 2,54 cm, otvor 4 mm | 10 | 40 |
| 55512AMDX | průměr 2,54 cm, otvor 7 mm | 10 | 40 |

Antimikrobiální obvazy

Telfa™ AMD antimikrobiální neadhezivní obvaz Strana 69

| Kód | Popis | Množství v krabici |
|--|------------------|--------------------|
| Množství v kartonu Telfa™ AMD tampony sterilní | | |
| 7662 | 7,6 cm x 11,4 cm | 50 900 |
| 7663 | 7,6 cm x 20,3 cm | 50 600 |

Zdravotnické výrobky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|
| Kompresní | Stomatologické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnickví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Léčivá a oční předměti | Chirurgické rukavice | Manipulace s tekutinami | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----|

Obvazy Telfa™ AMD Island

| | | | |
|------|---|----|-----|
| 7665 | 10,2 cm x 12,7 cm (velikost vložky 5 cm x 7,5 cm) | 25 | 200 |
| 7666 | 10,2 cm x 20,3 cm (velikost bloku 5 cm x 15 cm) | 25 | 100 |
| 7667 | 10,2 cm x 25,4 cm (velikost vložky 5 cm x 20 cm) | 25 | 100 |
| 7668 | 10,2 cm x 35,6 cm (velikost bloku 5 cm x 30 cm) | 25 | 50 |

Excilon™ Antimikrobiální drenážní houby AMD Strana 69

| Kód | Popis Množství v kartonu | Množství v krabici | |
|------|--|--------------------|----------|
| 7088 | podložka 10,2 cm x 10,2 cm, savá houba | 25 párů | 300 párů |
| 7089 | 5,1 cm x 5,1 cm, houba pro intravenózní podání | 35 párů | 700 párů |

Kerlix™ AMD antimikrobiální role a superhouby Strana 69

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3331 | Role, 11,4 cm x 3,7 m | 1 | 60 |
| 3332 | Role, 11,4 cm x 3,7 m, měkké balení | 1 | 100 |
| 6662 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 2 | 480 |
| 6665 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 5 | 600 |
| 6660 | Super houba, 15,2 cm x 17,1 cm | 10 | 480 |

Pěnové obvazy

Kendall™ Hydrofilní pěna

Obvazy Stránka 70

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|-------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 55535 | S otvorem, 8,9 cm x 7,6 cm | 10 | 50 |
| 55522 | 5,1 cm x 5,1 cm | 25 | 100 |
| 55533 | 7,6 cm x 7,6 cm | 10 | 50 |
| 55544 | 10,2 cm x 10,2 cm | 10 | 50 |
| 55548 | 10,2 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |
| 55555 | 12,7 cm x 12,7 cm | 10 | 50 |
| 55566 | 15,2 cm x 15,2 cm | 10 | 50 |
| 55588 | 20,3 cm x 20,3 cm | 10 | 50 |

Alginátové obvazy

Kendall™ Obvazy z kalcium-alginátu Strana 70

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonech |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 9231 | 30 cm, lano | 5 | 20 |
| 9232 | 5 cm x 5 cm | 10 | 100 |
| 9233 | 10 cm x 10 cm | 10 | 50 |
| 9236 | 10 cm x 10 cm PLUS | 10 | 50 |
| 9240 | 10 cm x 14 cm | 10 | 50 |
| 9238 | 10 cm x 20 cm | 5 | 50 |
| 9239 | 15 cm x 25 cm | 10 | 50 |
| 9242 | 30 cm x 60 cm | 5 | 5 |
| 9243 | 60 cm, lano | 5 | 20 |
| 9244 | 91 cm, lano | 5 | 20 |

Nepřilnavé obvazy — vlhké

Xeroform™ Okluzivní gázový obvaz Strana 70

| Kód | Velikost | Typ | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 8884432000 | 10,2 cm x 2,7 m | Balení v rolích s odtrhací fólií | 6 | 36 |
| 8884433301 | 2,5 cm x 20,3 cm | Balení náplastí v odtrhacích fóliových obalech | 50 | 200 |
| 8884433400 | 5,1 cm x 5,1 cm | Balení náplastí v odtrhací fólii | 25 | 150 |
| 8884433500 | 10,2 cm x 10,2 cm | Balení s odlepitelnou fólií | 25 | 150 |
| 8884433605 | 12,7 cm x 22,9 cm | Balení v odtrhacích fóliových prouzcích | 50 | 200 |

Netkané obvazy

Odvodňovací houby Excilon™ Strana 71

| Kód | Popis | Počet v balení | Počet v krabici | Počet v kartonu |
|------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 7086 | 10,2 cm x 10,2 cm | 2 páry | 25 párů | 600 (12 krabic/25 párů v každé) |

Obvazy

Kerlix™ Role — Sterilní Strana 71

| Kód | Popis | Množství v krabici |
|------|--|--------------------|
| 6725 | Role obvazu, střední, 8,6 cm x 3,3 m — 6vrstvý | 96 |
| 6716 | Role obvazu, velká, 11,4 cm x 2,8 m — 8 vrstev | 100 |
| 7880 | Gázová role, velká, 11,4 cm x 3,7 m — 8 vrstev | 100 |
| 7884 | Kerlix Super Sponge — střední, (15,2 cm x 17,1 cm) | 480 |

Webrii™ Bavlněná podložka Strana 71

| Kód | Popis | Počet v balení | Počet v kartonu |
|------|---|----------------|-----------------|
| 1418 | 5 cm x 3,7 m role | 24 | 72 |
| 2059 | 7,6 cm x 3,7 m role | 12 | 72 |
| 3175 | 10,1 cm x 3,7 m | 12 | 72 |
| 3489 | 15,2 cm x 3,7 m role | 6 | 36 |
| 2283 | 5,1 cm x 3,7 m role — sterilní 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2394 | Role 7,6 cm x 3,7 m — sterilní, 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2502 | 10,1 cm x 3,7 m — sterilní, 1 ks v sáčku | | 50 |
| 2554 | Role 15,2 cm x 3,7 m — sterilní, 1 ks v sáčku | | 24 |

Doplňkové produkty

Webcol™ Čisticí alkoholové tampony na pokožku Strana 71

| Kód | Popis | Množství v krabici | Množství v kartonu |
|--------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 6818-1 | Střední 2vrstvý | 200 | 4000 |

Cardinal Health™ Speciální zdravotnické produkty OEM

Cardinal Health™ Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční jehly

Bezpečnostní injekční jehly Strana 73

| Kód | Popis | Hrot průměr | Jehla délka | Prodejní jednotka |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 8881850810 | 18 G x 1 palec (1,2 x 25 mm) | 18G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850815 | 18 G x 1½ palce (1,2 x 38 mm) | 18G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850910 | 19 G x 1 palec (1,1 x 25 mm) | 19G | 1 palec | 500 ks/krab. |
| 8881850915 | 19 G x 1½ palce (1,1 x 38 mm) | 19G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850010 | 20 G x 1 palec (0,9 x 25 mm) | 20G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850015 | 20 g x 1½ palce (0,9 x 38 mm) | 20g | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850110 | 21 G x 1 palec (0,8 x 25 mm) | 21G | 1 palec | 500 ks/krabice |
| 8881850115 | 21 G x 3,8 cm (0,8 x 38 mm) | 21G | 1½ palce | 500 ks/krabice |
| 8881850158 | 21 G x 8 palce (0,8 x 16 mm) | 21G | 8 palce | 500 ks/krabice |

Zdravotnické výrobky

| Kompresní | Stomatolo- gické | Elektrody | Podávání výživy | Porodnictví a perinatální péče | Operační sál | Bezpečnostní jehly, injekční stříkačky a odběr krve | Likvidace ostrých předmětů | Chirurgické rukavice | Řízení tekutin | Měření teploty | Péče o rány | OEM |
|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| | | ● 22 G x 1 palec (0,7 x 25 mm) | 22G | 1 palec | 500 | | | | | | | |
| | | ● 22 G x 1½ palce (0,7 x 38 mm) | 22G | 1½ palce | 500 ks/krab. | | | | | | | |
| | | ● 23 G x 8/8 palce (0,6 x 16 mm) | 23G | 8/8 palce | 500 ks/balení | | | | | | | |
| | | ● 23 G x 1 palec (0,6 x 25 mm) | 23G | 1 palec | 500 | | | | | | | |
| | | ● 25 G x 8/8 palce (0,5 x 16 mm) | 25G | 8/8 palce | 500 ks/krabice | | | | | | | |
| | | ● 25 G x 1 palec (0,5 x 25 mm) | 25G | 1 palec | 500 ks/krabice | | | | | | | |
| | | ● 25 G x 1½ palce (0,5 x 38 mm) | 25G | 1½ palce | 500 ks/krabice | | | | | | | |

Řešení pro OEM v oblasti termometrie Strana 75

| Kód | Popis | Balení |
|--------|---|------------------|
| 502000 | Kryty sond Filac™ 3000 | 2 000 ks/krabice |
| 500062 | Deska Filac™ 3000 OEM PCBA | 80 ks/krabice |
| 500027 | Filac™ 3000 ústní sonda 9 ft. | 20 ks/balení |
| 500037 | Rektální sonda Filac™ 3000, 9 ft. | 20 ks/krabice |
| 500026 | Filac™ 3000 Orální sonda 4 ft. | 20 ks/krabice |
| 500036 | Rektální sonda Filac™ 3000, délka 1,2 m | 20 ks/krabice |
| 500099 | Filac™ 3000 kalibrační zátky | 10 ks/krabice |

Monoject™ Magellan™ Bezpečnostní injekční stříkačky na inzulin a tuberkulin

Bezpečnostní injekční stříkačky na inzulin Magellan™ Strana 74

| Kód | Popis | Počet kusů v balení |
|------------|--|---------------------|
| 8881892910 | Magellan™ 1 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 29 G x ½" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881892950 | Bezpečnostní injekční stříkačka Magellan™ na inzulin, 0,5 ml, s pevnou jehlou 29 G x ½" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881892930 | Magellan™ 0,3 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 29 G x ½" (0,33 mm x 1,3 cm) | 10x50 |
| 8881893010 | Magellan™ 1 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x ⅜" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |
| 8881893050 | Magellan™ 0,5 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x ⅜" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |
| 8881893030 | Magellan™ 0,3 ml bezpečnostní injekční stříkačka na inzulin s trvalou jehlou 30 G x ⅜" (0,305 mm x 0,8 cm) | 10x50 |

Bezpečnostní injekční stříkačky Magellan™ na tuberkulin Strana 74

| Kód | Popis | Balení |
|------------|--|--------|
| 8881882812 | Bezpečnostní injekční stříkačka Magellan™ na tuberkulin, 1 ml, s trvalou jehlou 28 G x ½" (0,36 x 13 mm) | 10x50 |

Standardní jehly pro pero Monoject™ Strana 74

| Kód | Barva | Popis | Délka jehly | Počet v krabičce | Počet v kartonu |
|------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 8881053108 | Oranžová | 31G (0,25 mm) x 8 mm | 8 mm | 100 | 2400 |
| 8881053105 | Fialová | 31G (0,25 mm) x 5 mm | 5 mm | 100 | 2400 |
| 8881053104 | Světle modrá | 31G (0,25 mm) x 4 mm | 4 mm | 100 | 2400 |
| 8881053206 | Hnědá | 32G (0,23 mm) x 6 mm | 6 mm | 100 | 2400 |
| 8881053204 | Světle zelená | 32G (0,23 mm) x 4 mm | 4 mm | 100 | 2400 |

Cardinal Health™ Příprava léků Strana 75

| Kód | Popis | Počet kusů |
|------------|--|------------------|
| 8881200003 | Filtrační jehla Monoject™ M200, 16 Gauge x 0,75 palce, sterilní | 1000 ks/krabice |
| 320872 | Monoject™ M204 Přenosová jehla, 20 Gauge x 1,625 palce | 2 000 ks/krabice |
| 11811022F | Monoject™ Blunt s filtrační jehlou 18 G x 1 ½ palce (1,27 mm x 3,8 cm) | 1000 ks/krabice |

Péče o pokožku a rány

Webcol™ Alkoholový přípravek na čištění kůže Strana 76

| Kód | Popis | Podrobnosti | Množství v krabičce | Množství v kartonech |
|--------|---|--|---------------------|----------------------|
| 6818-1 | Střední, 2vrstvé | Sterilní netkané houbičky, 70% isopropylalkohol | 200 ks/krabice | 4000 |
| 3381 | Curity™ sterilní gáza Vaty, 2 palce x 2 palce, 12vrstvé, sterilní | Jednotlivě balené, 12vrstvá sterilní gázové tampony, perforovaná krabička pro výdej v ordinaci | 100 ks/krabice | 2 400 ks/karton |



Pouze pro zdravotnické pracovníky

Tento katalog obsahuje informace o produktech pro širokou škálu zemí a není omezen na produkty nebo informace, které jsou dostupné a přístupné ve vaší konkrétní zemi. Pro konkrétnější informace o produktech dostupných ve vaší lokalitě se můžete obrátit na náš zákaznický servis nebo zástupce společnosti Cardinal Health.

© 2026 Cardinal Health. Všechna práva vyhrazena.

CARDINAL HEALTH, logo Cardinal Health, AQUA-SEAL, ARGYLE, CURITY, DEVON, ENTELLISET, EXCILON, FILAC, FLEX ADVANTAGE, GENIUS, GUARDIAN, IMPAD, KANGAROO, KENDALL, KENDALL SCD, KERLIX, MAGELLAN, MEDI-VAC, MONOJECT, MEDI-TRACE, KANGAROO OMNI, PROTEXIS, SALEM SUMP, SENTINEL SeaL, SHARPSAFETY, SMARTFLOW, TELFA, THORA-Seal, T.E.D., WEBCOL, WEBRIL a XEROFORM jsou ochranné známky společnosti Cardinal Health a mohou být registrovány v USA a/nebo v jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Důležité informace: Před použitím jakéhokoli zdravotnického prostředku si přečtěte všechny relevantní informace na obalu, včetně štítku a/nebo návodu k použití.

3NAT26-4171958_The Essential Medical Products_04.2026 (duben 2026)