

Podívejte se, jak to funguje!

- Odstraňuje „dojení Foleyho katétru“ a závislé smyčky
- Jednosměrné ventily zabraňují zpětnému vniknutí vypuštěné moči do těla
- Přesné hodinové hodnoty UO zobrazené na obrazovce
- Upozornění na AKI
- Propojení s EMR

- Senzor na špičce Foleyho katétru automaticky snímá IAP
- Není třeba žádné nastavování!
- Není nutná kalibrace!
- Přesná měření UO a kontinuální IAP: trendy na displeji Accuryn
- Navrženo pro snížení rizik spojených s CAUTI

POZNEJTE

PRŮT

OK

2023 CAUTI Aktualizace pokynů

Recenzovaná publikace
- Recenzovaná publikace
- Sedmiletá studie
- U více než 2 200 pacientů došlo k
- 10násobné snížení - CAUTI
- V popáleninovém centru se počet případů CAUTI snížil z přibližně 12 ročně na 452 dní bez jediného případu CAUTI

Další podrobnosti a informace o rizicích spojených s tímto výrobkem naleznete v pokynech IFU-06-2845.

POZNEJTE

TLAK

WSACS Pokyny

AACN Příručka postupů pro progresivní a kritickou péči

(Kapitola 99)

Běžné rizikové faktory pro zvýšený IAP: [1]
- Infuze velkého objemu krystaloidů
- Rozsáhlé popáleniny
- Rozsáhlé břišní operace
- Trauma
- Akutní pankreatitida
- Transfuze velkého objemu krve
- Dekompenzovaná cirhóza
- Intraabdominální infekce

[1] *Evidence Based Practice of Crit. Care, 3. vydání, 2020*

ZNÁTE

VÝSTUP

Hodnocení výdeje moči při akutním poškození ledvin:
Nejlevnější a nejúčinnější biomarker[1]

Problémy s měřením přesného výdeje moči:
- Průměrná sestra na JIP vykoná 125 úkolů za hodinu.[2]
- U tradičních Foleyových katétrů dochází často k tvorbě vzduchových bublin, které mohou vést k zadržování moči v katétru a močovém měchýři.[3]
- Konzistence péče je ohrožena, protože standardy pro monitorování a hlášení UO se mezi jednotlivými JIP liší.[4]

Výhody automatizovaného a přesného měření UO:
- Intenzivní monitorování výdeje moči je spojeno se zvýšenou detekcí AKI a lepšími výsledky.[4]
- Sérový kreatinin je považován za zpožděný indikátor AKI, který se zvyšuje až při ztrátě >50 % renální funkce.[5]
- Konzistentnost péče

[1] *Goldstein Front. Pediatr. 7:565. doi:10.3389/fped.2019.00565*
[2] *Douglas et al. Nurs Res. 2013*
[3] *J Burn Care Res. 2017 Jan-Feb; 38(1): e409–e417*
[4] *Jin et al. CHEST 2017*
[5] *Mårtensson J. a kol., Brit J Anaesth. (2012) 109:843–50. doi: 10.1093/bja/aes357*

Snižte počet infekcí odstraněním stagnujících drenáží



AccurynMedical

www.accuryn.com
888.635.7280

GPS PRAHA spol. s r. o.
Pitterova 2855/7, CZ 130 00 Praha 3
IČ 60491256, DIČ CZ60491256
E-mail: gps@kendall.cz
Tel: +420 274 779 735

GPS PRAHA


Accuryn Medical

TEAM PURPLE

#ProtectTheKidney

Accuryn® je vybaven jedinou technologií s kontinuálním katétrem pro měření intraabdominálního tlaku (IAP) vybaveným funkcí Active Drain Line Clearance, navrženou nejen ke snížení rizika

CAUTI, ale také řeší nedostatek ošetřovatelských zdrojů.



POZNEJTE

PRŮTOK

Pomozte snížit riziko CAUTI s naší inovativní funkcí Active Drain Line Clearance

Pokud váš pacient potřebuje Foleyův katétr, vyberte si takový, který nejen poskytuje přesná data pro vedení péče, ale je také speciálně navržen tak, aby minimalizoval rizika CAUTI díky funkci Active Drain Line Clearance:

- Zabraňuje vzniku vzduchových bublin: už žádné „dojení“ Foleyho katétru
- Vyprázdňuje závislé smyčky, aby se zajistilo, že močový měchýř je prázdný
- Díky dvěma jednosměrným ventilům zajišťuje, že obsah zůstane uvnitř, a tím udržuje hygienu a bezpečnost



ZNÁTE

VÝSTUP

Využijte čas s pacienty na maximum díky zefektivněného monitorování výdeje moči

Přesně sledujte výdej moči každou hodinu, vždy v celou hodinu, s konzistentností.
Výhody:

- Přesná data jako podklad pro klinická rozhodnutí
- Zlepšuje pracovní postupy a snižuje kognitivní únavu
- Odstranění manuální úlohy, která může vést k nedodržování předpisů a promarněným příležitostem k včasnému zásahu



POZNEJTE

TLAK

Včasné odhalení problémů díky nepřetržitému údajů o nitrobřišním tlaku (IAP)

Kontinuální měření IAP, na základě kterého můžete okamžitě jednat:


- Spolehlivá, přesná a na technice nezávislá měření
- Rychlé hodnoty IAP stisknutím tlačítka za něco málo přes minutu
- Efektivní komunikace mezi ošetřujícími týmy, která zajistí, že budete mít k dispozici klíčová data potřebná k rychlému a informovanému rozhodování

Zjednodušené sledování ledvin

Pokud systém Accuryn na základě pokynů KDIGO zjistí, že ledviny pacienta jsou v ohrožení, bude u lůžka pacienta zobrazeno upozornění. Toto včasné **upozornění** může být klíčové pro to, aby pacient okamžitě dostal potřebnou péči.

Elektronická zdravotní dokumentace

Accuryn snadno sdílí svá data se **systémem elektronické zdravotní dokumentace (EMR)** nemocnice, což může snížit počet chyb a zajistit, že přesná data budou k dispozici všem zúčastněným stranám, které se zabývají výsledky pacientů a měřením kvality.



accuryn

GPS PRAHA spol. s r. o.
Pitterova 2855/7, CZ 130 00 Praha 3
IČ 60491256, DIČ CZ60491256
E-mail: gps@kendall.cz
Tel: +420 274 779 735

GPS Distribuce zdravotnického materiálu a servis PRAHA

GPS PRAHA spol. s r. o.
Pitterova 2855/7, CZ 130 00 Praha 3
IČ 60491256, DIČ CZ60491256
E-mail: gps@kendall.cz
Tel: +420 274 779 735